

CATALOGUE GÉNÉRAL 2024

Compression médicale - Orthopédie - Podologie

CATALOGUE GÉNÉRAL 2024



SMARTLEG®

Legger®

Actys®

GIBAUD



N° client :



INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Collection
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE



Déjà
+ de 5000
 professionnels de santé
 nous ont fait confiance.

INNOTHERA ACADEMY

Votre croissance passe par le développement de votre expertise pour toujours mieux conseiller vos patients, **confiez-nous votre équipe.**

FORMATIONS CHEZ VOUS

Formations chez vous par votre délégué ou notre réseau de 9 formatrices expertes terrain*.

Des formations de différents **niveaux adaptées à vos besoins et vos ambitions de développement.**

(* sous conditions de partenariat)

Contactez votre délégué(e)

DIFFÉRENTS THÈMES :

La **compression** médicale, l'**été**
 la **vente** associée l'**entorse**
 Aide à la **CHUT** et la **stabilité** de nos aînés
 à la **délivrance** la **reprise** d'**activité**
 la **maternité** la **lombalgie**



GAGNEZ EN EXPERTISE

ORTHO
 ORGANISME DE FORMATION CONTINUE

Notre expérience, votre atout.

Depuis 1991, Orthophar est votre partenaire pour les formations à l'appareillage orthopédique.

contact@orthophar.com



Pour tout renseignement

Téléphone : 04 77 91 30 25

LES STAGES

- Appareillage **de série**
- Appareillage **sur-mesure thermoformable**
- **Podologie**
- Ceinture **sur-mesure**
- **Phlébologie** et **compression médicale**



FORMATION DIGITALE

Webinar « les jeudis web d'Innothera »

Des **conseils** et **solutions** du quotidien

+ 97% des participants recommandent nos formations**

**Données récoltées auprès de 176 professionnels de santé post-webinars 2023

Accédez à notre calendrier Webinar !



- Des **conseils** de **délivrance**
- Formations de **30 minutes interactives**
- **Replay**
- **Disponible**, PC, tablette smartphone,
- Animés par des **professionnels de santé**



Mobilisez votre équipe, **fidélisez** vos patients et **boostez** votre notoriété !



SMARTLEG®	
Grille de tailles	Collection
Transparent	BB
Semi-transparent	
Opaque	

Legger®	
Gamme et prise de mesures	CLASSE 2 / FEMME
Les plus TECH	CLASSE 2 / HOMME
Les plus COTON	CLASSE 3 / HOMME
Les plus T-FIBRE	

Actys®	
Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
CLASSE 1	ATH Mixte



GIBAUD			
ORTHO	CHEVILLE • PIED	PODO	CHAUSSURES EXTÉRIEURES
COU • ÉPAULE	GAMME 3D	ARBRE DÉCISIONNEL	POST-OPÉATOIRE
DOS • ABDOMEN • THORAX	JUNIOR	HALLUX VALGUS	TALONNETTES
MAIN • COUDE	THERMOTHÉRAPIE	CHAUSSURES INTÉRIEURES	SUR-MESURE
ORFIT	SUR-MESURE		
GENOU			

RENFORCEZ VOTRE EXPERTISE...

NOTRE ADN

INNOTHERA est une entreprise de santé française, familiale et centenaire. Nous œuvrons à l'amélioration continue du traitement des pathologies quotidiennes dans le monde, en nous appuyant sur l'engagement de 1500 collaborateurs.

NOS AIRES THÉRAPEUTIQUES

Elles se déclinent en 3 branches principales :

- **Laboratoires INNOTHERA** pour la compression veineuse élastique, l'orthopédie et la podologie,
- **Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL** pour les médicaments,
- **CLEANIS** pour les produits d'hygiène et de protection.

Cher(e)s partenaires,

Depuis 110 ans, INNOTHERA, entreprise française indépendante, développe, fabrique et commercialise des médicaments, dispositifs médicaux et produits d'hygiène avec une mission clairement affichée : améliorer progressivement et continuellement le traitement des pathologies du quotidien, partout dans le monde.

L'innovation, profondément inscrite dans notre ADN, incite chaque jour nos équipes à rechercher des solutions toujours plus efficaces, mieux acceptées, répondant aux attentes des patients et aux vôtres, face aux évolutions du marché de la santé.

Ainsi, l'union entre INNOTHERA et GIBAUD s'illustre aujourd'hui plus concrètement au travers de notre nouveau catalogue commun de dispositifs médicaux.

Un catalogue 2024 qui marque un tournant dans notre façon d'aborder notre partenariat, avec la présentation de nos trois catégories de produits au sein d'un même support : la compression médicale, l'orthopédie et la podologie.

L'engagement d'INNOTHERA s'inscrit également dans la qualité de la relation que nous tissons avec vous chaque jour.

Je veux donc vous remercier pour nos partenariats actuels et à venir, pour cet engagement commun que nous partageons ensemble avec passion : la quête d'une meilleure santé pour tous.

Je vous remercie de votre confiance.

Bien à vous.

Arnaud Gobet

NOTRE PRÉSENCE INTERNATIONALE

INNOTHERA commercialise ses produits dans plus de 100 pays dans le monde.

NOS ENGAGEMENTS

Citoyenne et responsable, INNOTHERA conçoit et développe des médicaments et des dispositifs médicaux dans ses centres de Recherche & Développement français et fabrique majoritairement en France :

- **À Nomexy**, dans les Vosges et **à Trévoux**, dans l'Ain, pour les produits de compression veineuse élastique
- **À Saint-Etienne**, dans la Loire, pour les produits d'orthopédie
- **À Chouzy-sur-Cisse**, dans le Loir-et-Cher, pour les médicaments

2

3

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

NOUS CONTACTER :

SERVICE COMMANDE

Commande et réclamation qualité

UN SEUL NUMERO DE TÉLÉPHONE

0 800 400 067 Service & appel gratuits

Notre Centre d'Appels est ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).

FAX : 01 46 15 28 32

EMAIL : commandes@innothera.com

INTERNET :  <https://www.easydeli.com>

SERVICE SPÉCIFIQUE POUR L'ORTHOPÉDIE - PODOLOGIE

SERVICE SUR-MESURE

Orthopédie / Orthèse plantaire

FAX : 04 77 79 63 66

EMAIL : surmesure@innothera.com

INNOTHERA ACADEMY

FORMATIONS

CONTACT :

academy@innothera.com

STAGES DE FORMATION :

contact@orthophar.com

TEL : 04.77.91.30.25

SERVICE DE VIGILANCE ET D'INFORMATION MÉDICALE

0 800 100 229 Service & appel gratuits

FAX : 01 46 15 18 28

EMAIL : information.vigilance@innothera.com

Les conditions générales de vente 2024 sont disponibles sur demande à l'adresse électronique suivante :
commande@innothera.com

COMPRESSION MÉDICALE



- | Grille de tailles
- | Collection
- | Transparent
- | BB
- | Semi-transparent
- | Opaque



- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME



- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES



ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

Récapitulatif de la gamme

par classes et formats

Classe	Sexe	N° de page	Gamme	Femme						Homme				
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
1	Femme	P.72	Actys® 10 Femme	◆		◆								
		P.74	Actys® 20 Femme	◆	◆	◆	◆	◆						
		P.12	Smartleg® Transparent	◆	◆	◆	◆	◆				◆		
		P.17	Smartleg® Semi-Transparent	◆	◆	◆	◆	◆						
		P.22	Smartleg® Opaque						◆					
	2	Femme	P.24	Smartleg® Collection						◆				
			P.28	Smartleg® BB Transparent							◆	◆		
			P.29	Smartleg® BB Semi-Transparent							◆	◆		
			P.42	Legger® Femme Casual TECH	◆									
2	Homme	P.44	Legger® Femme Casual COTON	◆										
		P.46	Legger® Femme Casual T-FIBRE	◆										
		P.78	Actys® 20 Homme							◆	◆	◆		
		P.48	Legger® Homme Chic TECH							◆	◆	◆	◆	
		P.52	Legger® Homme Chic COTON							◆				
		P.54	Legger® Homme Casual TECH							◆				
		P.56	Legger® Homme Casual COTON							◆		◆		
		P.58	Legger® Homme Casual T-FIBRE							◆				
3	Mixte	P.62	Legger® Homme Sportswear T-Fibre							◆				
		P.81	Actys® 25 Femme	◆	◆	◆	◆							
		P.64	Legger® Homme Casual COTON							◆		◆		
ATH	Mixte	P.84	Actys® 35 Mixte		◆		◆			◆		◆		
		P.85	Actys® ATH		◆		◆			◆		◆		

6

7

SOMMAIRE CVE


Compression médicale

Récapitulatif des gammes06

- Smartleg® Premium Maille Fine08
- Legger® Premium Texture Chaussette.....30
- Actys® Expert Pro LPP.....66

Résumé des caractéristiques produits.....86

Références bibliographiques.....88



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

**PREMIUM
MAILLE FINE**
Finesse, élégance
et confort

INDICATIONS DE CLASSE II :

- ◆ Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- ◆ Varicosités (C1). Varices (C2).
- ◆ Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- ◆ Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- ◆ Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne).
- ◆ En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

SOMMAIRE

Grille de tailles.....	11
Smartleg® Transparent.....	12
Smartleg® Semi-transparent.....	17
Smartleg® Opaque.....	22
Smartleg® Collection.....	24
Smartleg® BB.....	26

Retrouvez le résumé des caractéristiques produits à la page 86.



**INNOTHERA
ACADEMY**

**NOUS
CONTACTER**

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

**AIDE
COMPRESSION**

**INFOS
PRATIQUES**

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | **GAMME 3D**
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

FORMATS

le Collant

le Bas

le Mi-Bas

BB

TEXTURES

Transparent

Semi-transparent

Opaque

Fantaisie



Principales matières : Polyamide dont Polyamide microfibres, Elasthane, Silicone (uniquement en format bas autofixant).
PO : Existe également en Pieds Ouverts

10

Faites découvrir l'expérience Smartleg® à vos patientes.


Une grille de taille unique pour tous les formats

8 tailles	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Tour de taille maxi conseillé	88,5	96	95	106	120	129		
Tour de Hanche	80/120	70/110	90/130	80/120	95/135	90/130	115/155	110/150
Tour de Cuisse	43/57	40/54	54/66	45/59	59/71	51/65	65/77	60/74
Tour de Mollet	28/36	26/34	34/42	30/38	38/46	34/42	42/50	40/48
Tour de Cheville	16/19	19/22	22/25	25/28	28/31			



SMARTLEG

Collant		Bas		Mi-Bas	
Hauteur sol/entrejambe		Hauteur sol/entrejambe		Hauteur sol/3 cm sous le pli du genou	
Court	Inférieur ou égal à 69 cm	Court	Inférieur ou égal à 74 cm	Court	Inférieur ou égal à 40 cm
Normal	Entre 69,1 et 77 cm	Normal	Supérieur à 74 cm	Normal	Supérieur à 40 cm
Long	Supérieur à 77 cm				



Brevets et + produits

- F.I.P.** FOOD IMPROVED PROFILE: Un concept breveté pour vous faciliter l'enfilage et le confort au cou-de-pied. (01/2)
- 3UP SYTEME:** Enfilage facile. (03/4)
- 98% TAUX DE COUVERTURE:** S'adapte à toutes les morphologies féminines. (05)
- PIEDS OUVERTS DE SERIE:** Pieds ouverts de serie.
- CONFORT:** Confortable. (06/7/8/9/10)

11

INNOTHERA ACADEMY
NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque
- Collection BB

Legger®

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE
- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO:** COU • ÉPAULE, DOS • ABDOMEN • THORAX, MAIN • COUDE, ORFIT, GENOU
- CHEVILLE • PIED:** GAMME 3D, JUNIOR, THERMOTHÉRAPIE, SUR-MESURE
- PODO:** ARBRE DÉCISIONNEL, HALLUX VALGUS, CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES:** POST-OPÉRATOIRE, TALONNETTES, SUR-MESURE



Transparent



12

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

TAILLES

Collant / TRANSPARENT ◆◆◆◆

Taille standard		Noir	Beige Doré			Beige Doré - Pieds ouverts		
		Irrésistible	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T0	3664540004446	3664540003722	3664540009397	3664540004927	3664540009878	3664540012045	3664540010119
	T1	3664540004453	3664540003739	3664540009403	3664540004934	3664540009885	3664540012052	3664540010126
	T2	3664540004477	3664540003753	3664540009427	3664540004958	3664540009908	3664540012076	3664540010140
	T3	3664540004491	3664540003777	3664540009441	3664540004972	3664540009922	3664540012090	3664540010164
Normal	T4	3664540004514	3664540003791	3664540009465	3664540004996	3664540009946	3664540012113	3664540010188
	T0	3664540004521	3664540003807	3664540009472	3664540005009	3664540009953	3664540011949	3664540010195
	T1	3664540004538	3664540003814	3664540009489	3664540005016	3664540009960	3664540011956	3664540010201
	T2	3664540004552	3664540003838	3664540009502	3664540005030	3664540009984	3664540011970	3664540010225
Long	T3	3664540004576	3664540003852	3664540009526	3664540005054	3664540010003	3664540011994	3664540010249
	T4	3664540004590	3664540003876	3664540009540	3664540005078	3664540010027	3664540012014	3664540010263
	T0	3664540004606	3664540003883	3664540009557	3664540005085	3664540010034	3664540012120	3664540010270
	T1	3664540004613	3664540003890	3664540009564	3664540005092	3664540010041	3664540012137	3664540010287
	T2	3664540004637	3664540003913	3664540009588	3664540005115	3664540010065	3664540012151	3664540010300
	T3	3664540004651	3664540003937	3664540009601	3664540005139	3664540010089	3664540012175	3664540010324
	T4	3664540004675	3664540003951	3664540009625	3664540005153	3664540010102	3664540012199	3664540010348

Bas / TRANSPARENT ◆◆◆◆

Taille standard		Noir	Beige Doré			Beige Doré - Pieds ouverts		
		Irrésistible	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T0	3664540050566	3664540050887	3664540051204	3664540051525	3664540053123	3664540053444	3664540053765
	T1	3664540050559	3664540050870	3664540051198	3664540051518	3664540053116	3664540053437	3664540053758
	T2	3664540050542	3664540050863	3664540051181	3664540051501	3664540053109	3664540053420	3664540053741
	T3	3664540050535	3664540050856	3664540051174	3664540051495	3664540053093	3664540053413	3664540053734
Normal	T4	3664540050528	3664540050849	3664540051167	3664540051488	3664540053086	3664540053406	3664540053727
	T0	3664540050641	3664540050962	3664540051280	3664540051600	3664540053208	3664540053529	3664540053840
	T1	3664540050634	3664540050955	3664540051273	3664540051594	3664540053192	3664540053512	3664540053833
	T2	3664540050627	3664540050948	3664540051266	3664540051587	3664540053185	3664540053505	3664540053826
	T3	3664540050610	3664540050931	3664540051259	3664540051570	3664540053178	3664540053499	3664540053819
	T4	3664540050603	3664540050924	3664540051242	3664540051563	3664540053161	3664540053482	3664540053802

Mi-Bas / TRANSPARENT ◆◆◆◆

Taille standard		Noir	Beige Doré			Beige Doré - Pieds ouverts		
		Irrésistible	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T0	3664540050726	3664540051044	3664540051365	3664540051686	3664540053284	3664540053604	3664540053925
	T1	3664540050719	3664540051037	3664540051358	3664540051679	3664540053277	3664540053598	3664540053918
	T2	3664540050702	3664540051020	3664540051341	3664540051662	3664540053260	3664540053581	3664540053901
	T3	3664540050696	3664540051013	3664540051334	3664540051655	3664540053253	3664540053574	3664540053895
Normal	T4	3664540050689	3664540051006	3664540051327	3664540051648	3664540053246	3664540053567	3664540053888
	T0	3664540050801	3664540051129	3664540051440	3664540051761	3664540053369	3664540053680	3664540054007
	T1	3664540050795	3664540051112	3664540051433	3664540051754	3664540053352	3664540053673	3664540053994
	T2	3664540050788	3664540051105	3664540051426	3664540051747	3664540053345	3664540053666	3664540053987
	T3	3664540050771	3664540051099	3664540051419	3664540051730	3664540053338	3664540053659	3664540053970
	T4	3664540050764	3664540051082	3664540051402	3664540051723	3664540053321	3664540053642	3664540053963

13

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Collant / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille standard	Beige Rosé				Beige Rosé - Pieds ouverts		
	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	
Court	T0	3664540009632	3664540004682	3664540005160	3664540004200	3664540012205	3664540010355
	T1	3664540009649	3664540004699	3664540005177	3664540004217	3664540012212	3664540010362
	T2	3664540009663	3664540004712	3664540005191	3664540004231	3664540012236	3664540010386
	T3	3664540009687	3664540004736	3664540005214	3664540004255	3664540012250	3664540010409
Normal	T0	3664540009717	3664540004767	3664540005245	3664540004286	3664540012281	3664540010430
	T1	3664540009724	3664540004774	3664540005252	3664540004293	3664540012298	3664540010447
	T2	3664540009748	3664540004798	3664540005276	3664540004316	3664540012311	3664540010461
	T3	3664540009762	3664540004811	3664540005290	3664540004330	3664540012335	3664540010485
Long	T0	3664540009793	3664540004842	3664540005320	3664540004361	3664540012366	3664540010515
	T1	3664540009809	3664540004859	3664540005337	3664540004378	3664540012373	3664540010522
	T2	3664540009823	3664540004873	3664540005351	3664540004392	3664540012397	3664540010546
	T3	3664540009847	3664540004897	3664540005375	3664540004415	3664540012410	3664540010560
T4	3664540009861	3664540004910	3664540005399	3664540004439	3664540012434	3664540010584	

Bas / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille standard	Beige Rosé				Beige Rosé - Pieds ouverts		
	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	
Court	T0	3664540051846	3664540052164	3664540052485	3664540052805	3664540054083	3664540054403
	T1	3664540051839	3664540052157	3664540052478	3664540052799	3664540054076	3664540054397
	T2	3664540051822	3664540052140	3664540052461	3664540052782	3664540054069	3664540054380
	T3	3664540051815	3664540052133	3664540052454	3664540052775	3664540054052	3664540054373
Normal	T0	3664540051921	3664540052249	3664540052560	3664540052881	3664540054168	3664540054489
	T1	3664540051914	3664540052232	3664540052553	3664540052874	3664540054151	3664540054472
	T2	3664540051907	3664540052225	3664540052546	3664540052867	3664540054144	3664540054465
	T3	3664540051891	3664540052218	3664540052539	3664540052850	3664540054137	3664540054458
T4	3664540051884	3664540052201	3664540052522	3664540052843	3664540054120	3664540054441	

Mi-Bas / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille standard	Beige Rosé				Beige Rosé - Pieds ouverts		
	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radieuse Soft	Moyen Radieuse	
Court	T0	3664540052003	3664540052324	3664540052645	3664540052966	3664540054243	3664540054564
	T1	3664540051990	3664540052317	3664540052638	3664540052959	3664540054236	3664540054557
	T2	3664540051983	3664540052300	3664540052621	3664540052942	3664540054229	3664540054540
	T3	3664540051976	3664540052294	3664540052614	3664540052935	3664540054212	3664540054533
Normal	T0	3664540052089	3664540052409	3664540052720	3664540053048	3664540054328	3664540054649
	T1	3664540052072	3664540052393	3664540052713	3664540053031	3664540054311	3664540054632
	T2	3664540052065	3664540052386	3664540052706	3664540053024	3664540054304	3664540054625
	T3	3664540052058	3664540052379	3664540052690	3664540053017	3664540054298	3664540054618
T4	3664540052041	3664540052362	3664540052683	3664540053000	3664540054281	3664540054601	



TAILLES

TRANSPARENT | SMARTLEG

Collant / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Irrésistible	Beige Doré			Beige Doré - Pieds ouverts		
		Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T1+	3664540004460	3664540003746	3664540009410	3664540004941	3664540009892	3664540010133
	T2+	3664540004484	3664540003760	3664540009434	3664540004965	3664540009915	3664540010157
	T3+	3664540004507	3664540003784	3664540009458	3664540004989	3664540009939	3664540010171
Normal	T1+	3664540004545	3664540003821	3664540009496	3664540005023	3664540009977	3664540011963
	T2+	3664540004569	3664540003845	3664540009519	3664540005047	3664540009991	3664540011987
	T3+	3664540004583	3664540003869	3664540009533	3664540005061	3664540010010	3664540010256
Long	T1+	3664540004620	3664540003906	3664540009571	3664540005108	3664540010058	3664540010294
	T2+	3664540004644	3664540003920	3664540009595	3664540005122	3664540010072	3664540010317
	T3+	3664540004668	3664540003944	3664540009618	3664540005146	3664540010096	3664540010331

Bas / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Irrésistible	Beige Doré			Beige Doré - Pieds ouverts		
		Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T1+	3664540050511	3664540050832	3664540051150	3664540051471	3664540053079	3664540053710
	T2+	3664540050504	3664540050825	3664540051143	3664540051464	3664540053062	3664540053703
	T3+	3664540050498	3664540050818	3664540051136	3664540051457	3664540053055	3664540053697
Normal	T1+	3664540050597	3664540050917	3664540051235	3664540051556	3664540053154	3664540053796
	T2+	3664540050580	3664540050900	3664540051228	3664540051549	3664540053147	3664540053789
	T3+	3664540050573	3664540050894	3664540051211	3664540051532	3664540053130	3664540053772

Mi-Bas / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Irrésistible	Beige Doré			Beige Doré - Pieds ouverts		
		Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante	Clair Délicate	Moyen Délicate intense	Foncé Ravissante
Court	T1+	3664540050672	3664540050993	3664540051310	3664540051631	3664540053239	3664540053871
	T2+	3664540050665	3664540050986	3664540051303	3664540051624	3664540053222	3664540053864
	T3+	3664540050658	3664540050979	3664540051297	3664540051617	3664540053215	3664540053857
Normal	T1+	3664540050757	3664540051075	3664540051396	3664540051716	3664540053314	3664540053956
	T2+	3664540050740	3664540051068	3664540051389	3664540051709	3664540053307	3664540053949
	T3+	3664540050733	3664540051051	3664540051372	3664540051693	3664540053291	3664540053932

14

15

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

Legger®

Actys®

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

ORTHO
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED
GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO
| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



TAILLES



Collant / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Beige Rosé				Beige Rosé - Pieds ouverts	
	Clair Radiuse Soft	Moyen Radiuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radiuse Soft	Moyen Radiuse
Court	T1+	3664540009656	3664540004705	3664540005184	3664540004224	3664540010379
	T2+	3664540009670	3664540004729	3664540005207	3664540004248	3664540010393
	T3+	3664540009694	3664540004743	3664540005221	3664540004262	3664540010416
Normal	T1+	3664540009731	3664540004781	3664540005269	3664540004309	3664540010454
	T2+	3664540009755	3664540004804	3664540005283	3664540004323	3664540010478
	T3+	3664540009779	3664540004828	3664540005306	3664540004347	3664540010492
Long	T1+	3664540009816	3664540004866	3664540005344	3664540004385	3664540010539
	T2+	3664540009830	3664540004880	3664540005368	3664540004408	3664540010553
	T3+	3664540009854	3664540004903	3664540005382	3664540004422	3664540010577

Bas / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Beige Rosé				Beige Rosé - Pieds ouverts	
	Clair Radiuse Soft	Moyen Radiuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radiuse Soft	Moyen Radiuse
Court	T1+	3664540051792	3664540052119	3664540052430	3664540052751	3664540054359
	T2+	3664540051785	3664540052102	3664540052423	3664540052744	3664540054342
	T3+	3664540051778	3664540052096	3664540052416	3664540052737	3664540054335
Normal	T1+	3664540051877	3664540052195	3664540052515	3664540052836	3664540054434
	T2+	3664540051860	3664540052188	3664540052508	3664540052829	3664540054427
	T3+	3664540051853	3664540052171	3664540052492	3664540052812	3664540054410

Mi-Bas / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Beige Rosé				Beige Rosé - Pieds ouverts	
	Clair Radiuse Soft	Moyen Radiuse	Foncé Rayonnante	Très Foncé Fabuleuse	Clair Radiuse Soft	Moyen Radiuse
Court	T1+	3664540051952	3664540052270	3664540052591	3664540052911	3664540054519
	T2+	3664540051945	3664540052263	3664540052584	3664540052904	3664540054502
	T3+	3664540051938	3664540052256	3664540052577	3664540052898	3664540054496
Normal	T1+	3664540052034	3664540052355	3664540052676	3664540052997	3664540054595
	T2+	3664540052027	3664540052348	3664540052669	3664540052980	3664540054588
	T3+	3664540052010	3664540052331	3664540052652	3664540052973	3664540054571

16

17



Semi-transparent

SEMI-TRANSPARENT | SMARTLEG

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO**
 - | COU • ÉPAULE
 - | DOS • ABDOMEN • THORAX
 - | MAIN • COUDE
 - ORFIT**
 - | GENOU
- CHEVILLE • PIED**
 - GAMME 3D**
 - | JUNIOR
 - | THERMOTHÉRAPIE
 - | SUR-MESURE
- PODO**
 - | ARBRE DÉCISIONNEL
 - | HALLUX VALGUS
 - | CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES**
 - | POST-OPÉATOIRE
 - | TALONNETTES
 - | SUR-MESURE

Collant / SEMI-TRANSPARENT

Taille standard	Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	Marron Délicieuse	Vert Kaki Aventurière	
Court	T0	366454000325	3664540049607	3664540001766	3664540001049	3664540049843
	T1	3664540000332	3664540049591	3664540001797	3664540001056	3664540049836
	T2	3664540000356	3664540049584	3664540001858	3664540001070	3664540049829
	T3	3664540000370	3664540049577	3664540001919	3664540001094	3664540049812
	T4	3664540000394	3664540049560	3664540001971	3664540001117	3664540049805
Normal	T0	3664540000400	3664540049683	3664540001773	3664540001124	3664540049928
	T1	3664540000417	3664540049676	3664540001810	3664540001131	3664540049911
	T2	3664540000431	3664540049669	3664540001865	3664540001155	3664540049904
	T3	3664540000455	3664540049652	3664540001926	3664540001179	3664540049898
	T4	3664540000479	3664540049645	3664540001988	3664540001513	3664540049881
Long	T0	3664540000486	3664540049522	3664540001780	3664540001193	3664540049768
	T1	3664540000493	3664540049515	3664540001803	3664540001209	3664540049751
	T2	3664540000516	3664540049508	3664540001872	3664540001223	3664540049744
	T3	3664540000530	3664540049492	3664540001933	3664540001247	3664540049737
	T4	3664540000554	3664540049485	3664540001995	3664540001261	3664540049720

Collant / SEMI-TRANSPARENT

Taille standard	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	
Court	T0	3664540000806	3664540000561
	T1	3664540000813	3664540000578
	T2	3664540000837	3664540000592
	T3	3664540000851	3664540000615
	T4	3664540000875	3664540000639
Normal	T0	3664540000882	3664540000646
	T1	3664540000899	3664540000653
	T2	3664540000912	3664540000677
	T3	3664540000936	3664540000691
	T4	3664540000950	3664540000714
Long	T0	3664540000967	3664540000721
	T1	3664540000974	3664540000738
	T2	3664540000998	3664540000752
	T3	3664540001018	3664540000776
	T4	3664540001032	3664540000790



Bas / SEMI-TRANSPARENT

Taille standard	Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	
Court	T0	3664540056964	3664540055929	3664540055288
	T1	3664540056957	3664540055912	3664540055271
	T2	3664540056940	3664540055905	3664540055264
	T3	3664540056933	3664540055899	3664540055257
	T4	3664540056926	3664540055882	3664540055240
Normal	T0	3664540057046	3664540056001	3664540055363
	T1	3664540057039	3664540055998	3664540055356
	T2	3664540057022	3664540055981	3664540055349
	T3	3664540057015	3664540055974	3664540055332
	T4	3664540057008	3664540055967	3664540055325



Bas / SEMI-TRANSPARENT

Taille standard	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Pieds ouverts		
			Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	
Court	T0	3664540054960	3664540055608	3664540059446	3664540059125
	T1	3664540054953	3664540055592	3664540059439	3664540059118
	T2	3664540054946	3664540055585	3664540059422	3664540059101
	T3	3664540054939	3664540055578	3664540059415	3664540059095
	T4	3664540054922	3664540055561	3664540059408	3664540059088
Normal	T0	3664540055042	3664540055684	3664540059521	3664540059200
	T1	3664540055035	3664540055677	3664540059514	3664540059194
	T2	3664540055028	3664540055660	3664540059507	3664540059187
	T3	3664540055011	3664540055653	3664540059491	3664540059170
	T4	3664540055004	3664540055646	3664540059484	3664540059163

Mi-Bas / SEMI-TRANSPARENT

Taille standard	Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	
Court	T0	3664540057121	3664540056087	3664540055448
	T1	3664540057114	3664540056070	3664540055431
	T2	3664540057107	3664540056063	3664540055424
	T3	3664540057091	3664540056056	3664540055417
	T4	3664540057084	3664540056049	3664540055400
Normal	T0	3664540057206	3664540056162	3664540055523
	T1	3664540057190	3664540056155	3664540055516
	T2	3664540057183	3664540056148	3664540055509
	T3	3664540057176	3664540056131	3664540055493
	T4	3664540057169	3664540056124	3664540055486

Mi-Bas / SEMI-TRANSPARENT

Taille standard	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Pieds ouverts		
			Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	
Court	T0	3664540055127	3664540055769	3664540059606	3664540059286
	T1	3664540055110	3664540055752	3664540059590	3664540059279
	T2	3664540055103	3664540055745	3664540059583	3664540059262
	T3	3664540055097	3664540055738	3664540059576	3664540059255
	T4	3664540055080	3664540055721	3664540059569	3664540059248
Normal	T0	3664540055202	3664540055844	3664540059682	3664540059361
	T1	3664540055196	3664540055837	3664540059675	3664540059354
	T2	3664540055189	3664540055820	3664540059668	3664540059347
	T3	3664540055172	3664540055813	3664540059661	3664540059330
	T4	3664540055165	3664540055806	3664540059644	3664540059323



BV Cert. 6195240

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

Collection
| BB

Legger

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED
| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO
| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Collant / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	Marron Délicieuse	Vert Kaki Aventurière	
Court	T1+	3664540000349	3664540049553	3664540001827	3664540001063	3664540049799
	T2+	3664540000363	3664540049546	3664540001889	3664540001087	3664540049782
	T3+	3664540000387	3664540049539	3664540001940	3664540001100	3664540049775
Normal	T1+	3664540000424	3664540049638	3664540001834	3664540001148	3664540049874
	T2+	3664540000448	3664540049621	3664540001896	3664540001162	3664540049867
	T3+	3664540000462	3664540049614	3664540001957	3664540001186	3664540049850
Long	T1+	3664540000509	3664540049478	3664540001841	3664540001216	3664540049713
	T2+	3664540000523	3664540049461	3664540001902	3664540001230	3664540049706
	T3+	3664540000547	3664540049454	3664540001964	3664540001254	3664540049690

Collant / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	
Court	T1+	3664540000820	3664540000585
	T2+	3664540000844	3664540000608
	T3+	3664540000868	3664540000622
Normal	T1+	3664540000905	3664540000660
	T2+	3664540000929	3664540000684
	T3+	3664540000943	3664540000707
Long	T1+	3664540000981	3664540000745
	T2+	3664540001001	3664540000769
	T3+	3664540001025	3664540000783

Bas / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	
Court	T1+	3664540056919	3664540055875	3664540055233
	T2+	3664540056902	3664540055868	3664540055226
	T3+	3664540056896	3664540055851	3664540055219
Normal	T1+	3664540056995	3664540055950	3664540055318
	T2+	3664540056988	3664540055943	3664540055301
	T3+	3664540056971	3664540055936	3664540055295



Bas / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Pieds ouverts		
			Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	
Court	T1+	3664540054915	3664540055554	3664540059392	3664540059071
	T2+	3664540054908	3664540055547	3664540059385	3664540059064
	T3+	3664540054892	3664540055530	3664540059378	3664540059057
Normal	T1+	3664540054991	3664540055639	3664540059477	3664540059156
	T2+	3664540054984	3664540055622	3664540059460	3664540059149
	T3+	3664540054977	3664540055615	3664540059453	3664540059132

Mi-Bas / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Mystérieuse	Gris foncé Secrète	Bleu foncé Impériale	
Court	T1+	3664540057077	3664540056032	3664540055394
	T2+	3664540057060	3664540056025	3664540055387
	T3+	3664540057053	3664540056018	3664540055370
Normal	T1+	3664540057152	3664540056117	3664540055479
	T2+	3664540057145	3664540056100	3664540055462
	T3+	3664540057138	3664540056094	3664540055455

Mi-Bas / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	Pieds ouverts		
			Beige Doré Lumineuse	Beige Rosé Naturelle	
Court	T1+	3664540055073	3664540055714	3664540059552	3664540059231
	T2+	3664540055066	3664540055707	3664540059545	3664540059224
	T3+	3664540055059	3664540055691	3664540059538	3664540059217
Normal	T1+	3664540055158	3664540055790	3664540059637	3664540059316
	T2+	3664540055141	3664540055783	3664540059620	3664540059309
	T3+	3664540055134	3664540055776	3664540059613	3664540059293



INNOTHERA ACADEMY
NOUS CONTACTER

SMARTLEG
Grille de tailles | Collection
Transparent | BB
Semi-transparent
Opaque

Legger
Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
Les plus T-FIBRE

Actys
Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

GIBAUD
ORTHO | CHEVILLE • PIED | GAMME 3D | ARBRE DÉCISIONNEL | CHAUSSURES EXTÉRIEURES
COU • ÉPAULE | JUNIOR | HALLUX VALGUS | POST-OPÉATOIRE
DOS • ABDOMEN • THORAX | THERMOTHÉRAPIE | CHAUSSURES INTÉRIEURES | TALONNETTES
MAIN • COUDE | SUR-MESURE | SUR-MESURE
ORFIT | GENOU



Opaque

22

Collant / OPAQUE ◆◆◆

Taille standard	Noir Splendide	Gris foncé Prodigieuse	Bleu foncé Rêveuse	Violet foncé Captivante	
Court	T0	3664540003968	3664540002244	3664540003487	3664540002008
	T1	3664540003975	3664540002251	3664540003494	3664540002015
	T2	3664540003999	3664540002275	3664540003517	3664540002039
	T3	3664540004019	3664540002299	3664540003531	3664540002053
	T4	3664540004033	3664540002312	3664540003555	3664540002077
Normal	T0	3664540004040	3664540002329	3664540003562	3664540002084
	T1	3664540004057	3664540002336	3664540003579	3664540002091
	T2	3664540004071	3664540002350	3664540003593	3664540002114
	T3	3664540004095	3664540002374	3664540003616	3664540002138
	T4	3664540004118	3664540002398	3664540003630	3664540002152
Long	T0	3664540004125	3664540002404	3664540003647	3664540002169
	T1	3664540004132	3664540002411	3664540003654	3664540002176
	T2	3664540004156	3664540002435	3664540003678	3664540002190
	T3	3664540004170	3664540002459	3664540003692	3664540002213
	T4	3664540004194	3664540002473	3664540003715	3664540002237



TAILLES

Collant / OPAQUE ◆◆◆

Taille +	Noir Splendide	Gris foncé Prodigieuse	Bleu foncé Rêveuse	Violet foncé Captivante	
Court	T1+	3664540003982	3664540002268	3664540003500	3664540002022
	T2+	3664540004002	3664540002282	3664540003524	3664540002046
	T3+	3664540004026	3664540002305	3664540003548	3664540002060
Normal	T1+	3664540004064	3664540002343	3664540003586	3664540002107
	T2+	3664540004088	3664540002367	3664540003609	3664540002121
	T3+	3664540004101	3664540002381	3664540003623	3664540002145
Long	T1+	3664540004149	3664540002428	3664540003661	3664540002183
	T2+	3664540004163	3664540002442	3664540003685	3664540002206
	T3+	3664540004187	3664540002466	3664540003708	3664540002220



23

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED


- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE




Collant / COLLECTION ◆◆◆


Taille standard	Pois	Fine résille	Double Je	Illusion	
Court	T0	3664540038519	3664540048358	3664540049362	3664540054809
	T1	3664540038502	3664540048341	3664540049355	3664540054793
	T2	3664540038496	3664540048334	3664540049348	3664540054786
	T3	3664540038489	3664540048327	3664540049331	3664540054779
	T4	3664540038472	3664540048310	3664540049324	3664540054762
Normal	T0	3664540038595	3664540048433	3664540049447	3664540054885
	T1	3664540038588	3664540048426	3664540049430	3664540054878
	T2	3664540038571	3664540048419	3664540049423	3664540054861
	T3	3664540038564	3664540048402	3664540049416	3664540054854
	T4	3664540038557	3664540048396	3664540049409	3664540054847
Long	T0	3664540038434	3664540048273	3664540049287	3664540054724
	T1	3664540038427	3664540048266	3664540049270	3664540054717
	T2	3664540038410	3664540048259	3664540049263	3664540054700
	T3	3664540038403	3664540048242	3664540049256	3664540054694
	T4	3664540038397	3664540048235	3664540049249	3664540054687




AVEC DE NOUVELLES FINITIONS POUR ENCORE PLUS D'ESTHÉTISME



Une sous-ceinture conçue pour apporter plus de confort à vos patientes.



Pointe et talon plus discrets pour d'avantage d'élégance dans les chaussures échantées. Pointe et talon plus solides ⁽⁰⁰⁰⁰⁾.



Semelle type chevron conçue pour un effet moins glissant dans les chaussures.



Collant / COLLECTION ◆◆◆

Taille +	Pois	Fine résille	Double Je	Illusion
Court	T1+	3664540038465	3664540049317	3664540054755
	T2+	3664540038458	3664540049300	3664540054748
	T3+	3664540038441	3664540048280	3664540049294
Normal	T1+	3664540038540	3664540049393	3664540054830
	T2+	3664540038533	3664540049386	3664540054823
	T3+	3664540038526	3664540048365	3664540049379
Long	T1+	3664540038380	3664540049232	3664540054670
	T2+	3664540038373	3664540049225	3664540054663
	T3+	3664540038366	3664540048204	3664540049218



INNOTHERA ACADEMY
NOUS CONTACTER

SMARTLEG
Grille de tailles | Collection
Transparent | BB
Semi-transparent
Opaque

Legger
Gamme et prise de mesures
Les plus TECH
Les plus COTON
Les plus T-FIBRE
CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys
Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

GIBAUD
ORTHO | CHEVILLE • PIED | PODO | CHAUSSURES EXTÉRIEURES
| COU • ÉPAULE | GAMME 3D | | ARBRE DÉCISIONNEL | POST-OPÉATOIRE
| DOS • ABDOMEN • THORAX | JUNIOR | | HALLUX VALGUS | TALONNETTES
| MAIN • COUDE | THERMOTHÉRAPIE | | CHAUSSURES INTÉRIEURES | SUR-MESURE
ORFIT | SUR-MESURE
| GENOU

SMARTLEG® BB

Être enceinte ne veut pas dire oublier son format préféré : le collant⁽¹²⁾



Transparent



Semi-transparent

Brevets et + produits



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Culotte brevetée⁽¹⁴⁾

- Co-conçu avec des femmes enceintes.⁽¹³⁾
- Culotte testée et plébiscitée par 9 femmes enceintes sur 10.⁽¹³⁾
- Facile à enfiler.⁽¹⁾⁽²⁾
- La même construction que Smartleg®.
- Peut se porter au dessus du ventre ou en dessous.

Principales matières : Polyamide dont Polyamide microfibres, Elasthane

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 86

26


TAILLAGE ET PRISE DE MESURES (EN CM)

Tour de cheville + Tour de cuisse + Tour de ventre + hauteur (H)

8 tailles	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Tour de Ventre	80/125		90/135		100/145		115/160	
Tour de Cuisse	43/57	40/54	54/66	45/59	59/71	51/65	65/77	60/74
Tour de Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31

H - Hauteur Collant

Court de 61 à 69 / Normal de 69,1 à 77 / Long de 77,1 à 85



Pour que votre patiente profite au maximum du confort qu'offre le Smartleg® BB, soyez vigilant et précis sur la prise de mesures à la hauteur sol / entrejambe !



UN COLLANT BIEN CULOTTÉ ... ET UNE CULOTTE BIEN BREVETÉE⁽¹⁴⁾

La culotte de Smartleg® BB est agréable à porter tout au long de la journée pour 9 femmes enceintes sur 10.⁽¹³⁾

La culotte de Smartleg® BB est confortable pour 9 femmes enceintes sur 10.⁽¹³⁾

La culotte de Smartleg® sait être discrète et douillette pour 9 femmes enceintes sur 10.⁽¹³⁾

La culotte de Smartleg® BB est solide pour 9 femmes enceintes sur 10.⁽¹³⁾

La culotte de Smartleg® BB se positionne facilement pour 9 femmes enceintes sur 10.⁽¹³⁾

27

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Collection BB
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

Collant / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille standard	Pieds ouverts				
	Noir Irrésistible	Beige Doré Moyen Délicate intense	Beige Rosé Clair Radieuse soft	Beige Rosé Clair Radieuse soft	
Court	T0	3664540047870	3664540048112	3664540047634	3664540050481
	T1	3664540047863	3664540048105	3664540047627	3664540050450
	T2	3664540047856	3664540048099	3664540047610	3664540050399
	T3	3664540047849	3664540048082	3664540047603	3664540050337
	T4	3664540047832	3664540048075	3664540047597	3664540050276
Normal	T0	3664540047955	3664540048198	3664540047719	3664540050467
	T1	3664540047948	3664540048181	3664540047702	3664540050436
	T2	3664540047931	3664540048174	3664540047696	3664540050375
	T3	3664540047924	3664540048167	3664540047689	3664540050313
	T4	3664540047917	3664540048150	3664540047672	3664540050252
Long	T0	3664540047795	3664540048037	3664540047559	3664540050474
	T1	3664540047788	3664540048020	3664540047542	3664540050443
	T2	3664540047771	3664540048013	3664540047535	3664540050382
	T3	3664540047764	3664540048006	3664540047528	3664540050320
	T4	3664540047757	3664540047993	3664540047511	3664540050269

Collant / TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Pieds ouverts				
	Noir Irrésistible	Beige Doré Moyen Délicate intense	Beige Rosé Clair Radieuse soft	Beige Rosé Clair Radieuse soft	
Court	T1+	3664540047825	3664540048068	3664540047580	3664540050429
	T2+	3664540047818	3664540048051	3664540047573	3664540050368
	T3+	3664540047801	3664540048044	3664540047566	3664540050306
Normal	T1+	3664540047900	3664540048143	3664540047665	3664540050405
	T2+	3664540047894	3664540048136	3664540047658	3664540050344
	T3+	3664540047887	3664540048129	3664540047641	3664540050283
Long	T1+	3664540047740	3664540047986	3664540047504	3664540050412
	T2+	3664540047733	3664540047979	3664540047498	3664540050351
	T3+	3664540047726	3664540047962	3664540047481	3664540050290

LE SAVIEZ-VOUS ?
La chaleur de l'été augmente la sensation des jambes lourdes⁽¹⁵⁾ de vos patientes enceintes.

2 AVANTAGES NON NÉGLIGABLES



Possibilité de découvrir le ventre.



Pieds ouverts de série

Collant / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille standard	Noir Mystérieuse	
		Taille
Court	T0	3664540048785
	T1	3664540048839
	T2	3664540048792
	T3	3664540048891
	T4	3664540048877
Normal	T0	3664540048747
	T1	3664540048952
	T2	3664540048945
	T3	3664540048730
	T4	3664540048822
Long	T0	3664540048761
	T1	3664540048853
	T2	3664540048815
	T3	3664540048808
	T4	3664540048914

Collant / SEMI-TRANSPARENT ◆◆◆

Taille +	Noir Mystérieuse	
		Taille
Court	T1+	3664540048860
	T2+	3664540048778
	T3+	3664540048938
Normal	T1+	3664540048921
	T2+	3664540048884
	T3+	3664540048969
Long	T1+	3664540048754
	T2+	3664540048846
	T3+	3664540048907



CHAUSSETTE PREMIUM

Confort, styles et
matières



Legger®

Récapitulatif de la gamme Legger®.....	32
Prise de mesures et aide au conseil produit.....	33
Legger® : Histoire et évolution de la gamme.....	34

◆ Les plus de la ligne TECH	36
◆ Les plus de la ligne COTON	38
◆ Les plus de la ligne T-FIBRE	40

CLASSE 2 / FEMME

◆ Casual TECH.....	42
◆ Casual COTON.....	44
◆ Casual T-FIBRE.....	46

CLASSE 2 / HOMME

◆ CHIC TECH.....	48
◆ CHIC COTON.....	52
◆ Casual TECH.....	54
◆ Casual COTON.....	56
◆ Casual T-FIBRE.....	58
◆ SPORTSWEAR T-FIBRE.....	62

CLASSE 3 / HOMME

◆ Casual COTON.....	64
----------------------------	----

31

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

RÉCAPITULATIF DE GAMME LEGGER®

Nature de la fibre	Style			
	CHIC	casual		SPORTSWEAR
	HOMME	HOMME	FEMME	HOMME
TECH fibres Techniques	 Classe 2 	 Classe 2 	 Classe 2 	
	Retrouvez les + de la ligne TECH page 36			
	COTON fibres Coton	 Classe 2 	 Classe 2 & 3 	 Classe 2 
Retrouvez les + de la ligne COTON page 38				
T-FIBRE fibres Tencel®			 Classe 2 	 Classe 2 
	Retrouvez les + de la ligne T-FIBRE page 40			

32



SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION
INFOS
PRATIQUES


33

PRISE DE MESURES DES PRODUITS DES MARQUES INNOTHERA : QUAND ET COMMENT ?


LES RECOMMANDATIONS POUR EFFECTUER UNE PRISE DE MESURES ET OPTIMISER L'OBSERVANCE :

- ◆ Effectuer les mesures de préférence le matin avant l'apparition d'un éventuel œdème, en position debout et sans chaussures ;
- ◆ Effectuer les mesures sur les deux jambes dénudées ;
- ◆ Les reprendre à chaque renouvellement de prescription.

FORMAT CHAUSSETTES OU MI-BAS FORMAT BAS AUTOFIXANT



POUR LES PRODUITS DE LA LIGNE T-FIBRE



GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

DEPUIS 2002 MARQUE DE LA CHAUSSETTE PREMIUM DE COMPRESSION MÉDICALE

1^{ÈRE} CHAUSSETTE

DE COMPRESSION MÉDICALE POUR HOMME DU MARCHÉ EN FRANCE.



LEgger®


CONNUE ET INSTALLÉE

MARQUE PIONNIÈRE DU MARCHÉ DE LA COMPRESSION MÉDICALE, ELLE EST UNE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE DEPUIS PLUS DE 20 ANS NOTAMMENT AUPRÈS DES PRESCRIPTEURS.



LEgger®

UNE MARQUE D'EXPERTS DE LA MALADIE VEINEUSE DEPUIS PLUS DE 30 ANS.



LEgger®

UNE MARQUE CERTIFIÉE ORIGINE FRANCE GARANTIE QUI DISPOSE DE BREVETS EXCLUSIFS POUR LE CONFORT DES PATIENTS.

EN 2023, L'OFFRE LEgger® FAIT PEAU NEUVE ET DEVIENT MIXTE

NOUVEAU LOGO

PLUS MODERNE, IL MET EN AVANT NOTRE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS.



STYLE VESTIMENTAIRE

TYPE DE FIBRE

NOUVELLE SEGMENTATION

POUR COMPRENDRE L'OFFRE ET MIEUX LA CONSEILLER.

NOUVEAUX CODES GRAPHIQUES

POUR UN STOCK OU DES RAYONNAGES PLUS ESTHÉTIQUES ET PLUS FACILES À DÉLIVRER !



U UNIQUE
Une seule marque pour l'ensemble des Chaussettes Premium Homme & Femme.

N NOUVEAU
Une nouvelle segmentation plus claire avec des noms plus évocateurs pour les produits.

I INTUITIF
De nouveaux repères pour une délivrance rapide et un conseil patient facilité avec de nouveaux outils et packagings.

Q QUALITÉ
La qualité Origine France Garantie de la marque Legger®, du choix pour tous les styles et envies des patients.

34

35

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

LEgger® , LA LIGNE TECH

LES DIFFÉRENTS PRODUITS ET COLORIS



CHIC TECH
HOMME

- Noir
- Beige
- Marine
- Anthracite
- Gris cendré
- Cherry



casual
TECH
HOMME

- Noir
- Beige
- Marine
- Fusain



casual
TECH
FEMME

- Noir
- Crème
- Fusain
- Grisé
- Prune

*Existe aussi en format bas AUTOFIXANT

36

LEgger®

À CHAQUE STYLE, À CHAQUE FIBRE, SA CHAUSSETTE !

LA LIGNE TECH (FIBRE TECHNIQUE)

La fibre Technique dispose de la technologie BeCool™(6) pour assurer à vos patients tout au long de la journée dans leur chaussure :

- BIEN-ÊTRE
- DOUCEUR
- CONFORT(3)(4)
- FRAICHEUR

LES PLUS DE CETTE LIGNE DE PRODUITS

98% TAUX DE COUVERTURE

Un taillage adapté à 98% des morphologies(7)

DOUCEUR DU PRODUIT

Sensation de Bien-être : Douceur optimisée par la présence de fibres techniques(6).

BeCool™ AIR FLOW CONTROL

Rester au sec toute la journée, grâce à la technologie des fibres BeCool™ qui régule la libre circulation de la chaleur et de l'humidité(6).

3UP SYSTEM

Bonne tenue et confort au porter grâce au brevet 3UP SYSTEM (3)(4).

F.I.P. FOOT IMPROVED PROFILE

Facile à enfiler(1)(2).



37

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque
- Collection BB

Legger®

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE
- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO
 - COU • ÉPAULE
 - DOS • ABDOMEN • THORAX
 - MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - GENOU
- CHEVILLE • PIED
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO
 - ARBRE DÉCISIONNEL
 - HALLUX VALGUS
 - CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
 - POST-OPÉRATOIRE
 - TALONNETTES
 - SUR-MESURE

LEgger®, LA LIGNE COTON

LES DIFFÉRENTS PRODUITS ET COLORIS



**CHIC
COTON**
HOMME



Noir



Ecru



Gris



casual
COTON
HOMME



Noir



Beige chiné



Marine



Gris anthracite



casual
COTON
FEMME



Beige clair



Cappuccino



Noir

*Existe aussi en format bas AUTOFIXANT

38

LEgger®

À CHAQUE STYLE, À CHAQUE FIBRE, SA CHAUSSETTE !

LA LIGNE COTON

La fibre coton assure à vos patients tout au long de la journée, une sensation agréable de :

BIEN-ÊTRE

DOUCEUR

SOUPLESSE

LES PLUS DE CETTE LIGNE DE PRODUITS



Un taillage adapté à 98% des morphologies⁽⁷⁾.



Bonne tenue et confort au porter grâce au brevet 3UP SYSTEM⁽³⁾⁽⁴⁾.



Facile à enfiler⁽¹⁾⁽²⁾.



Fibre d'origine végétale⁽¹⁰⁾ qui absorbe naturellement l'humidité.



39

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

LEgger®, LA LIGNE T-FIBRE


LES DIFFÉRENTS PRODUITS ET COLORIS



SPORTSWEAR
T-FIBRE
HOMME



casual
T-FIBRE
HOMME



casual
T-FIBRE
FEMME



40

LEgger®

À CHAQUE STYLE, À CHAQUE FIBRE, SA CHAUSSETTE !

LA LIGNE T-FIBRE (FIBRE TENCEL®)
(FABRIQUÉE À BASE DE PULPE DE BOIS)

T pour Tencel®, fibre végétale naturellement hygiénique, elle est :

ANTI-BACTÉRIENNE

ABSORBANTE

RÉSISTANTE

LES PLUS DE CETTE LIGNE DE PRODUITS



Le bout de pieds des produits* est **sans couture** pour un confort optimisé sans sur-épaisseur.



Semelle brevetée : Texture gaufrée pour encore plus de confort⁽⁹⁾.

Ultra absorbante : La fibre absorbe jusqu'à 50 fois mieux l'humidité que le coton⁽⁸⁾.

Anti-bactérienne : La formation de bactéries est réduite⁽⁸⁾ grâce à l'absorption de l'humidité à l'intérieur de la fibre.



Respect de la peau et de l'environnement : 100% organique, la fibre provient d'une pâte de bois issu d'exploitations forestières durables.

*uniquement pour les deux produits Homme



41

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



casual
TECH
FEMME



CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	42
2	43
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



Noir



Crème



Fusain



Grisé



Prune

◆ Principales matières
Polyamide, Elasthanne.



Ancien produit
Varisma Zen



+ Produit



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ :
capacité d'absorption et
évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Bonne tenue
au porté⁽⁵⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

Brevets Innothera


42

43

◆ Références disponibles à la commande
à partir de 1^{er} novembre 2023 ◆



◆ CHAUSSETTES ◆



Taille standard	Noir	Crème	Fusain	Grisé	Prune	
Court	T1	3664540057602	3664540057442	3664540057282	3664540057527	3664540057367
	T2	3664540057596	3664540057435	3664540057275	3664540057510	3664540057350
	T3	3664540057589	3664540057428	3664540057268	3664540057503	3664540057343
	T4	3664540057572	3664540057411	3664540057251	3664540057497	3664540057336
Normal	T1	3664540057565	3664540057404	3664540057244	3664540057480	3664540057329
	T2	3664540057558	3664540057398	3664540057237	3664540057473	3664540057312
	T3	3664540057541	3664540057381	3664540057220	3664540057466	3664540057305
	T4	3664540057534	3664540057374	3664540057213	3664540057459	3664540057299



INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSURES INTÉRIEURES

| CHAUSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



casual
COTON
FEMME



CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	42
2	43
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs

◆ Principales matières
Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthanne.



Ancien produit
Varisma Zen Coton



BVCert. 6195240



Beige clair



Cappuccino



Noir

+ Produit



Look féminin grâce au motif torsadé



Contient du coton d'Égypte



Bonne tenue au porté⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

Brevets Innothera


44

45

◆ Références disponibles à la commande à partir de 1^{er} novembre 2023 ◆



◆ CHAUSSETTES ◆



Taille standard	Beige clair	Cappuccino	Noir	
Court	T1	3664540057688	3664540057763	3664540057848
	T2	3664540057671	3664540057756	3664540057831
	T3	3664540057664	3664540057749	3664540057824
	T4	3664540057657	3664540057732	3664540057817
Normal	T1	3664540057640	3664540057725	3664540057800
	T2	3664540057633	3664540057718	3664540057794
	T3	3664540057626	3664540057701	3664540057787
	T4	3664540057619	3664540057695	3664540057770



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte



GIBAUD

- ORTHO
 - | COU • ÉPAULE
 - | DOS • ABDOMEN • THORAX
 - | MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - | GENOU
- CHEVILLE • PIED
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO
 - | ARBRE DÉCISIONNEL
 - | HALLUX VALGUS
 - | CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
 - | POST-OPÉATOIRE
 - | TALONNETTES
 - | SUR-MESURE



casual
T-FIBRE
FEMME




CHAUSSETTES

5 TAILLES	T1	T2	T3	T4	T5
Mollet	27/35	31/39	35/43	39/47	43/51
Cheville	17,5/20,5	20,5/23	23,5/26	26,5/29	29,5/32
Hauteur (du sol au pli du genou)	Normal Inf. ou égal à 37 / Long Sup. ou égal à 37				

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	41
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



◆ Principales matières
Polyamide, Elasthane,
Tencel^(®)



Noir



Beige



Bordeaux

+ Produit



Fibre
100% organique^(®)

Brevet Innothera



Texture gaufrée^(®)

46



SMARTLEG

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

47

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE


PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

◆ Références disponibles à la commande
à partir de 1^{er} novembre 2023 ◆



◆ CHAUSSETTES ◆

Taille standard	Noir	Beige	Bordeaux	
Normal	T1	3664540058142	3664540057947	3664540058043
	T2	3664540058135	3664540057930	3664540058036
	T3	3664540058128	3664540057923	3664540058029
	T4	3664540058111	3664540057916	3664540058012
	T5	3664540058104	3664540057909	3664540058005
Long	T1	3664540058098	3664540057893	3664540057992
	T2	3664540058081	3664540057886	3664540057985
	T3	3664540058074	3664540057879	3664540057978
	T4	3664540058067	3664540057862	3664540057961
	T5	3664540058050	3664540057855	3664540057954





◆ Références disponibles à la commande à partir de **mars 2024** ◆

**CHIC
TECH**
HOMME



CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS AUTOFIXANT

12 TAILLES	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville		19/22		22/25		25/28		28/31				
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											

◆ **Principales matières**

Polyamide, Elasthane, Silicone (uniquement pour le format bas autofixant).



Ancien produit Legger® Surfine

POINTURES

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
0	41	43
1-/1/1+	42	44
2-/2/2+	43	45
3-/3/3+	44	46
4-/4/4+	46	47



BVCert. 6195240



Noir



Beige



Marine



Anthracite



Gris cendré



Cherry

+ Produit

Brevets Innothera



Pieds ouverts de série, chaussettes et bas tailles standard



De série



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ : capacité d'absorption et évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Concept bi-zone breveté pour les formats bas⁽⁵⁾




Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porté⁽³⁾⁽⁴⁾


◆ **CHAUSSETTES** ◆

Taille standard	Noir	Beige	Marine	Anthracite	Gris cendré	Cherry	
Normal	T0	3664540060107	3664540060527	3664540060725	/	/	3664540061067
	T1	3664540060091	3664540060510	3664540060718	3664540060886	3664540060800	3664540061050
	T2	3664540060084	3664540060503	3664540060701	3664540060879	3664540060794	3664540061043
	T3	3664540060077	3664540060497	3664540060695	3664540060862	3664540060787	3664540061036
	T4	3664540060060	3664540060480	3664540060688	3664540060855	3664540060770	3664540061029
Long	T0	3664540060015	3664540060435	3664540060633	/	/	3664540060978
	T1	3664540060008	3664540060428	3664540060626	3664540060848	3664540060763	3664540060961
	T2	3664540059996	3664540060411	3664540060619	3664540060831	3664540060756	3664540060954
	T3	3664540059989	3664540060404	3664540060602	3664540060824	3664540060749	3664540060947
	T4	3664540059972	3664540060398	3664540060596	3664540060817	3664540060732	3664540060930



◆ **BAS AUTOFIXANT** ◆

Taille standard	Noir	Beige	
Normal	T1	3664540059880	3664540060305
	T2	3664540059873	3664540060299
	T3	3664540059866	3664540060282
	T4	3664540059859	3664540060275
Long	T1	3664540059767	3664540060183
	T2	3664540059750	3664540060176
	T3	3664540059743	3664540060169
	T4	3664540059736	3664540060152



PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

◆ **CHAUSSETTE** ◆

Taille standard	Noir	Beige	
Normal	T0	/	/
	T1	3664540061227	3664540061388
	T2	3664540061210	3664540061371
	T3	3664540061203	3664540061364
	T4	3664540061197	3664540061357
Long	T0	/	/
	T1	3664540061180	3664540061340
	T2	3664540061173	3664540061333
	T3	3664540061166	3664540061326
	T4	3664540061159	3664540061319



◆ **BAS AUTOFIXANT** ◆

Taille standard	Noir	Beige	
Normal	T1	3664540061142	3664540061302
	T2	3664540061135	3664540061296
	T3	3664540061128	3664540061289
	T4	3664540061111	3664540061272
Long	T1	3664540061104	3664540061265
	T2	3664540061098	3664540061258
	T3	3664540061081	3664540061241
	T4	3664540061074	3664540061234



TAILLES - /+ pages suivantes ◆◆◆

48

49

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



◆ Références disponibles à la commande à partir de **mars 2024** ◆

**CHIC
TECH**
HOMME



CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS AUTOFIXANT

12 TAILLES	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville		19/22		22/25		25/28		28/31				
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											

POINTURES

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
0	41	43
1-/1/1+	42	44
2-/2/2+	43	45
3-/3/3+	44	46
4-/4/4+	46	47

◆ **Principales matières**
Polyamide,
Elasthanne,
Silicone (uniquement pour le format bas autofixant).



Ancien produit Legger® Surfline




Noir



Beige



Marine



Cherry

+ Produit

Brevets Innothera



Pieds ouverts de série, chaussettes et bas tailles standard



De série



Produit doux⁽⁶⁾



BeCool™ : capacité d'absorption et évacuation de la sueur⁽⁶⁾



Concept bi-zone breveté pour les formats bas⁽⁵⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porté⁽³⁾⁽⁴⁾

50

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

51

GIBAUD

ORTHO
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED
GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO
| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSURES INTÉRIEURES

| CHAUSURES EXTÉRIEURES
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

◆ Références disponibles à la commande à partir de **mars 2024** ◆



◆ **BAS AUTOFIXANT** ◆



Taille -	Noir	Beige	
Normal	T1-	3664540059927	3664540060343
	T2-	3664540059910	3664540060336
	T3-	3664540059903	3664540060329
	T4-	3664540059897	3664540060312
Long	T1-	3664540059804	3664540060220
	T2-	3664540059798	3664540060213
	T3-	3664540059781	3664540060206
	T4-	3664540059774	3664540060190

◆ **CHAUSSETTES** ◆



Taille +	Noir	Beige	Marine	Cherry	
Normal	T1+	3664540060053	3664540060473	3664540060671	3664540061012
	T2+	3664540060046	3664540060466	3664540060664	3664540061005
	T3+	3664540060039	3664540060459	3664540060657	3664540060992
	T4+	3664540060022	3664540060442	3664540060640	3664540060985
Long	T1+	3664540059965	3664540060381	3664540060589	3664540060923
	T2+	3664540059958	3664540060374	3664540060572	3664540060916
	T3+	3664540059941	3664540060367	3664540060565	3664540060909
	T4+	3664540059934	3664540060350	3664540060558	3664540060893

◆ **BAS AUTOFIXANT** ◆



Taille +	Noir	Beige	
Normal	T1+	3664540059842	3664540060268
	T2+	3664540059835	3664540060251
	T3+	3664540059828	3664540060244
	T4+	3664540059811	3664540060237
Long	T1+	3664540059729	3664540060145
	T2+	3664540059712	3664540060138
	T3+	3664540059705	3664540060121
	T4+	3664540059699	3664540060114



**CHIC
COTON**
HOMME



CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	32/39	33/40	34/41	37/44
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41			

POINTURES

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
1	42	44
2	43	45
3	44	46
4	46	47

◆ **Matières principales**
Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse), Polyamide, Elasthane.



Ancien produit Legger® Fine



BVCert. 6195240



Noir



Ecrû



Gris

+ Produit



Coton d'Égypte

Brevets Innothera



Bonne tenue au porté⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

52

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

53

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

◆ Références disponibles à la commande à partir de **mars 2024** ◆



◆ CHAUSSETTES ◆

Taille standard	Noir	Ecrû	Gris	
Normal	T1	3664540063344	3664540063269	3664540063184
	T2	3664540063337	3664540063252	3664540063177
	T3	3664540063320	3664540063245	3664540063160
	T4	3664540063313	3664540063238	3664540063153
Long	T1	3664540063306	3664540063221	3664540063146
	T2	3664540063290	3664540063214	3664540063139
	T3	3664540063283	3664540063207	3664540063122
	T4	3664540063276	3664540063191	3664540063115





casual
TECH
HOMME

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

POINTURES

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
0	41	43
1/1+	42	44
2/2+	43	45
3/3+	44	46
4/4+	46	47

♦ **Matières principales**
Polyamide, Elasthane.



Ancien produit
Legger® Zen



Noir



Beige



Marine



Fusain

+ Produit

- DOUCEUR DU PRODUIT**
Produit doux⁽⁶⁾
- BeCool™**
AIRFLOW CONTROL
BeCool™ : capacité d'absorption et évacuation de la sueur⁽⁶⁾
- 3UP SYSTEM**
Brevets Innothera
Bonne tenue au porté⁽⁵⁾⁽⁴⁾
- F.I.P.**
FOOT IMPROVED PROFILE
Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

54



♦ Références disponibles à la commande
à partir de **mars 2024** ♦

♦ CHAUSSETTES ♦

Taille standard	Noir	Beige	Marine	Fusain	
Normal	T0	3664540063108	3664540062927	/	/
	T1	3664540063092	3664540062910	3664540062743	3664540062828
	T2	3664540063085	3664540062903	3664540062736	3664540062811
	T3	3664540063078	3664540062897	3664540062729	3664540062804
	T4	3664540063061	3664540062880	3664540062712	3664540062798
Long	T0	3664540063016	3664540062873	/	/
	T1	3664540063009	3664540062866	3664540062705	3664540062781
	T2	3664540062996	3664540062859	3664540062699	3664540062774
	T3	3664540062989	3664540062842	3664540062682	3664540062767
	T4	3664540062972	3664540062835	3664540062675	3664540062750

♦ CHAUSSETTES ♦

Taille +	Noir	
Normal	T1+	3664540063054
	T2+	3664540063047
	T3+	3664540063030
	T4+	3664540063023
Long	T1+	3664540062965
	T2+	3664540062958
	T3+	3664540062941
	T4+	3664540062934



55

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque
- Collection BB

Legger®

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE
- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO
- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE
- ORFIT
- GENOU
- CHEVILLE • PIED
- GAMME 3D
- JUNIOR
- THERMOTHÉRAPIE
- SUR-MESURE
- PODO
- ARBRE DÉCISIONNEL
- HALLUX VALGUS
- CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
- POST-OPÉRATOIRE
- TALONNETTES
- SUR-MESURE



casual COTON HOMME

ÉPAIS

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS AUTOFIXANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	47/57	52/62	57/67	62/72
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78			

POINTURES

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
0	41	43
1/1+	42	44
2/2+	43	45
3/3+	44	46
4/4+	46	47



Noir



Beige chiné



Marine



Gris anthracite

♦ Matières principales

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone (uniquement pour le format bas autofixant).



Ancien produit Legger® Classic



BVCert. 6195240

+ Produit



Contient du coton d'Égypte



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽⁷⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁵⁾



Bonne tenue au porté⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

Brevets Innothera

56



SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

57

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

♦ Références disponibles à la commande à partir de mars 2024 ♦



♦ CHAUSSETTES ♦

Taille standard	Noir	Beige chiné	Marine	Gris anthracite	
Normal	T0	3664540062064	3664540061807	/	/
	T1	3664540062057	3664540061791	3664540061548	3664540061463
	T2	3664540062040	3664540061784	3664540061531	3664540061456
	T3	3664540062033	3664540061777	3664540061524	3664540061449
	T4	3664540062026	3664540061760	3664540061517	3664540061432
Long	T0	3664540061975	3664540061715	/	/
	T1	3664540061968	3664540061708	3664540061500	3664540061425
	T2	3664540061951	3664540061692	3664540061494	3664540061418
	T3	3664540061944	3664540061685	3664540061487	3664540061401
	T4	3664540061937	3664540061678	3664540061470	3664540061395

♦ BAS AUTOFIXANT ♦

Taille standard	Noir	Beige chiné	
Normal	T1	3664540061883	3664540061623
	T2	3664540061876	3664540061616
	T3	3664540061869	3664540061609
	T4	3664540061852	3664540061593
Long	T1	3664540061845	3664540061586
	T2	3664540061838	3664540061579
	T3	3664540061821	3664540061562
	T4	3664540061814	3664540061555

♦ CHAUSSETTES ♦

Taille +	Noir	Beige chiné	
Normal	T1+	3664540062019	3664540061753
	T2+	3664540062002	3664540061746
	T3+	3664540061999	3664540061739
	T4+	3664540061982	3664540061722
Long	T1+	3664540061920	3664540061661
	T2+	3664540061913	3664540061654
	T3+	3664540061906	3664540061647
	T4+	3664540061890	3664540061630



casual
T-FIBRE
HOMME



CHAUSSETTES


5 TAILLES	T1	T2	T3	T4	T5
Mollet	27/35	31/39	35/43	39/47	43/51
Cheville	17,5/20,5	20,5/23	23,5/26	26,5/29	29,5/32

Hauteur (du sol au pli du genou) Normal Inf. ou égal à 45 / Long Sup. ou égal à 45

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	42
2	43
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



♦ **Matières principales**
Polyamide, Elasthane,
Tencel^(®)



Noir



Beige



Marine



Gris

+ Produit



Fibre 100% organique^(®)



Confort sans couture



Texture gaufrée^(®)

Brevet Innothera

58



SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

♦ Références disponibles à la commande à partir de 1^{er} novembre 2023 ♦

♦ CHAUSSETTES ♦

Taille standard	Noir	Beige	Marine	Gris	
Normal	T1	3664540058548	3664540058241	3664540058449	3664540058340
	T2	3664540058531	3664540058234	3664540058432	3664540058333
	T3	3664540058524	3664540058227	3664540058425	3664540058326
	T4	3664540058517	3664540058210	3664540058418	3664540058319
	T5	3664540058500	3664540058203	3664540058401	3664540058302
Long	T1	3664540058494	3664540058197	3664540058395	3664540058296
	T2	3664540058487	3664540058180	3664540058388	3664540058289
	T3	3664540058470	3664540058173	3664540058371	3664540058272
	T4	3664540058463	3664540058166	3664540058364	3664540058265
	T5	3664540058456	3664540058159	3664540058357	3664540058258



59

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Cher(e) Client(e),

Ceci n'est pas une erreur, ces deux pages blanches ne le seront bientôt plus,

Une nouveauté arrivera prochainement dans votre offre Legger® et ces deux pages vides nous permettrons d'intégrer facilement l'ensemble des informations concernant cette nouveauté !

Nous avons hâte de vous la présenter !

À très vite !

60

61

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

Grille de tailles	Collection
Transparent	BB
Semi-transparent	
Opaque	

Legger®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2 / FEMME
Les plus TECH	CLASSE 2 / HOMME
Les plus COTON	CLASSE 3 / HOMME
Les plus T-FIBRE	

Actys®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
CLASSE 1	ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO	CHEVILLE • PIED	PODO	CHAUSSURES EXTÉRIEURES
COU • ÉPAULE	GAMME 3D	ARBRE DÉCISIONNEL	POST-OPÉRATOIRE
DOS • ABDOMEN • THORAX	JUNIOR	HALLUX VALGUS	TALONNETTES
MAIN • COUDE	THERMOTHÉRAPIE	CHAUSSURES INTÉRIEURES	SUR-MESURE
ORFIT	SUR-MESURE		
GENOU			



SPORTSWEAR

T-FIBRE
HOMME



CHAUSSETTES


5 TAILLES	T1	T2	T3	T4	T5
Mollet	27/35	31/39	35/43	39/47	43/51
Cheville	17,5/20,5	20,5/23	23,5/26	26,5/29	29,5/32

Hauteur (du sol au pli du genou) Normal Inf. ou égal à 45 / Long Sup. ou égal à 45

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	41
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



◆ Références disponibles à la commande à partir de **1^{er} novembre 2023** ◆



◆ CHAUSSETTES ◆

Taille standard	Noir	Beige	Marine	Gris	Marron	
Normal	T1	3664540059040	3664540058746	3664540058944	3664540058845	3664540058647
	T2	3664540059033	3664540058739	3664540058937	3664540058838	3664540058630
	T3	3664540059026	3664540058722	3664540058920	3664540058821	3664540058623
	T4	3664540059019	3664540058715	3664540058913	3664540058814	3664540058616
	T5	3664540059002	3664540058708	3664540058906	3664540058807	3664540058609
Long	T1	3664540058999	3664540058692	3664540058890	3664540058791	3664540058593
	T2	3664540058982	3664540058685	3664540058883	3664540058784	3664540058586
	T3	3664540058975	3664540058678	3664540058876	3664540058777	3664540058579
	T4	3664540058968	3664540058661	3664540058869	3664540058760	3664540058562
	T5	3664540058951	3664540058654	3664540058852	3664540058753	3664540058555

◆ **Matières principales**
Polyamide, Elasthane,
Tencel[®].



+ Produit



Fibre 100% organique^(®)



Confort sans couture



Texture gaufrée^(®)

Brevet Innothera

62

63

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG[®]

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSURES INTÉRIEURES

| CHAUSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



casual
COTON
HOMME

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22	22/25	25/28	28/31				
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS AUTOFIXANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	47/57	52/62	57/67	62/72
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78			

POINTURES

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
0	41	43
1/1+	42	44
2/2+	43	45
3/3+	44	46
4/4+	46	47



Noir



Beige chiné



Gris anthracite

◆ **Matières principales**
Coton d'Égypte, Polyamide, dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone (uniquement pour le format bas autofixant).



Ancien produit Legger® Classic



BVCert. 6195240

+ Produit



Contient du coton d'Égypte



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽⁷⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁵⁾



Bonne tenue au porté⁽³⁾⁽⁴⁾



Enfilage facile⁽¹⁾⁽²⁾

64



SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

65

GIBAUD

ORTHO
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED
GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO
| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

◆ Références disponibles à la commande à partir de **mars 2024** ◆



◆ **CHAUSSETTES** ◆



Taille standard	Noir			Beige chiné			Gris anthracite		
	Normal	Long	Taille	Normal	Long	Taille	Normal	Long	Taille
T0									
T1	3664540062651	3664540062569	3664540062484	3664540062651	3664540062569	3664540062484	3664540062149	3664540062101	3664540062118
T2	3664540062644	3664540062552	3664540062477	3664540062644	3664540062552	3664540062477	3664540062132	3664540062095	3664540062118
T3	3664540062637	3664540062545	3664540062460	3664540062637	3664540062545	3664540062460	3664540062125	3664540062088	3664540062118
T4	3664540062620	3664540062538	3664540062453	3664540062620	3664540062538	3664540062453	3664540062118	3664540062071	3664540062118

◆ **BAS AUTOFIXANT** ◆



Taille standard	Noir		Beige chiné	
	Normal	Long	Normal	Long
T1	3664540062484	3664540062446	3664540062224	3664540062187
T2	3664540062477	3664540062439	3664540062217	3664540062170
T3	3664540062460	3664540062422	3664540062200	3664540062163
T4	3664540062453	3664540062415	3664540062194	3664540062156

◆ **CHAUSSETTES** ◆



Taille +	Noir		Beige chiné	
	Normal	Long	Normal	Long
T1+	3664540062613	3664540062521	3664540062354	3664540062262
T2+	3664540062606	3664540062514	3664540062347	3664540062255
T3+	3664540062590	3664540062507	3664540062330	3664540062248
T4+	3664540062583	3664540062491	3664540062323	3664540062231



GAMME EXPERT PRO LPP

Besoin 100% médical
et facilité de
délivrance

Récapitulatif de la gamme Actys®
et prise de mesures69

Quel produit pour quel stade
de la maladie veineuse ?71

Classe 1 de compression
(10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa)
Actys® 10 Femme72

Classe 2 de compression
(15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa)
Actys® 20 Femme74
Actys® 20 Homme78

Classe 3 de compression
(20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa)
Actys® 25 Femme81
Actys® 35 Mixte84

Anti-Thrombose :
Actys® ATH Mixte85


Actys®

67

INNOTHERA
ACADEMYNOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSIONINFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES


CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Une gamme technique & optimisée pour les professionnels de santé


	BREVET FACILITÉ D'ENFILAGE⁽¹⁾⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Un profil de pression exclusif au niveau du cou de pied Facilité d'enfilage et confort améliorés
	TAILLAGE OPTIMISÉ⁽⁵⁾	<ul style="list-style-type: none"> Délivrance assurée à plus de 98% des patient(e)s Au plus près des morphologies pour un confort optimal des patients
	BREVET TENUE DES MI-BAS ET CHAUSSETTES⁽³⁾⁽⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> Une exclusivité des produits des Laboratoires Innothera Confort et tenue sans effet garrot
	COLORIS BEST SELLERS	<ul style="list-style-type: none"> Un conseil simplifié pour plus de rapidité dans la délivrance Moins de références pour une meilleure gestion des stocks Des textures uniques désaisonnalisées pour moins de complexité
	DISPONIBILITÉ ASSURÉE	<ul style="list-style-type: none"> Une gamme référencée chez les grossistes / répartiteurs Livré en direct à J+1 (pour toute commande avant 15h)
	SÉCURITÉ ET SATISFACTION PATIENT⁽⁶⁾	<ul style="list-style-type: none"> Vous consacrerez moins de temps à gérer des insatisfactions patient pour plus d'efficacité au comptoir Un niveau de retour très faible, gage de qualité, de satisfaction patient et de renouvellement

RÉCAPITULATIF DE LA MARQUE



PRISE DE MESURE

FORMAT CHAUSSETTES OU MI-BAS
FORMAT BAS AUTOFIXANT ET FORMAT COLLANT



Les recommandations pour effectuer une prise de mesures et optimiser l'observance :

- Effectuer les mesures de préférence le matin avant l'apparition d'éventuel œdème, en position debout sans chaussures.
- Effectuer les mesures sur les deux jambes dénudées.
- Les reprendre à chaque renouvellement de prescription.



SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte



GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO


| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSURES INTÉRIEURES

CHAUSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

LA MARQUE DE LA PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DE LA MALADIE VEINEUSE

UN PRODUIT POUR CHAQUE STADE DE LA MALADIE VEINEUSE (CLASSIFICATION CEAP*)⁽⁷⁾



Actys[®] est également disponible dans la version anti-thrombose, recommandé dans la prévention de la thrombose veineuse en post-opératoire ou en cas d'alitement prolongé.⁽⁸⁾

Bas de compression supérieure à 36 mmHg : superposition d'un produit de classe I à un produit de classe III pour atteindre une pression supérieure à 36 mmHg.

En cas d'ulcère ouvert, les bandages multitypes sont recommandés jusqu'à cicatrisation, en 1^{ère} intention.⁽⁸⁾

- C0s** : Pas de signe clinique - sensation de jambes lourdes
- C1** : Télangiectasies / veines réticulaires < 3 mm
- C2** : Varices < 3 mm
- C3** : Oedème
- C4** : Troubles trophiques cutanés (pigmentation, eczéma, induration)
- C5** : Ulcère veineux cicatrisé
- C6** : Ulcère veineux ouvert/actif

* Classification Clinique - Etiologie - Anatomique - Physiopathologie

70

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

<p>SMARTLEG</p> <p> Grille de tailles Transparent Semi-transparent Opaque</p>	<p>Legger</p> <p> Collection BB</p>	<p>Actys</p> <p> Gamme et prise de mesures Les plus TECH Les plus COTON Les plus T-FIBRE</p>	<p>CLASSE 2 / FEMME CLASSE 2 / HOMME CLASSE 3 / HOMME</p>	<p>Gamme et prise de mesures Quel produit pour quel stade ? CLASSE 1</p>	<p>CLASSE 2 CLASSE 3 ATH Mixte</p>	<p>AIDE COMPRESSION</p> <p>INFOS PRATIQUES</p>
---	---	--	---	--	--	--

GAMMES & DIAGNOSTICS

CLASSE 1

Indications de classe 1 de compression
(10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa)

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- Varicosités.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CLASSE 2

Indications de classe 2 de compression
(15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa)

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- Varicosités (C1), varices (C2).
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CLASSE 3

Indications de classe 3 de compression
(20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa)

- Jambes lourdes ou douloureuses.
- Varices importantes (C2).
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Insuffisance veineuse chronique avec troubles trophiques (C4).
- Ulcère veineux cicatrisé (C5).
- Thrombose veineuse superficielle ou profonde (TVS ou TVP), avec traitement anticoagulant (sauf si contre-indication).
- Complications de la TVP proximale (syndrome post-thrombotique) : prévention (6 mois à 2 ans) ou traitement des séquelles.
- Lymphoedème en phase de maintien.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne), en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

Indications des produits Anti-Thrombose :

Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical, notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral), ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié - le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

71

GIBAUD


<p>ORTHO</p> <p> COU • ÉPAULE DOS • ABDOMEN • THORAX MAIN • COUDE ORFIT GENOU</p>	<p>CHEVILLE • PIED</p> <p>GAMME 3D</p> <p> JUNIOR THERMOTHÉRAPIE SUR-MESURE</p>	<p>PODO</p> <p> ARBRE DÉCISIONNEL HALLUX VALGUS CHAUSSURES INTÉRIEURES</p>	<p>CHAUSSURES EXTÉRIEURES</p> <p> POST-OPÉRATOIRE TALONNETTES SUR-MESURE</p>
--	--	--	--

Actys[®] 10 Femme

Principales matières :

Polyamide, Elasthane, Silicone*
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			


BAS AUTOFIXANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
0	41
1	41
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



* Entilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾. ** Bonne tenue au port⁽³⁾⁽⁴⁾

MI-BAS

Taille standard	Noir	Beige clair	
Court	T1	3664540050085	3664540050245
	T2	3664540050061	3664540050221
	T3	3664540050047	3664540050207
	T4	3664540050023	3664540050184
Normal	T1	3664540050078	3664540050238
	T2	3664540050054	3664540050214
	T3	3664540050030	3664540050191
	T4	3664540050016	3664540050177

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Noir	Beige clair	
Court	T1	3664540050009	3664540050160
	T2	3664540049980	3664540050146
	T3	3664540049966	3664540050122
	T4	3664540049942	3664540050108
Normal	T1	3664540049997	3664540050153
	T2	3664540049973	3664540050139
	T3	3664540049959	3664540050115
	T4	3664540049935	3664540050092



72

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG[®]

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

73

Actys[®]
10
Femme

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE


Actys[®] 20

Femme

Principales matières :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Mollet	27/33	24/30	30/37	37/44	27/34	34/40	40/47	30/37	37/45	45/52	33/40	40/47	47/54
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29			
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39												

BAS AUTOFIXANT

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29			
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72												

COLLANTS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/58	50/64	54/68	58/72
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal de 72,1 à 80 / Long Sup. à 80			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44

TOUR DE HANCHE*

Tailles	Tour maxi conseillé
1	105 cm
2	120 cm
3	125 cm
4	130 cm

*Pour les collants uniquement

*Pour toutes les hauteurs

MI-BAS

Taille standard	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé	
Court	T0	3664540034870	3664540034979	3664540002961	-
	T1	3664540019167	3664540019242	3664540002978	3664540027674
	T2	3664540019143	3664540019228	3664540003005	3664540027643
	T3	3664540019129	3664540019204	3664540003036	3664540027612
Normal	T4	3664540019105	3664540019181	3664540003067	3664540027582
	T0	3664540034863	3664540034962	3664540003098	-
	T1	3664540019150	3664540019235	3664540003104	3664540027551
	T2	3664540019136	3664540019211	3664540003135	3664540027520
T3	3664540019112	3664540019198	3664540003166	3664540027490	
	T4	3664540019099	3664540019174	3664540003197	3664540027469

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé	
Court	T0	3664540034597	3664540034771	3664540003227	-
	T1	3664540038052	3664540019082	3664540003234	3664540027919
	T2	3664540038038	3664540038113	3664540003265	3664540027889
	T3	3664540038014	3664540038090	3664540003296	3664540027858
Normal	T4	3664540037994	3664540038076	3664540003326	3664540027827
	T0	3664540034580	3664540034764	3664540003357	-
	T1	3664540038045	3664540019075	3664540003364	3664540027797
	T2	3664540038021	3664540038106	3664540003395	3664540027766
T3	3664540038007	3664540038083	3664540003425	3664540027735	
	T4	3664540037987	3664540038069	3664540003456	3664540027704

COLLANTS

Taille standard	Noir	Beige	Beige Rosé	
Court	T1	3664540034016	3664540033934	3664540025403
	T2	3664540033996	3664540033910	3664540025397
	T3	3664540033972	3664540033897	3664540025380
	T4	3664540033958	3664540033866	3664540025373
Normal	T1	3664540034009	3664540033927	3664540025366
	T2	3664540033989	3664540033903	3664540025359
	T3	3664540033965	3664540033880	3664540025342
	T4	3664540033941	3664540033873	3664540025335
Long	T1	3664540032593	3664540032630	3664540025328
	T2	3664540032586	3664540032623	3664540025311
	T3	3664540032579	3664540032616	3664540025304
	T4	3664540032562	3664540032609	3664540025298

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE MI-BAS

Taille standard	Beige	Beige clair	
Court	T0	-	-
	T1	3664540012946	3664540002480
	T2	3664540012939	3664540002510
	T3	3664540012922	3664540002541
Normal	T4	3664540012915	3664540002572
	T0	-	-
	T1	3664540012892	3664540002602
	T2	3664540012885	3664540002633
T3	3664540012908	3664540002664	
	T4	3664540012878	3664540002695

BAS AUTOFIXANT


Taille standard	Beige	Beige clair	
Court	T0	-	-
	T1	3664540012823	3664540002725
	T2	3664540012809	3664540002756
	T3	3664540012816	3664540002787
Normal	T4	3664540012793	3664540002817
	T0	-	-
	T1	3664540012861	3664540002848
	T2	3664540012854	3664540002879
T3	3664540012847	3664540002909	
	T4	3664540012830	3664540002930

74

75



BVCert. 6195240



* Entillage facilité (1/2). ** Bonne tenue au porter (1/4)

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Actys[®] 20

Femme

Principales matières :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - ** Bonne tenue au port⁽³⁾⁽⁴⁾



Bas autofixant beige rosé



MI-BAS

	Taille -	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1-	3664540034856	3664540034955	3664540002992	3664540027681
	T2-	3664540034832	3664540034931	3664540003029	3664540027650
	T3-	3664540034818	3664540034917	3664540003050	3664540027629
	T4-	3664540034795	3664540034894	3664540003081	3664540027599
Normal	T1-	3664540034849	3664540034948	3664540003128	3664540027568
	T2-	3664540034825	3664540034924	3664540003159	3664540027537
	T3-	3664540034801	3664540034900	3664540003180	3664540027506
	T4-	3664540034788	3664540034887	3664540003210	3664540027476

MI-BAS

	Taille +	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1+	3664540019280	3664540019402	3664540002985	3664540027667
	T2+	3664540019273	3664540019396	3664540003012	3664540027636
	T3+	3664540019266	3664540019389	3664540003043	3664540027605
	T4+	3664540019259	3664540019372	3664540003074	3664540027575
Normal	T1+	3664540019327	3664540019365	3664540003111	3664540027544
	T2+	3664540019310	3664540019358	3664540003142	3664540027513
	T3+	3664540019303	3664540019341	3664540003173	3664540027483
	T4+	3664540019297	3664540019334	3664540003203	3664540027452

BAS AUTOFIXANT

	Taille -	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1-	3664540034573	3664540034757	3664540003258	3664540027926
	T2-	3664540034559	3664540034733	3664540003289	3664540027896
	T3-	3664540034535	3664540034719	3664540003319	3664540027865
	T4-	3664540034511	3664540034696	3664540003340	3664540027834
Normal	T1-	3664540034566	3664540034740	3664540003388	3664540027803
	T2-	3664540034542	3664540034726	3664540003418	3664540027773
	T3-	3664540034528	3664540034702	3664540003449	3664540027742
	T4-	3664540034504	3664540034689	3664540003470	3664540027711

BAS AUTOFIXANT

	Taille +	Noir	Beige	Beige clair	Beige Rosé
Court	T1+	3664540034498	3664540034672	3664540003241	3664540027902
	T2+	3664540034474	3664540034658	3664540003272	3664540027872
	T3+	3664540034450	3664540034634	3664540003302	3664540027841
	T4+	3664540034436	3664540034610	3664540003333	3664540027810
Normal	T1+	3664540034481	3664540034665	3664540003371	3664540027780
	T2+	3664540034467	3664540034641	3664540003401	3664540027759
	T3+	3664540034443	3664540034627	3664540003432	3664540027728
	T4+	3664540034429	3664540034603	3664540003463	3664540027698



BVCert. 6195240

Actys[®] 20
Femme

76

Actys[®] 20
Femme

77

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG[®]

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES


| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Actys[®] 20 Homme

Principales matières :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

8 TAILLES	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41							

BAS AUTOFIXANT

12 TAILLES	T1 -	T1	T1+	T2 -	T2	T2+	T3 -	T3	T3+	T4 -	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville	19/22		22/25		25/28		28/31					
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillées
1	Normal	42
	Long	44
2	Normal	43
	Long	45
3	Normal	44
	Long	46
4	Normal	46
	Long	47



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - ** Bonne tenue au port⁽³⁾⁽⁴⁾

CHAUSSETTES

Taille standard	Noir	Beige	Gris	
Normal	T1	3664540013141	3664540013264	3664540026042
	T2	3664540013134	3664540013257	3664540026028
	T3	3664540013127	3664540013240	3664540026004
	T4	3664540013110	3664540013233	3664540025984
Long	T1	3664540013189	3664540013226	3664540026035
	T2	3664540013172	3664540013219	3664540026011
	T3	3664540013165	3664540013202	3664540025991
	T4	3664540013158	3664540013196	3664540025977

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Noir	Beige	
Normal	T1	3664540012984	3664540013103
	T2	3664540012977	3664540013097
	T3	3664540012960	3664540013066
	T4	3664540012953	3664540013059
Long	T1	3664540013028	3664540013080
	T2	3664540013011	3664540013073
	T3	3664540013004	3664540013042
	T4	3664540012991	3664540013035

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE CHAUSSETTES

Taille standard	Noir	
Normal	T1	3664540007485
	T2	3664540007508
	T3	3664540007522
	T4	3664540007546
Long	T1	3664540007560
	T2	3664540007584
	T3	3664540007607
	T4	3664540007621

Chaussettes noir



Actys[®] 20 Homme

78

Actys[®] 20 Homme

79

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG[®]

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHÉVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Actys[®] 20

Homme

BAS AUTOFIXANT

Taille -	Noir	Beige	
Normal	T1-	3664540025649	3664540025489
	T2-	3664540025625	3664540025465
	T3-	3664540025601	3664540025441
	T4-	3664540025588	3664540025427
Long	T1-	3664540025632	3664540025472
	T2-	3664540025618	3664540025458
	T3-	3664540025595	3664540025434
	T4-	3664540025571	3664540025410

CHAUSSETTES

Taille +	Noir	Beige	Gris	
Normal	T1+	3664540025885	3664540025809	3664540025960
	T2+	3664540025861	3664540025786	3664540025946
	T3+	3664540025847	3664540025762	3664540025922
	T4+	3664540025823	3664540025748	3664540025908
Long	T1+	3664540025878	3664540025793	3664540025953
	T2+	3664540025854	3664540025779	3664540025939
	T3+	3664540025830	3664540025755	3664540025915
	T4+	3664540025816	3664540025731	3664540025892

BAS AUTOFIXANT

Taille +	Noir	Beige	
Normal	T1+	3664540025724	3664540025564
	T2+	3664540025700	3664540025540
	T3+	3664540025687	3664540025526
	T4+	3664540025663	3664540025502
Long	T1+	3664540025717	3664540025557
	T2+	3664540025694	3664540025533
	T3+	3664540025670	3664540025519
	T4+	3664540025656	3664540025496

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE CHAUSSETTES

Taille +	Noir	
Normal	T1+	3664540007492
	T2+	3664540007515
	T3+	3664540007539
	T4+	3664540007553
Long	T1+	3664540007577
	T2+	3664540007591
	T3+	3664540007614
	T4+	3664540007638



* Entilage facilité (1/2) - ** Bonne tenue au porter (3/4)



80



SMARTLEG[®]

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

Actys[®] 25


Femme

Principales matières :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

9 TAILLES	T0	T1-	T1	T2-	T2	T3-	T3	T4-	T4
Mollet	27/33	24/30	30/37	27/34	34/40	30/37	37/45	33/40	40/47
Cheville	16/18	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29				
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39								


BAS AUTOFIXANT

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78
Cheville	16/18	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29								
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72												

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44

*Pour toutes les hauteurs



** Bonne tenue au porter (3/4)

81

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE


PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Actys[®] 25 Femme




MI-BAS

	Taille standard	Noir	Naturel
Court	T0	3664540034061	3664540034214
	T1	3664540018580	3664540018504
	T2	3664540018566	3664540018481
	T3	3664540018542	3664540018436
	T4	3664540018528	3664540018450
Normal	T0	3664540034115	3664540034160
	T1	3664540018573	3664540018498
	T2	3664540018559	3664540018474
	T3	3664540018535	3664540018467
	T4	3664540018511	3664540018443



BAS AUTOFIXANT

	Taille standard	Noir	Naturel
Court	T0	3664540034313	3664540034412
	T1	3664540018429	3664540018344
	T2	3664540018405	3664540018320
	T3	3664540018382	3664540018306
	T4	3664540018368	3664540018283
Normal	T0	3664540034269	3664540034405
	T1	3664540018412	3664540018337
	T2	3664540018399	3664540018313
	T3	3664540018375	3664540018290
	T4	3664540018351	3664540018276




PIEDS OUVERTS DE SÉRIE MI-BAS

	Taille standard	Naturel
Court	T0	-
	T1	3664540017545
	T2	3664540017521
	T3	3664540017507
	T4	3664540017484
Normal	T0	-
	T1	3664540017538
	T2	3664540017514
	T3	3664540017491
	T4	3664540017477



BAS AUTOFIXANT

	Taille standard	Naturel
Court	T0	-
	T1	3664540017460
	T2	3664540017446
	T3	3664540017422
	T4	3664540017408
Normal	T0	-
	T1	3664540017453
	T2	3664540017439
	T3	3664540017415
	T4	3664540017392



MI-BAS

	Taille -	Noir	Naturel
Court	T1-	3664540034054	3664540034207
	T2-	3664540034047	3664540034191
	T3-	3664540034030	3664540034184
	T4-	3664540034023	3664540034177
Normal	T1-	3664540034108	3664540034153
	T2-	3664540034092	3664540034146
	T3-	3664540034085	3664540034139
	T4-	3664540034078	3664540034122




BAS AUTOFIXANT

	Taille -	Noir	Naturel
Court	T1-	3664540034306	3664540034399
	T2-	3664540034290	3664540034375
	T3-	3664540034283	3664540034351
	T4-	3664540034276	3664540034337
Normal	T1-	3664540034252	3664540034382
	T2-	3664540034245	3664540034368
	T3-	3664540034238	3664540034344
	T4-	3664540034221	3664540034320



BAS AUTOFIXANT

	Taille +	Noir	Naturel
Court	T1+	3664540018184	3664540018108
	T2+	3664540018160	3664540018085
	T3+	3664540018146	3664540018061
	T4+	3664540018122	3664540018047
Normal	T1+	3664540018177	3664540018092
	T2+	3664540018153	3664540018078
	T3+	3664540018139	3664540018054
	T4+	3664540018115	3664540018030



**Bonne tenue au porteur®



82



SMARTLEG[®]

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

83

Actys[®]
25
Femme

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE


Actys[®] 35 Mixte

Principales matières :

Polyamide dont
Polyamide-microfibres,
Elasthanne, Silicone*

Retrouvez le résumé
des caractéristiques des produits
à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

BAS AUTOFIXANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillées
1	41
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE MI-BAS

Taille standard	Naturel	
	Court	Normal
T1	3664540017385	3664540017378
T2	3664540017361	3664540017354
T3	3664540017347	3664540017330
T4	3664540017323	3664540017316

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Naturel	
	Court	Normal
T1	3664540017309	3664540017293
T2	3664540017286	3664540017279
T3	3664540017262	3664540017255
T4	3664540017248	3664540017231

84


Actys[®] ATH Mixte

Principales matières :

Polyamide, Elasthanne,
Silicone*

Retrouvez le résumé
des caractéristiques des produits
à la page 86.

* Uniquement en format bas autofixant



GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/40	33/43	37/47	42/52
Cheville	17/21	21/24	24/27	27/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39,1 à 44 Long sup. à 44			

BAS AUTOFIXANT

9 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	46/58	51/63	55/67	60/72
Cheville	17/21	21/24	24/27	27/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 75 / Long Sup. à 75			

Un traitement conforme aux recommandations de la HAS pour les produits anti-thromboses.



Taillage identifiable grâce à un code couleur

POINTURES***

Tailles	Pointures maxi conseillées	
	Hauteur Normal	Hauteur Long
T1	42	44
T2	43	45
T3	44	46
T4	46	47

***Pour toutes les hauteurs

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE CHAUSSETTES

Taille standard	Blanc	
	Court	Normal
T1	3664540014285	3664540012762
T2	3664540014292	3664540012779
T3	3664540060541	3664540012786
T4	3664540060534	3664540012755
Long	T1	3664540012731
	T2	3664540012748
	T3	3664540012717
	T4	3664540012724

BAS AUTOFIXANT

Taille standard	Blanc	
	Normal	Long
T1	3664540012694	3664540012700
T2	3664540012687	3664540012670
T3	3664540012649	3664540012663
T4	3664540012632	3664540012656

85

Naturel



BVCert. 6195240



* Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾ - **Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG[®]

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys[®]

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHÉVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

SMARTLEG®, LEGGER® ET ACTYS®, DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ÉLASTIQUE POUR HOMME ET FEMME.

PRINCIPALES MATIÈRES

Smartleg® Transparent, Mi-bas, Bas & Collants Classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Smartleg® Semi-Transparent, Mi-bas, Bas & Collants Classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Smartleg® Opaque, Collants Classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Smartleg® Collection, Collants Classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Smartleg® BB Semi-Transparent, Collants Classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Smartleg® BB Transparent, Collants Classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Legger® Casual Coton, classe II :
Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Legger® Chic Coton, classe II :
Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse), Polyamide, Elasthane

Legger® Chic Tech, classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Legger® Casual Tech Homme & Femme , classe II :
Polyamide, Elasthane

Legger® Casual Coton Homme & Femme , classe III :
Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Legger® Casual T-Fibre Homme & Femme, classe II :
Polyamide, Elasthane, Tencel™ (8)

Legger® Sportswear T-Fibre, classe II :
Polyamide, Elasthane, Tencel™ (8)

Actys® 10 Femme, classe I :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Actys® 20 Femme, classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Actys® 20 Homme, classe II :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

Actys® 25 Femme, classe III :
Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Actys® 35 Mixte, classe III :
Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Actys® ATH, Anti-thrombose :
Polyamide, Elasthane, Silicone*

*Uniquement pour les formats bas autofixant.

INDICATIONS

CLASSE I

Pression 10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa (Actys® 10 Femme) : • Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée. • Varicosités. • En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CLASSE II

Pression 15,1 à 20 mmHg ou 20,1 à 27 hPa (Legger® Chic Tech, Legger® Chic Coton, Legger® Casual Tech Homme et Femme, Legger® Casual Coton Homme et Femme, Legger® Casual T-Fibre Homme & Femme, Legger® Sportswear T-Fibre, Actys® 20 Femme, Actys® 20 Homme, Smartleg® Transparent, Smartleg® Semi-Transparent, Smartleg® Opaque, Smartleg® Collection, Smartleg® BB Transparent, Smartleg® BB Semi-Transparent) : • Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée. • Varicosités, varices. • Après chirurgie des varices ou sclérothérapie. • Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant. • En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

Anti-thrombose (Actys® ATH) :

• Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical, notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral), ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié. • Le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

CLASSE III

Pression 20,1 à 36 mmHg ou 27,1 à 48 hPa (Legger® Casual Coton Homme, Actys® 25 Femme, Actys® 35 Mixte) : • Jambes lourdes ou douloureuses, • Varices importantes. • Après chirurgie des varices ou sclérothérapie. • Œdème veineux chronique. • Insuffisance veineuse chronique avec troubles trophiques. • Ulcère veineux cicatrisé. • Thrombose veineuse superficielle ou profonde (TVS ou TVP), avec traitement anticoagulant (sauf si contre-indication). • Complications de la TVP proximale (syndrome post-thrombotique) : prévention (6 mois à 2 ans) ou traitement des séquelles. • Lymphœdème en phase de maintien. • En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance/ Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- *Phlegmatia coerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d'AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème, ...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.
- En cas de superposition de produits de formats chaussettes/mi-bas, veiller à ne pas positionner les bords côte l'un sur l'autre.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Laver le produit avant la première utilisation.
- Lavage : à la main ou en machine à 30°C sans adoucissant ni agent de blanchiment.
- Essorage sans tordre.
- Séchage : à plat, à l'abri de toute source de chaleur. Ne pas repasser.



EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions cutanées (ampoules*, éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations).

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

* uniquement pour les produits possédant une bande autofixante (format bas)

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr

MENTIONS LÉGALES

Les produits des gammes Smartleg®, Legger® et Actys® sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, *phlegmatia coerulea dolens*, thrombose septique, Intolérance / réaction allergique au produit au produit. Marquage CE. Dispositifs médicaux de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étui. Janvier 2024 – WRC2401001 - Fabricant : Laboratoires Innothéra.

LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

86

87

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

Grille de tailles	Collection
Transparent	BB
Semi-transparent	
Opaque	

Legger®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2 / FEMME
Les plus TECH	CLASSE 2 / HOMME
Les plus COTON	CLASSE 3 / HOMME
Les plus T-FIBRE	

Actys®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
CLASSE 1	ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE
ORFIT
GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
JUNIOR
THERMOTHÉRAPIE
SUR-MESURE

PODO

ARBRE DÉCISIONNEL
HALLUX VALGUS
CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

POST-OPÉATOIRE
TALONNETTES
SUR-MESURE

Références Bibliographiques

SMARTLEG®

1. Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied - Brevet FR 2885035 : « Orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant ».
2. Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-30.
3. Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».
4. Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence - n°2009 - A00412 - 55 - novembre 2009.
5. Recap TCV_2018-11-02.
6. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 4 produits CVE (de type bas autofix pour femmes) par la méthode du profil. Etude EHD1_2015_03 réalisée par l'IFTH, contrat 151159R, en juin 2015.
7. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (collants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1_2016_011 réalisée par l'IFTH, contrat 170 064 R, en juin 2017.
8. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1_2018_05, réalisée par l'IFTH, contrat 180 426 R, en juin 2018.
9. Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1_2019_06 réalisée par l'IFTH, contrat 190 428R, en juin 2019.
10. 2022-005 Résistance en "I" Talon SMARTLEG® et SMARTLEG® Trans 2.0_29.11.22.
11. 2022-012 Résistance pointe Smartleg® Transparent 2.0_17.05.22.
12. Kantar World Panel : Répartition des achats annuels mobiles 12 mois sur les formats de ville, hors chaussettes. Cumul Annuel Mobile Avril 2017.
13. *EHD1_2020_13 Synthèse des études de co-conception du collant et d'acceptabilité de la culotte des collants de compression dédiés aux femmes enceintes. La mention "testé et approuvé" concerne uniquement la partie culotte du collant ; étude réalisée auprès d'un panel de 37 femmes enceintes avec une version du collant ne présentant pas d'effet compressif en partie jambe.
14. Culotte brevetée - brevet n° FR2102139 déposé en France le 5 mars 2021 au nom de LABORATOIRES INNOTHERA.
15. Carpentier *et al.* (2007). Ascribing leg symptoms to chronic venous disorders: the construction of a diagnostic score. Journal of vascular surgery, 46(5), 991-996.

LEgger®

FIP

1. Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied - Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".
2. Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-302.

3 UP

3. Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».
4. Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence - n°2009 - A00412 - 55 - novembre 2009.

Concept Bi-Zone

5. Brevet FR2941147 - « Orthèse compressive du membre inférieur à structure combinée bas / chaussette ».

Fibre Be-Cool TM

6. Fiche technique des fibres BeCool™ TCV 98% : (7) Données issues des Campagnes Nationales de Mensuration des Français : IFTH 2006 & 2009.

Tencel

8. Tencel - The new age fiber, Lenzing fiber, 2005, page 3-18.

Semelle Brevetée

9. Brevet n°2 611 404 - Semelle confort.
10. Propriété absorbante du coton : <https://textileaddict.me/fibre-textile-le-coton/>.

ACTYS®

1. Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied - Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".
2. Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-302.
3. Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».
4. Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence - n°2009 - A00412 - 55 - novembre 2009.
5. Données issues des Campagnes Nationales de Mensuration des Français : IFTH 2006 & 2009.
6. Rapport HAS 2010 - Dispositifs de compression médicale à usage individuel : utilisation en pathologies vasculaires - Septembre 2010.
7. Lurie *et al.* (2020). The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards. Journal of Vascular Surgery : Venous and Lymphatic Disorders, 8(3), 342-352.
8. Rapport HAS 2010 - Dispositifs de compression médicale à usage individuel : utilisation en pathologies vasculaires - Septembre 2010.
9. ET_2023_030_Resistivité de surface Actys® ATH.
10. Données internes - taux de retour Actys® 20 Homme / Actys® 20 Femme - 2021.



ORTHOPÉDIE
PODOLOGIE

Préserverons
le mouvement!

GIBAUD



SMARTLEG®

- | | |
|-------------------|------------|
| Grille de tailles | Collection |
| Transparent | BB |
| Semi-transparent | |
| Opaque | |

Legger®

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME |
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME |
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME |
| Les plus T-FIBRE | |

Actys®

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 |
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3 |
| CLASSE 1 | ATH Mixte |

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- ORFIT**
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- GAMME 3D**
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE


PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

SOMMAIRE



Préservons le mouvement!

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURE P. 92

COU • ÉPAULE

ARBRE DÉCISIONNEL DU COU P. 94

- Colliers C1 souples 97
- Colliers C2 semi-rigides 98
- Colliers C3 rigides sans mentonnière 98
- Colliers C3 rigides avec mentonnière 99

ARBRE DÉCISIONNEL DE L'ÉPAULE P. 100

- Gilets de série 103
- Blocage claviculaire 104
- Bandoulière à poche 104
- Bandoulière à bretelle 105
- Épaulière chaleur 105

DOS • ABDOMEN • THORAX

ARBRES DÉCISIONNELS DU DOS P. 106

- Lombogib® ProgressiV 109
- Ceinture lombaire 109
- Soutenir la posture : Lombogib® Finesse 110
- Soutenir ceux qui portent des charges : Lombogib® Double Action 111
- Soutenir ceux qui portent des charges : Lombogib® Evolution 112
- Soutenir le dos des futures mères : Lombogib® Maternity 113
- C.I.V.S. Corset d'immobilisation 114
- C.S.B. Ceinture de soutien abdominal 114
- Ceinture chaleur 115
- Redresse-dos 115

ARBRE DÉCISIONNEL DE L'ABDOMEN P. 117

- Bande-ceinture abdominale 118
- Ceinture de maintien élastique 118
- Ceintures thoraciques 118
- Bandage herniaire fort 119
- Bandage herniaire 119

MAIN • COUDE

ARBRES DÉCISIONNELS DE LA MAIN P. 120

- Manugib® 3D 123
- Manugib® Trauma poignet 124
- Manugib® Trauma poignet longue 124
- Manugib® Trauma poignet-pouce 124
- Attelle de doigt-poignet 125
- Orthèse Poignet 125
- Orthèse Poignet-pouce 125
- Manugib® Tendinite 126
- Manugib® de Quervain 126
- Manugib® Rhizarthrose fonction 127
- Manugib® Rhizarthrose immobilisation 127
- Manugib® Rhizactive 127
- Manugib® Canal carpien 128
- Poignet de force 129
- Poignets de maintien 129
- Poignet-pouce de maintien 129

90

SOLUTIONS CONFORMABLES CHRISOFIX® P. 130

- Chrisofix® Parésie 130
- Chrisofix® syndrome canal carpien 130
- Chrisofix® fracture Ve métacarpien et poignet 130
- Chrisofix® Articulation MP 131
- Chrisofix® Pouce du skieur 131
- Chrisofix® Attelle de doigt (IPD et IPP) 131
- Chrisofix® Attelle de doigt maillet (IPD) 131

ARBRE DÉCISIONNEL DU COUDE P. 133

- Elbowgib® 134
- Tennis Elbow 134
- Coudière 135

ORFIT

- Orflight® 137
- Orficast® 137
- Orfit® Soft Classic 137
- Orfit® Soft NS 137
- Aquafit® NS 138
- Orfit® Eco NS 138
- Orfit® Color NS 138
- Orthèses pré-découpées thermoformées 139
- Bac chauffants et petit matériel 140
- Mousses Luxofoam blanches 140
- Mousses 140
- Mousse néoprène 140
- Tissu et bordures autocollantes 140
- Mousses et bandes auto-agrippantes 141
- Bandes de fermeture auto-agrippantes 141
- Systèmes dynamiques 141
- Allfit® 141

GENOU

ARBRES DÉCISIONNELS DU GENOU P. 142

- Attelle de genou aérée 0° universelle 147
- Attelle de genou aérée 0° / 20° std 147
- Genugib® Poly-C 148
- Genugib® Post-Op 148
- Genugib® ROM 148
- Genugib® Open 149
- Genugib® Stab 149
- Genugib® Patella 150
- Genugib® 3D articulée 150
- Genugib® 3D rotulienne 151
- Genugib® 3D ligamentaire 151
- Genugib® 3D 152
- Quadrigib® 3D 152
- Genugib® Arthroze 153
- Genouillère DV4 153
- Soutien rotulien 153
- Genouillère chaleur 154
- Genouillère rotulienne 154
- Genouillère 155
- Bonnets couvre-moignons 156

CHEVILLE • PIED

ARBRE DÉCISIONNEL DE LA CHEVILLE P. 158

Bottes de marche :

- Walker 161
- Walker Short 161
- Walker Air 161
- Walker Air Short 161

Orthèses stabilisatrices :

- de cheville à air 162
- de cheville à boucles 162
- de cheville 162
- de cheville Junior 163
- de cheville à lacets 163
- Malléogib® Articulée 163
- Malléogib® 3D Strap 164
- Malléogib® 3D 164
- Chevillère 165

CHUT Post-Opératoire :

- avant-pied Courte 166
- avant-pied Longue 166
- à décharge du Talon 166

Hallux Valgus :

- Redresseur HV 167

91

GAMME 3D

- Manugib® 3D 169
- Genugib® 3D articulée 170
- Genugib® 3D rotulienne 170
- Genugib® 3D ligamentaire 171
- Genugib® 3D 171
- Quadrigib® 3D 172
- Malléogib® 3D strap 173
- Malléogib® 3D 173

JUNIOR

- Colliers C1 souples 174
- Gilet de série 175
- Bandoulière à poche 175
- Redresse-dos 175
- Blocage claviculaire 175
- Attelle de genou aérée 0° universelle 176
- Attelle de genou aérée 0° / 20° std 176
- Orthèse stabilisatrice de cheville 176
- Manugib® Trauma poignet 177
- Manugib® Trauma poignet longue 177
- Manugib® Trauma poignet-pouce 177

THERMOTHÉRAPIE

- Ceinture chaleur 178
- Épaulière chaleur 179
- Genouillère chaleur 179

SUR-MESURE

- Fiche sur-mesure 181
- C.S.A 183

Ces produits bénéficient des remises commerciales Immanquables.

PODOLOGIE

INTRODUCTION

ARBRE DÉCISIONNEL PODOLOGIE P. 186

- Aide à la délivrance des CHUT 188

HALLUX VALGUS

PRÉSENTATION P. 190

- Hallux Valgus CHUT Hiver fermées 192
- Hallux Valgus CHUT Été ouvertes 193
- Hallux Valgus Confort 194

CHAUSSURES INTÉRIEURES

- Les aînés CHUT 197
- Chaussures domicile CHUT Textile 200

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- Chaussures fermées CHUT cuir 203
- Chaussures fermées Confort 207
- Chaussures été CHUT cuir 208
- Chaussures été Confort 210

POST-OPÉRAIRE

- CHUT à décharge avant-pied courte 213
- CHUT à décharge avant-pied longue 213
- CHUT à décharge du talon 213

TALONNETTES

- Talonnettes Evolution 215
- Talonnettes 215

SUR-MESURE

- Matériel 217
- Orthèses plantaires 217
- Fiche d'analyse podologique 219

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

Grille de tailles	Collection
Transparent	BB
Semi-transparent	
Opaque	

Legger®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2 / FEMME
Les plus TECH	CLASSE 2 / HOMME
Les plus COTON	CLASSE 3 / HOMME
Les plus T-FIBRE	

Actys®

Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
CLASSE 1	ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE
- ORFIT
- GENOU

CHEVILLE • PIED

- GAMME 3D
- JUNIOR
- THERMOTHÉRAPIE
- SUR-MESURE

PODO


- ARBRE DÉCISIONNEL
- HALLUX VALGUS
- CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- POST-OPÉRAIRE
- TALONNETTES
- SUR-MESURE


ARTICULATIONS & DOS

PRISE DE MESURES




A COLLIER CERVICAL

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale - sous le menton.
- Regard horizontal.




B CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.




C DISTANCE ÉPAULE À ÉPAULE

- Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).




D CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE

- Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).




E CIRCONFÉRENCE DU THORAX

- Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).




F CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS

- Mesurer la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).




G CIRCONFÉRENCE DU POIGNET

- Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.




H LONGUEUR DE LA MAIN

- Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.




I LONGUEUR CUISSE/MOLLET

- Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.




J CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE

- Mesurer la circonférence à 20 cm au-dessus de la rotule.




K CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE

- Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre du genou.




L CIRCONFÉRENCE DU GENOU

- Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.




M CIRCONFÉRENCE CUISSE & MOLLET

- Mesurer :
- La circonférence 15 cm au-dessus du centre de la rotule.
 - La circonférence 15 cm en dessous du centre de la rotule.




N CIRCONFÉRENCE GENOU & CUISSE

- Mesurer :
- La circonférence du genou.
 - La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



O CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS

- Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.



P CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE

- Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

— NOTES —

— NOTES —

ARBRE DÉCISIONNEL COU

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

CHRONIQUE - PRÉVENTION

— QUEL OBJECTIF ? —

RESTRICTION FORTE
(SOUTIEN)

RESTRICTION MODÉRÉE (SOUTIEN)

RESTRICTION FAIBLE
(SOUTIEN)

RESTRICTION MODÉRÉE
(SOUTIEN)

RESTRICTION FAIBLE
(SOUTIEN)

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



**COLLIERS
C3**
(avec ou sans mentonnière)

PAGE 98



**COLLIERS
C2**

PAGE 98



**COLLIERS
C1**

PAGE 97



**COLLIERS
C2**

PAGE 98



**COLLIERS
C1**

PAGE 97

— LES INDICATIONS —

Prise en charge des patients traumatisés
• Lésions cervicales modérées

Extension traumatique du cou

Extension traumatique du cou

Arthrose de la colonne cervicale • Hernie discale cervicale

94

95



SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

| CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

| CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



COU

COLLIERS CERVICAUX C1 | P.97

96



COLLIERS CERVICAUX C1 SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE


INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.

LES ATOUTS

- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Housse de protection amovible.



COLLIER CERVICAL
1 - Mesurer la circonférence à la base du cou
2 - Hauteur fourchette sternale - sous le menton. Regard horizontal.

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur				
			28 - 31	29 - 34	35 - 40	41 - 46	47 - 52
			0 JUNIOR	1	2	3	4
6629	Bleu	6 cm	3322541024282				
6630		7,5 cm		3322541024299	3322541024305	3322541024312	3322541024329
6631		8,5 cm		3322541024336	3322541024343	3322541024350	3322541024367
6632		9,5 cm		3322541024374	3322541024381	3322541024398	3322541024404
TVA: 5,5 % / LPPR: 9,25 €							7144950




COLLIERS CERVICAUX C1 SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.



COLLIER CERVICAL
1 - Mesurer la circonférence à la base du cou
2 - Hauteur fourchette sternale - sous le menton. Regard horizontal.

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur				
			28 - 31	29 - 34	35 - 40	41 - 46	47 - 52
			0 JUNIOR	1	2	3	4
6625	Gris	6 cm	3322541024152				
6626		7,5 cm		3322541024169	3322541024176	3322541024183	3322541024190
6627		8,5 cm		3322541024206	3322541024213	3322541024220	3322541024237
6628		9,5 cm		3322541024244	3322541024251	3322541024268	3322541024275
TVA: 5,5 % / LPPR: 9,25 €							7144950
Ce produit bénéficie des remises commerciales Immanquables.							

97

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO
 - | COU • ÉPAULE
 - | DOS • ABDOMEN • THORAX
 - | MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - | GENOU
- CHEVILLE • PIED
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO
 - | ARBRE DÉCISIONNEL
 - | HALLUX VALGUS
 - | CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
 - | POST-OPÉATOIRE
 - | TALONNETTES
 - | SUR-MESURE

ARBRE DÉCISIONNEL ÉPAULE

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

CHRONIQUE - PRÉVENTION

— QUEL OBJECTIF ? —

MAINTIEN DES ÉPAULES
EN RÉTROPULSION

IMMOBILISATION
RELATIVE

SOUTIEN

PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



BLOCAGE
CLAVICULAIRE




GILET DE SÉRIE



BANDOULIÈRE
À POCHE



BANDOULIÈRE
À BRETELLE



ÉPAULIÈRE
CHALEUR

— LES INDICATIONS —

Fracture et luxation de la clavicule

Réparations • Lésions des tissus mous
• Instabilités • Traumatismes de l'épaule

Suite à un traumatisme
• Avant/après une intervention chirurgicale

Rhumatismes

100

101

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

Grille de tailles | Collection BB
Transparent | Semi-transparent | Opaque

Legger®

Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME | CLASSE 2 / HOMME | CLASSE 3 / HOMME
Les plus TECH | Les plus COTON | Les plus T-FIBRE

Actys®

Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 | CLASSE 3 | ATH Mixte
Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 1

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO | CHEVILLE • PIED | PODO | CHAUSSURES EXTÉRIEURES
| COU • ÉPAULE | GAMME 3D | | POST-OPÉATOIRE
| DOS • ABDOMEN • THORAX | JUNIOR | | HALLUX VALGUS | TALONNETTES
| MAIN • COUDE | THERMOTHÉRAPIE | | CHAUSSURES INTÉRIEURES | SUR-MESURE
ORFIT | SUR-MESURE
| GENOU

ÉPAULE

BANDOULIÈRE À POCHE | P.104

102



GILET DE SÉRIE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants:

- Avant ou après une intervention.
- Réparations/lésions de tissus mous.
- Instabilités/traumatismes de l'épaule.

ATOUT

- Fermetures auto-agrippantes.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS
Mesurer la circonférence thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

Réf.	Coloris	Taille unique (circonférence du thorax sous la poitrine + humérus maxi. 130 cm)	EAN
6452	Noir	1	3322547811329
TVA: 20 % / LPPR: 15,24 €			6144906



GILET DE SÉRIE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants:

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS
Mesurer la circonférence thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077
		2	55 - 75	3322541008084
		3	75 - 95	3322541008091
		4	95 - 115	3322541008107
		5	115 - 135	3322541008114
TVA: 20 % / LPPR: 15,24 €				6144906

Ce produit bénéficie des remises commerciales Immanquables.

— NOTES —

103

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



BLOCAGE CLAVICULAIRE

MAINTIEN

INDICATIONS

Pour les affections du thorax pouvant bénéficier d'un maintien des épaules en rétropulsion, notamment dans les cas suivants :

- Fractures et luxations de la clavicule.
- Problèmes de posture.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Maintient la bonne posture.



CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE
Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	EAN
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008
		2	65 - 75	3322541008015
		3	75 - 85	3322541008022
		4	85 - 100	3322541008039
		5	100 - 115	3322541008046
		6	115 - 135	3322541008053

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".



BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

LES ATOUTS

- Réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030
		1	60 - 80	3322546048078
		2	80 - 100	3322546048146
		3	100 - 120	3322546048221
		4	120 - 140	3322541008428

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".



BANDOULIÈRE À BRETELLE

SOUTIEN

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

LES ATOUTS

- Soutient le bras.
- Réglable.

Réf.	Coloris	Taille unique	EAN
6612	Noir	1	3322541022868

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".



ÉPAULIÈRE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiabatiques de la laine, notamment dans les cas suivants :

- Rhumatismes.

LES ATOUTS

- Laine mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.



DISTANCE ÉPAULE À ÉPAULE
Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

Réf.	Coloris	Taille	Distance épaule à épaule en cm	EAN
4298	Anthracite	S	35 - 45	3322541067562
		M	45 - 55	3322541067579
		L	55 - 65	3322541067586

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

— NOTES —

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque

Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES


- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

ARBRE DÉCISIONNEL DOS


— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGUËS)

— QUEL OBJECTIF ? —




CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGUËS)



— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



— LES INDICATIONS —



SMARTLEG®
| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO
| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED
GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO
| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES
| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

DOS

LOMBOGIB® FINESSE | P.110


108



€



Double serrage réglable avec lien de sécurité.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

VIDÉO DE MISE EN PLACE



LOMBOGIB® PROGRESSIV

BREVET DÉPOSÉ



BALEINAGE EN V BREVETÉ



DOUBLE SERRAGE

CONFIGURATION SIMPLE SERRAGE : STATION DEBOUT OU ASSISE PROLONGÉE
CONFIGURATION DOUBLE SERRAGE : ACTIVITÉ NÉCESSITANT UN MAINTIEN RENFORCÉ

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Baleinage en V breveté.
- Tissu fin et ajouré.
- Double serrage réglable en hauteur et amovible pour s'adapter à l'activité.
- Double serrage avec lien de sécurité.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6744	Bleu	0	66 - 80	3322541073365
			1	80 - 90	3322541073372
			2	90 - 100	3322541073389
			3	100 - 110	3322541073396
			4	110 - 125	3322541073402
			5	125 - 140	3322541073419

TVA: 5,5 % / LPPR: 55,86 €

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables"

201E00.022

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6745	Bleu	0	66 - 80	3322541073426
			1	80 - 90	3322541073433
			2	90 - 100	3322541073440
			3	100 - 110	3322541073457
			4	110 - 125	3322541073464
			5	125 - 140	3322541073471

TVA: 5,5 % / LPPR: 47,19 €

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables"

201E00.021

CEINTURE LOMBAIRE

ASSURE LA BONNE POSTURE & SOULAGE LES DOULEURS LOMBAIRES


INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Le baleinage « en V » breveté permet de rappeler la bonne posture en réduisant les contraintes sur les lombaires.
- Doux et respirant, cette ceinture de soin maintient la posture tout en laissant respirer la peau.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6727	Bleu	XS	70 - 80	3322541068408
			S	80 - 90	3322541068415
			M	90 - 100	3322541068422
			L	100 - 115	3322541068439
			XL	115 - 130	3322541068446

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.

PAGE 115

109

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

SOUTENIR LA POSTURE

ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE
& PATIENTS HYPERLORDOSÉS

GIBAUD SOULAGE LA DOULEUR

Découvrez la ceinture qui apaise le mal de dos tout en vous accompagnant au quotidien.

PAGE 115

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.



VIDÉO DE MISE EN PLACE



SOUTENIR CEUX

QUI PORTENT DES CHARGES
ET/OU LES HYPERALGIQUES (AIGUS OU CHRONIQUES)
& PATIENTS HYPERLORDOSÉS

GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture qui accompagne le mouvement, en soulageant le mal de dos.

PAGE 115

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.



VIDÉO DE MISE EN PLACE



LOMBOGIB® FINESSE

BREVET DÉPOSÉ



STATION ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE


INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Tissus fin et léger pour un meilleur confort.
- Port sous ou sur les vêtements.
- Coussin lombaire amovible si patient peu lordosé.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6748	Bleu	0	66 - 80	3322541073600
			1	80 - 90	3322541073617
			2	90 - 100	3322541073624
			3	100 - 110	3322541073631
			4	110 - 125	3322541073648
			5	125 - 140	3322541073655
TVA: 5,5 % / LPPR: 55,86 €					201E00.022

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6749	Bleu	0	66 - 80	3322541073662
			1	80 - 90	3322541073679
			2	90 - 100	3322541073686
			3	100 - 110	3322541073693
			4	110 - 125	3322541073709
			5	125 - 140	3322541073716
TVA: 5,5 % / LPPR: 47,19 €					201E00.021

110



LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

BREVET DÉPOSÉ



TRAVAUX DE FORCE, SOLLICITATION FORTE


INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Coussin haut matelassé breveté.
- Coussin amovible si patient peu lordosé.
- Double-serrage : larges doubles sangles pour une adaptation du serrage en fonction des besoins.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6658	Bleu	0	70 - 80	3322541035363
			1	80 - 90	3322541035370
			2	90 - 100	3322541035387
			3	100 - 110	3322541035394
			4	110 - 125	3322541035400
			5	125 - 140	3322541035417
TVA: 5,5 % / LPPR: 55,86 €					201E00.022

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6667	Bleu	0	70 - 80	3322541038029
			1	80 - 90	3322541038036
			2	90 - 100	3322541038043
			3	100 - 110	3322541038050
			4	110 - 125	3322541038067
			5	125 - 140	3322541038074
TVA: 5,5 % / LPPR: 47,19 €					201E00.021

111

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

SOUTENIR CEUX QUI PORTENT DES CHARGES

ET/OU LES HYPERALGIQUES (AIGUS OU CHRONIQUES)
& PATIENTS MANQUANT DE FORCE

GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture qui accompagne le mouvement, en soulageant le mal de dos.



VIDÉO
DE MISE EN PLACE



SOUTENIR LE DOS DES FUTURES MÈRES

GIBAUD SOUTIENT VOS LOMBAIRES

Découvrez la ceinture lombaire légère et adaptable pour réduire les douleurs lombaires pendant la grossesse.



VIDÉO
DE MISE EN PLACE



CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture chaleur Gibaud pour apaiser les douleurs lombaires et préserver la chaleur corporelle de jour comme de nuit.

PAGE
115

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez et proposez le soin du canal carpien.

PAGE
128



LOMBOGIB® ÉVOLUTION

BREVET DÉPOSÉ



PERSONNES FRAGILES, AIDE AU SERRAGE


INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à un serrage facile.
- Ceinture évolutive : dossard amovible suivant les besoins.
- Renfort lombo-sacré reposant sur les crêtes iliaques.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6660	Noir	0	70 - 80	3322541035486
			1	80 - 90	3322541035493
			2	90 - 100	3322541035509
			3	100 - 110	3322541035516
			4	110 - 125	3322541035523
			5	125 - 140	3322541035530
TVA: 5,5 % / LPPR: 55,86 € 201E00.022					

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6669	Noir	0	70 - 80	3322541038081
			1	80 - 90	3322541038098
			2	90 - 100	3322541038104
			3	100 - 110	3322541038111
			4	110 - 125	3322541038128
			5	125 - 140	3322541038135
TVA: 5,5 % / LPPR: 47,19 € 201E00.021					

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6661	Bleu	0	70 - 80	3322541035547
			1	80 - 90	3322541035554
			2	90 - 100	3322541035561
			3	100 - 110	3322541035578
			4	110 - 125	3322541035585
			5	125 - 140	3322541035592
TVA: 5,5 % / LPPR: 55,86 € 201E00.022					

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
21 cm	6670	Bleu	0	70 - 80	3322541038142
			1	80 - 90	3322541038159
			2	90 - 100	3322541038166
			3	100 - 110	3322541038173
			4	110 - 125	3322541038180
			5	125 - 140	3322541038197
TVA: 5,5 % / LPPR: 47,19 € 201E00.021					



LOMBOGIB® MATERNITY

BREVET DÉPOSÉ



SOUTIEN LOMBAIRE POUR FEMME ENCEINTE


INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'un soutien sacro-iliaque et suprapubique, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs lombaires liées à la grossesse.

LES ATOUTS

- Soutient et réduit les douleurs lombaires liées à la grossesse.
- Sangles spécifiques luttant contre l'antéversion du bassin (hyperlordose)
- Tissu Aeralis® monocouche breveté doux et respirant.
- Coussin lombaire amovible afin de s'adapter à l'évolution de la lordose durant la grossesse.
- 2 bandeaux, avec gousset d'aisance élastique, adaptables à l'évolution de la grossesse, soutiennent le ventre sans le comprimer.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
26 cm	6653	Bleu	1	80 - 135	3322541033482
TVA: 5,5 % / LPPR: 55,86 € 201E00.022					

112

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

113

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



CORSET D'IMMOBILISATION VERTÉBRALE DE SÉRIE THERMOFORMABLE C.I.V.S.

IMMOBILISATION

- INDICATIONS**
 Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :
- Sciatique, cruralgie en phase aiguë.
 - Traumatisme lombaire (léger tassement).
 - Douleurs chroniques et invalidantes des lombaires.
 - Stabilisation après chirurgie.
- LES ATOUTS**
- Dossard en plastique thermoformable de 3,2 mm d'épaisseur perforé remonte jusqu'en D6.
 - Matériau radio-transparent.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
6380	Blanc	1	40 - 60	3322547262169
		2	60 - 80	3322547262183
		3	80 - 100	3322547262190

TVA : 5,5 % / LPPR : 167,69 €


NOS ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Réf.	Coloris	Bretelles, la paire	EAN
6386	Blanc	(renouvellement)	3322547263951 201E00.051
6399	Blanc	Plastron (renouvellement)	3322547330080
6387	Blanc	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	3322547263968 201E00.052

TVA : 5,5 % / LPPR : 21,80 €



Corset de face




CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL C.S.B.

RESTRICTION DE MOUVEMENT • C.S.A. SANS LIMITE DE TAILLE

- INDICATIONS**
 Pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression de l'abdomen et d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :
- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, postopératoire) associée à :
 - Sciatique
 - Lumbago / Douleurs lombaires.
- LES ATOUTS**
- Bande de soutien à large plage de réglage.
 - Fermeture latérale.
 - 3 baleines devant, 4 derrière.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	6516	Noir	1	88 - 100	3322546077634


AU-DELÀ DE 100 CM SE RÉFÉRER AU SUR-MESURE P. 183 POUR UNE C.S.A.
 TVA : 5,5 % / LPPR : 71,90 €



CEINTURE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

- INDICATIONS**
 Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adithermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :
- Douleurs lombaires.
- LES ATOUTS**
- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
 - Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.



Douce, respirante et confortable
 Parce que la ceinture chaleur Gibaud enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.

CONSEIL ASSOCIÉ
 En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture lombaire Gibaud pour assurer la bonne posture et soulager la douleur.

PLUSIEURS COLORIS DISPONIBLES :

- Anthracite
- Denim
- Écru
- Gris rouge
- Gris

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	4296	Gris rouge	S	61 - 75	3322541067487
			M	75 - 90	3322541067494
			L	90 - 105	3322541067500
20 cm	4290	Anthracite	S	61 - 75	3322541067241
			M	75 - 90	3322541067258
			L	90 - 105	3322541067265
25 cm	4292	Anthracite	S	61 - 75	3322541067326
			M	75 - 90	3322541067333
			L	90 - 105	3322541067340
30 cm	4297	Anthracite	S	61 - 75	3322541067272
			M	75 - 90	3322541067357
			L	90 - 105	3322541067524
25 cm	4291	Écru	S	61 - 75	3322541067289
			M	75 - 90	3322541067296
			L	90 - 105	3322541067302
25 cm	4293	Écru	S	61 - 75	3322541067319
			M	75 - 90	3322541067364
			L	90 - 105	3322541067371
25 cm	4295	Gris	S	61 - 75	3322541067388
			M	75 - 90	3322541067395
			L	90 - 105	3322541067449
25 cm	4294	Denim	S	61 - 75	3322541067456
			M	75 - 90	3322541067463
			L	90 - 105	3322541067470
25 cm	4294	Denim	S	61 - 75	3322541067401
			M	75 - 90	3322541067418
			L	90 - 105	3322541067425
25 cm	4294	Denim	S	61 - 75	3322541067432
			M	75 - 90	3322541067439
			L	90 - 105	3322541067446


TVA : 20 %
 Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"



REDRESSE-DOS

CORRECTION DE LA POSTURE

- INDICATIONS**
 Pour les affections thoraciques pouvant bénéficier d'une correction de la posture, notamment dans les cas suivants :
- Déficience posturale.
 - Douleurs dorsales.
- LES ATOUTS**
- Facilité de mise en place grâce à son système par boucle.
 - Améliore la posture et le contrôle postural.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6611	Noir	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837
		2	80 - 100	3322541022844
		3	100 - 120	3322541022851

TVA : 20 %
 Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"

INNOTHERA ACADEMY | **SMARTLEG** | **Legger** | **Actys** | **AIDE COMPRESSION**

NOUS CONTACTER

Grille de tailles	Collection	Gamme et prise de mesures	CLASSE 2 / FEMME	Gamme et prise de mesures	CLASSE 2
Transparent	BB	Les plus TECH	CLASSE 2 / HOMME	Quel produit pour quel stade ?	CLASSE 3
Semi-transparent		Les plus COTON	CLASSE 3 / HOMME	CLASSE 1	ATH Mixte
Opaque		Les plus T-FIBRE			

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO	CHEVILLE • PIED	PODO	CHAUSSURES EXTÉRIEURES
COU • ÉPAULE	GAMME 3D	ARBRE DÉCISIONNEL	POST-OPÉRAIRE
DOS • ABDOMEN • THORAX	JUNIOR	HALLUX VALGUS	TALONNETTES
MAIN • COUDE	THERMOTHÉRAPIE	CHAUSSURES INTÉRIEURES	SUR-MESURE
ORFIT	SUR-MESURE		
GENOU			



ARBRE DÉCISIONNEL ABDOMEN / THORAX

— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION
(OU LORS DES PHASES AIGÜES)

AIGU / URGENT

— QUEL OBJECTIF ? —

RESTRICTION DE MOUVEMENT (MAINTIEN)

COMPRESSION & MAINTIEN

MAINTIEN RENFORCÉ

MAINTIEN

COMPRESSION & SOUTIEN

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



BANDE CEINTURE ABDOMINALE



CEINTURE DE MAINTIEN ELASTIQUE



BANDAGE HERNIAIRE FORT



BANDAGE HERNIAIRE



CEINTURES THORACIQUES

ABDOMEN / THORAX

— LES INDICATIONS —

Elongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau abdominal

Hernies inguinales réductibles uni ou bi latérale
• Port pré ou post opératoire

Fracture costale et traumatisme costal

INNOTHERA ACADEMY
NOUS CONTACTER

SMARTLEG®
| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO COU • ÉPAULE DOS • ABDOMEN • THORAX MAIN • COUDE ORFIT GENOU	CHEVILLE • PIED GAMME 3D JUNIOR THERMOTHÉRAPIE SUR-MESURE	PODO ARBRE DÉCISIONNEL HALLUX VALGUS CHAUSSURES INTÉRIEURES	CHAUSSURES EXTÉRIEURES POST-OPÉRATOIRE TALONNETTES SUR-MESURE
---	---	---	---



BANDE-CEINTURE ABDOMINALE

RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATIONS

Sans dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :


- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

Avec dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression de l'abdomen et d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, post-opératoire) associée à : Sciatique, Lumbago / Douleurs lombaires.

LES ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante.
- Renfort abdominal réglable.
- Réglages abdominal et lombaire dissociés.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	6364	Blanc	1	78 - 88	3322547076117
			2	88 - 98	3322547076124
			3	98 - 108	3322547076131
			4	108 - 118	3322547076148
			5	118 - 128	3322547295495

TVA: 5,5 % / LPPR: 43,43 € 201E00.01



CEINTURE DE MAINTIEN ÉLASTIQUE

COMPRESSION ET MAINTIEN


INDICATIONS

Pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

LES ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Triple bande élastique.
- Soulage la douleur.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
24 cm	6193	Blanc	1	61 - 75	3322546363188
			2	76 - 90	3322546363195
			3	91 - 105	3322546363201
			4	106 - 120	3322546363218
			5	121 - 135	3322547295440

TVA: 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil"



CEINTURES THORACIQUES

COMPRESSION ET SOUTIEN

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien au niveau de la cage thoracique, notamment dans les cas suivants :

- Fracture costale.
- Traumatisme costal.

LES ATOUTS


- 3 bandes élastiques.
- Fermeture auto-agrippante.
- Soulage la douleur.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
24 cm	6098	Blanc	1	70 - 100	3322546330432
			2	100 - 130	3322546330449

Modèle homme - TVA: 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil »

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
24 cm	6085	Blanc	1	70 - 95	3322546196755
			2	95 - 120	3322546196762

Modèle femme - TVA: 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil »



CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).



BANDAGE HERNIAIRE FORT


MAINTIEN RENFORCÉ

INDICATIONS

Hernie inguinale réductible uni- ou bilatérale, port permanent.

LES ATOUTS

- Pelotes anatomiques.
- Boucles métalliques.
- Grandes pelotes 11 x 7 cm.
- Produit mixte.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
6351	Gris	1	75 - 90	3322547023555
		2	90 - 105	3322547023579
		3	105 - 120	3322547023586

TVA: 5,5 % / LPPR: 33,72 € 201A00.23

NOS ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Réf.	Coloris	Pelote : taille unique (renouvellement)	EAN	Réf.	Coloris	Pelote : taille unique (renouvellement)	EAN
6115	Blanc	Gauche	3322546301999	6358	Gris	Gauche	3322547023715
		Droite	3322546302002			Droite	3322547023708

TVA: 5,5 % / LPPR: 11,89 € 201A06.3 TVA: 5,5 % / LPPR: 11,89 € 201A06.3

Réf.	Coloris	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	EAN	Réf.	Coloris	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	EAN
6116	Blanc		3322546302675	6359	Gris		3322547023722

TVA: 5,5 % / LPPR: 4,40 € 201A06.10 TVA: 5,5 % / LPPR: 4,40 € 201A06.10



BANDAGE HERNIAIRE


MAINTIEN

INDICATIONS

Hernie inguinale réductible uni- ou bilatérale, port pré et / ou post-opératoire.

LES ATOUTS

- Pelotes anatomiques.
- Sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.
- Boucles en plastique.
- Petites pelotes 10,5 x 6 cm.
- Produit mixte.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
6089	Blanc	1	76 - 89	3322546301968
		2	89 - 104	3322546301975
		3	104 - 117	3322546301982

TVA: 5,5 % / LPPR: 33,72 € 201A00.23

ARBRE DÉCISIONNEL MAIN


— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

TRAUMATOLOGIE




— QUEL OBJECTIF ? —



— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



— LES INDICATIONS —



SOLUTION CONFORMABLE **CHRISOFIX**
The flexi-fix healer
Des orthèses conformables à froid et sans équipement. Conçues pour être légères, respirantes et radio-transparentes. Sangles circulaires renforcées et repositionnables.


SOLUTION SUR-MESURE **orfit**
Avec ORFIT®, réalisez des orthèses sur-mesure et proposez à vos patients :
• Un service et une expertise adaptée à leur prise en charge.
• Une réponse adaptée à leur pathologie, morphologie, besoins et activités.
Contactez notre équipe GIBAUD® pour plus de renseignements et participer à nos formations.

CHRONIQUE - PRÉVENTION


RHUMATOLOGIE




— QUEL OBJECTIF ? —



— PROTOCOLE RHIZARTHROSE —



— LES INDICATIONS —



INNOTHERA ACADEMY
NOUS CONTACTER

SMARTLEG
Grille de tailles | Transparent | Semi-transparent | Opaque | Collection BB

Legger
Gamme et prise de mesures | Les plus TECH | Les plus COTON | Les plus T-FIBRE | CLASSE 2 / FEMME | CLASSE 2 / HOMME | CLASSE 3 / HOMME

Actys
Gamme et prise de mesures | Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | ATH Mixte | AIDE COMPRESSION | INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO
COU • ÉPAULE | DOS • ABDOMEN • THORAX | MAIN • COUDE | ORFIT | GENOU

CHEVILLE • PIED
GAMME 3D | JUNIOR | THERMOTHÉRAPIE | SUR-MESURE

PODO
ARBRE DÉCISIONNEL | HALLUX VALGUS | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES
POST-OPÉRATOIRE | TALONNETTES | SUR-MESURE

MANUGIB® 3D | P.123

MAIN



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

MANUGIB® 3D



RESTRICTION / COMPRESSION

INDICATIONS

Pour les affections du poignet pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Foulures et entorses du poignet.
- Douleurs.
- Autres troubles douloureux chroniques.

LES ATOUTS

- Liseret bleu facilitant la mise en place et l'enfilage
- Restriction du mouvement du poignet en préservant les capacités de préhension.
- Poignet de force amovible et ajustable et éclisse conformable pour maintenir le poignet.
- Tricot 3D : Finesse

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6700	Bleu	1D	14 - 15	3322541049612
		2D	15 - 16	3322541049629
		3D	16 - 17	3322541049636
		4D	17 - 18	3322541049643
		5D	18 - 19	3322541049650
		6D	19 - 20	3322541049667
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6701	Bleu	1G	14 - 15	3322541049674
		2G	15 - 16	3322541049681
		3G	16 - 17	3322541049698
		4G	17 - 18	3322541049704
		5G	18 - 19	3322541049711
		6G	19 - 20	3322541049728
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

— NOTES —

122

123

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE

ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



MANUGIB® TRAUMA POIGNET



IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Large éclisse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degrés de liberté complet des doigts.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN		
6508	Noir	OD JUNIOR	11 - 13	3322541015747		
		1D	14 - 16	3322544747904		
		2D	17 - 19	3322544747911		
		3D	20 - 22	3322544747928		
		OG JUNIOR	11 - 13	3322541015754		
		1G	14 - 16	3322544747935		
		2G	17 - 19	3322544747942		
		3G	20 - 22	3322544747959		
		TVA: 5,5 % / LPPR: 41,64 €				7145078



ATELLE DE DOIGT POIGNET



IMMOBILISATION

INDICATIONS

Traumatismes des doigts longs pouvant bénéficier d'une immobilisation, notamment dans les cas suivants:

- Entorses.
- Luxations.
- Foulures.
- Fractures stables.

LES ATOUTS

- Éclisse adaptable selon préconisation médicale.
- Positionnement possible en dorsale ou palmaire suivant la localisation du traumatisme.
- Immobilisation en syndactylie: 2° avec le 3° doigt (en position dorsale) et 4° avec le 5° doigt (en position palmaire).



Réf.	Coloris	Taille	Long. entre l'extrémité du doigt lésé et le poignet en cm	EAN
6610	Noir	1	<13	3322541022721
		2	13 - 17	3322541022738
		3	17 - 20	3322541022745
		4	20 - 23	3322541022752
TVA: 5,5 % / LPPR: 36,71 €				7145055



MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE



IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Foulures et entorses légères à sévères.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisse palmaire rigide de forme anatomique.
- Éclisse conformable large et capitonnée.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6649	Bleu	OD JUNIOR	10-14	3322541028976
		1D	14-18	3322541028990
		2D	18-22	3322541029010
		OG JUNIOR	10-14	3322541028983
		1G	14-18	3322541029003
		2G	18-22	3322541029027
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032



ORTHÈSE POIGNET

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Foulures et entorses légères à modérées.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Bursite.
- Autres lésions des tissus mous.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6608	Noir	1D	14 - 18	3322541022646
		2D	18 - 22	3322541022660
		1G	14 - 18	3322541022653
		2G	18 - 22	3322541022677
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE



IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:

- Traumatisme au niveau du poignet / pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisses amovibles conformables.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6650	Bleu	OD JUNIOR	10-14	3322541029034
		1D	14-18	3322541029058
		2D	18-22	3322541029072
		OG JUNIOR	10-14	3322541029041
		1G	14-18	3322541029065
		2G	18-22	3322541029089
TVA: 5,5 % / LPPR: 53,18 €				7145138



ORTHÈSE POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:

- Traumatisme au niveau du poignet/pouce.
- Pouce du skieur.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.




Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6609	Noir	1D	14 - 18	3322541022684
		2D	18 - 22	3322541022707
		1G	14 - 18	3322541022691
		2G	18 - 22	3322541022714
TVA: 5,5 % / LPPR: 53,18 €				7145138

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

PROTOCOLE DE RHIZARTHROSE



MANUGIB® TENDINITE



RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :
- Tendinopathie du poignet.
 - Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
 - Bursite.
 - Arthrite.
 - Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort comblant l'arche palmaire.
- Restriction des mouvements du poignet.
- Patte unique d'adaptation.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin de la main découvrez le poignet de force pour accompagner la reprise d'activité.

PAGE 129

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6686	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040121
		2D	15,5 - 18	3322541040145
		3D	18 - 21	3322541040169
		1G	13,5 - 15,5	3322541040138
		2G	15,5 - 18	3322541040152
		3G	18 - 21	3322541040176
TVA : 5,5 % / LPPR : 56,64 €			7145032	



MANUGIB® DE QUERVAIN



RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :
- Ténosynovite de De Quervain*.
 - Lésion due à une surutilisation du poignet / pouce.
 - Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- Éclisse latérale de maintien de la colonne du pouce.
- Pattes d'adaptation (du poignet et du pouce).



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6685	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040060
		2D	15,5 - 18	3322541040084
		3D	18 - 21	3322541040107
		1G	13,5 - 15,5	3322541040077
		2G	15,5 - 18	3322541040091
		3G	18 - 21	3322541040114
TVA : 5,5 % / LPPR : 53,18 €			7145138	



MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION




RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

LES ATOUTS

- Stabilisation du pouce jusqu'au poignet et préservation de la préhension en évitant les mouvements douloureux.
- Pattes d'adaptation (pouce et poignet).
- Doublure en maille polaire.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6683	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541039941
		2D	15,5 - 18	3322541039965
		3D	18 - 21	3322541039989
		1G	13,5 - 15,5	3322541039958
		2G	15,5 - 18	3322541039972
		3G	18 - 21	3322541039996
TVA : 5,5 % / LPPR : 53,18 €			7145138	



MANUGIB® RHIZARTHROSE IMMOBILISATION



RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

LES ATOUTS

- Cavalier de commissure conforme.
- Ouverture de la première commissure en évitant les mouvements douloureux.
- Éclisse palmaire et radiale conforme.
- Pelote palmaire de confort.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6684	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040008
		2D	15,5 - 18	3322541040022
		3D	18 - 21	3322541040046
		1G	13,5 - 15,5	3322541040015
		2G	15,5 - 18	3322541040039
		3G	18 - 21	3322541040053
TVA : 5,5 % / LPPR : 79,20 €			7144920	



MANUGIB® RHIZACTIVE




RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

LES ATOUTS

- Stabilisation du pouce.
- Soulagement de la douleur.
- Doublure en maille polaire.
- Préservation de la préhension en évitant les mouvements douloureux.
- Soins ambidextres.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6704	Bleu	1	13,5 - 17	3322541051127
		2	17 - 20	3322541051134
TVA : 5,5 % / LPPR : 43,32 €			7145003	



MANUGIB® CANAL CARPIEN

BREVET DÉPOSÉ



RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATION

Syndrome du canal carpien.



3 PREMIERS DOIGTS
Fourmillements nocturnes

LES ATOUTS

- Angulation poignet / main, position de référence en **rectitude** avec réglages possibles entre **+20° et -20°**.
- Palette digitale amovible et adaptable.
- Coussins antiglisses.
- Ouverture complète au niveau du canal carpien (pas de zone de pression dorso-palmaire).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6603	Gris	1D	<14	3322541016423
		2D	14 - 16	3322541016447
		3D	17 - 20	3322541016461
		4D	21 - 24	3322541017628
		1G	<14	3322541016430
		2G	14 - 16	3322541016454
		3G	17 - 20	3322541016478
		4G	21 - 24	3322541017635

TVA: 5,5 % / LPPR: 79,20 €

7144995



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

NOTES



POIGNET DE FORCE



MAINTIEN ET STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un maintien et d'une stabilisation du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Activités avec un niveau élevé de contraintes et/ou de vibrations.
- Entorses.
- Foulures.
- Complications après traumatismes.

LES ATOUTS

- La bande auto-agrippante permet de personnaliser le serrage du poignet de force pour assurer un maintien ferme mais confortable.
- Le capitonnage contribue au confort et protège votre poignet.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6420	Noir	1	14 - 16	3322547920083
		2	17 - 19	3322547920090
		3	20 - 22	3322547920106

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



POIGNET DE MAINTIEN



COMPRESSION ET MAINTIEN

INDICATIONS


Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression au niveau du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Foulures.
- Entorses.
- Autres lésions des tissus mous.

ATOUT

- Le produit permet la compression du poignet.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
5033	Noir	1	13 - 15	3322541011428
		2	15 - 17	3322541011435
		3	17 - 19	3322541011442
		4	19 - 21	3322541011459

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



POIGNET-POUCE DE MAINTIEN



COMPRESSION & MAINTIEN


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression et/ou d'un maintien du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Foulures.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Le produit permet la compression du poignet.
- La baleine en acier permet de maintenir le poignet et le pouce.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
5005	Noir	1	14 - 15	3322544685046
		2	16 - 17	3322544685053
		3	18 - 19	3322544685060
		4	19 - 21	3322544685077

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

SOLUTIONS CONFORMABLES CHRISOFIX®

CHRISOFIX®
The flexi-fix healer

LES ATOUTS COMMUNS

- Adaptable en 1 minute sans eau et sans chaleur.
- Sans latex.
- Perforé (respirant).
- Radio-transparent.

NE JAMAIS COUPER LES ATTELLES.

L'aluminium inclus dans l'enveloppe textile peut alors provoquer une blessure.



CHRISOFIX® ORTHÈSE POUR PARÉSIE (poignet main pouce)

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Fixation ou immobilisation du poignet, de la main, des doigts longs et du pouce après des blessures (p.ex. distorsion), une intervention chirurgicale ou immobilisation avec plâtre de Paris. Traitement conservateur des tendinites, des inflammations et des maladies dégénératives du poignet, de la main, des doigts longs et du pouce, également utilisée comme orthèse de repos. Phase de réadaptation après une intervention chirurgicale de la main. Recommandée pour les patients présentant une parésie du poignet, des doigts longs ou du pouce.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur entre la ligne du poignet et le bout du 3 ^e doigt en cm	EAN
4507	Gris	0D	< 16,5	5999571594436
		1D	16,5 - 17,5	5999571594511
		2D	17,5 - 19	5999571594597
		3D	> 19	5999571594672
		0G	< 16,5	5999571594979
		1G	16,5 - 17,5	5999571595051
		2G	17,5 - 19	5999571595136
		3G	> 19	5999571595211
		TVA : 5,5 % / LPPR : 94,40 €		7145144



LONGUEUR DE LA MAIN
Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.



CHRISOFIX® ORTHÈSE POUR SYNDROME DU CANAL CARPIEN (utilisation nocturne)

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Immobilisation du poignet dans la position adéquate pour soulager les symptômes du syndrome du canal carpien pendant la nuit. Son utilisation est également recommandée en cas de ténosynovite, d'arthrite ou d'autres états dégénératifs du poignet. En cas de douleur ou de blessure du poignet (p. ex. entorse, distorsion des ligaments, etc.), ou même après une opération du poignet ou le retrait d'un plâtre.

Réf.	Coloris	Taille	Largeur de la paume en cm	EAN
4508	Gris	0D	< 7	5999571592784
		1D	7 - 8	5999571592791
		2D	8 - 9	5999571592807
		3D	> 9	5999571592814
		0G	< 7	5999571592821
		1G	7 - 8	5999571592838
		2G	8 - 9	5999571592845
		3G	> 9	5999571592852
		TVA : 5,5 % / LPPR : 79,20 €		7144995



CHRISOFIX® ORTHÈSE POUR FRACTURE DU 5^e MÉTACARPIEN ET DU POIGNET

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Immobilisation du 5^e métacarpien y compris l'articulation métacarpo-phalangienne (MP), l'articulation carpo-métacarpienne (CMC) et les articulations du poignet après des blessures ou distorsions de la région et fractures du 5^e métacarpien, après une opération et pour une immobilisation initiale avec du plâtre de Paris. Réadaptation après intervention chirurgicale ou traitement post-fracture.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur entre l'articulation inter-phalangienne proximale du 5 ^e doigt et la ligne du poignet en cm	EAN
4505	Gris	1D	< 10,6	5999571592999
		2D	10,6 - 11,9	5999571593019
		3D	> 12	5999571593033
		1G	< 10,6	5999571593057
		2G	10,6 - 11,9	5999571593071
		3G	> 12	5999571593095
		TVA : 5,5 % / LPPR : 79,20 €		7144995



CHRISOFIX® ORTHÈSE DE L'ARTICULATION MP

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les premiers soins (blessures sportives) et un traitement initial. Immobilisation isolée (évitant le poignet) des articulations métacarpo-phalangiennes (MP) des doigts II-IV avec immobilisation de leur articulation interphalangienne proximale (IPP) et distale (IPD) en cas de blessures, distorsions, inflammations (p. ex. panaris), maladies dégénératives et après une intervention chirurgicale.

Réf.	Coloris	Taille	Largeur de la paume en cm	EAN
4515	Gris	1	< 7	5999571592173
		2	7 à 8	5999571592197
		3	> 8	5999571592210
		TVA : 5,5 % / LPPR : 36,71 €		7145055



CHRISOFIX® ORTHÈSE DU POUCE - POUCE DU SKIEUR

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne (MCP) en cas de blessure ou distorsion, par exemple en cas de syndrome du pouce du skieur. Immobilisation partielle de l'articulation en selle du pouce, recommandée pour la journée. En outre, elle est proposée pour diverses blessures de la MCP du pouce, distorsions, rééducation après des fractures, ou en complément d'interventions chirurgicales appropriées au niveau de la MCP du pouce, à la discrétion du chirurgien.

Réf.	Coloris	Taille	Largeur de la paume en cm	EAN
4513	Gris	1D	S < 8	5999571592111
		2D	M 8 - 9	5999571592128
		3D	L > 9	5999571592135
		1G	S < 8	5999571592142
		2G	M 8 - 9	5999571592159
		3G	L > 9	5999571592166
		TVA : 5,5 % / LPPR : 43,32 €		7145003



CHRISOFIX® ATTELLE DE DOIGT (IPD + IPP)

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Immobilisation des articulations IPP et IPD suite à une blessure, une distension ou entorse ligamentaire, certaines fractures ou en cas d'états dégénératifs / arthrite (y compris polyarthrite rhumatoïde, goutte, maladies auto-immunes) ou dans certains cas, dans le cadre d'une rééducation postopératoire distale de l'un des doigts longs.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur du doigt en cm	EAN
4500	Gris	1	4,3	5999571591220
		2	5,5	5999571591299
		3	6,5	5999571591367
		4	7,2	5999571591435
		5	9,7	5999571591503
		TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil ».		



CHRISOFIX® ATTELLE DE DOIGT MAILLET (IPD)

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Dans certains cas de blessure, d'états dégénératifs / d'arthrite, de fractures du bout de doigt, de blessure des tendons extenseurs du bout de doigt, d'arthrite ou de douleur de la troisième phalange du doigt.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur des 2 dernières phalanges en cm	EAN
4501	Gris	1	4	5999571591763
		2	5	5999571591824
		3	6,5	5999571591862
		TVA : 20 % Ce produit bénéficie de la remise commerciale « gamme conseil ».		



130

131

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

COUDE



COUDIÈRE | P.135

132

ARBRE DÉCISIONNEL **COUDE**

— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION
(OU LORS DES PHASES AIGUËS)

— QUEL OBJECTIF ? —

MAINTIEN

COMPRESSION

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



ELBOWGIB®



TENNIS ELBOW



COUDIÈRE

— LES INDICATIONS —

Affections du coude telles que les épicondylites

Épicondylite médiale et latérale
• Douleur et gonflement du coude

133

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



ELBOWGIB®

BREVET DÉPOSÉ



MAINTIEN

INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

LES ATOUTS

- La structure semi-rigide à double courbure brevetée est conçue pour éviter l'effet garrot et les deux pelotes de compression en silicone antiglisse contribuent au soulagement de la douleur.
- La sangle non élastique permet de serrer le bracelet d'une manière ferme mais confortable.



CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS
Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude en cm	EAN
6478	Gris	1	22 - 26	3322544632026
		2	27 - 32	3322544632033
		3	33 - 38	3322544632057

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



COUDIÈRE



COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du coude pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Épicondylite médiale et latérale.
- Douleur et gonflement du coude.
- Instabilités du coude.

LES ATOUTS

- Ce textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.
- Doux et respirant, ce textile de soin "seconde peau" protège votre coude en laissant respirer la peau.



CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS
Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras en cm	EAN
6728	Bleu	1	22 - 24	3322541068354
		2	24 - 26	3322541068361
		3	26 - 28	3322541068378
		4	28 - 30	3322541068385
		5	30 - 32	3322541068392

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

*Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



TENNIS ELBOW



MAINTIEN

INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

ATOUT

- Les deux pelotes de compression en mousse sont conçues pour soulager la douleur.

Réf.	Coloris	Taille	EAN
5006	Noir	Taille unique	3322544685336

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

— NOTES —

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO
 - | COU • ÉPAULE
 - | DOS • ABDOMEN • THORAX
 - | MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - | GENOU
- CHEVILLE • PIED
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO
 - | ARBRE DÉCISIONNEL
 - | HALLUX VALGUS
 - | CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
 - | POST-OPÉRATOIRE
 - | TALONNETTES
 - | SUR-MESURE

LE SUR-MESURE POUR VOUS SOIGNER

MATÉRIAU BIOCOMPATIBLE | ANTI-BACTERIEN (ISO 22196:2011) | BIODEGRADABLE | SANS LATEX

GIBAUD DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



ORFIT® + DE 30 ANS D'EXCELLENCE

Réaliser une prise en charge personnalisée de chacun. La grande variété de matériaux thermoformables Orfit® permet de confectionner une orthèse sur-mesure pour chaque personne, quelle que soit la pathologie de la main dont elle souffre.

INNOVATION

L'équipe de Recherche et Développement d'Orfit® Industries se consacre à l'élaboration de nouveaux produits, au perfectionnement des produits existants et à la recherche de nouvelles applications. Orfit® Industries dispose d'un outil de production moderne. Chaque étape de la production fait l'objet d'un contrôle qualité rigoureux, gage de satisfaction des patients et des professionnels.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET VISION D'AVENIR

Tous les matériaux thermoformables sont testés selon des normes strictes de biocompatibilité. Ils sont tous exempts de latex, recyclables et biodégradables. Le processus de fabrication est en conformité avec les normes environnementales les plus strictes.

NORMES DE QUALITÉ ET POSITIONNEMENT D'EXCELLENCE

Orfit® Industries, fabricant européen, s'engage à fournir des produits d'excellente qualité. Cet engagement est soutenu chaque jour par une conformité de l'entreprise et des produits aux normes les plus exigeantes: ISO 9001 et ISO 13485, pour répondre aux certifications CE et FDA.

LA GAMME ORFIT® SE DÉCLINE...

En plaques, pour les orthèses statiques et dynamiques en rhumatologie, traumatologie, neurologie centrale et périphérique: Orfit® Soft, Orfit® Eco NS, Orfit® Color NS, Orfilight®, Aquafit® NS, en bandes pour Orficast® et en prédécoupés pour la rhumatologie et la petite traumatologie. Ce sont aussi des accessoires et du matériel sélectionnés spécifiquement pour votre activité.

LE SAVIEZ-VOUS ?


Gibaud, distributeur exclusif de l'Orfit® vous accompagne pour développer votre image de spécialiste en orthopédie: une solution pour optimiser l'observance.

- votre activité en sur-mesure valorisée.
- vous fournir une gamme de haute qualité.
- vous informer des nouveautés.
- vous proposer régulièrement des produits innovants.
- vous apporter son expertise technique et réglementaire.

NOTRE CONSEIL

L'application des orthèses thermoformables nécessite un savoir-faire technique: Gibaud recommande des stages agréés pouvant être pris en charge par différents organismes de formation continue. Pour toute question concernant ces stages: vous pouvez contacter le 04 77 91 30 25.

PLAQUES: 6 types de perforations



ORFILIGHT®

MOULAGE SUR-MESURE
• ORTHÈSES LÉGÈRES ET CONFORTABLES

INDICATIONS

Rhumatologie et orthèse post-chirurgie. Orthèse dynamique.

LES ATOUTS

- Excellente élasticité.
- 20 à 30 % plus léger.
- Entièrement remodelable.
- Film anti-adhésif pour le coloris noir NS*

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1410	Chair*	450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028728062
1411		450 x 600 x 2,5	Micro perforée	5420028731260
1413		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028730065
1430	Noir*	450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028759820
1431		450 x 600 x 2,5	Micro perforée	5420028761069
1433		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028761083
1600	Bleu métal*	450 x 600 x 3,2	Non perforé	5420028774359
1601		450 x 600 x 2,5	Micro perforée	5420028709689

TVA: 20 %



ORFICAST®

ORTHÈSES POUR LES DOIGTS ET/OU LE POUCE • ADAPTÉ AUX PEAUX FRAGILES

INDICATIONS

Rhumatologie et traumatologie. Immobilisation et stabilisation rapides après une blessure.

LES ATOUTS

- Touché textile.
- Fin et respirant.
- Bonne adhésivité.
- Élastique dans les deux sens.

Réf.	Coloris	Dimensions du rouleau	EAN
1326	Bleu	3 cm x 3 m	5420028752999
1330		6 cm x 3 m	5420028783047
1332	Noir	3 cm x 3 m	5420028780343
1334		6 cm x 3 m	5420028760055

TVA: 20 %



ORFIT® SOFT CLASSIC

MOULAGE SUR-MESURE
MATÉRIAU POLYVALENT

INDICATION

Orthèses et attelles du membre supérieur.

LES ATOUTS

- Très grande adhésivité.
- Translucide dès l'activation: contrôle visuel sur les repères anatomiques.
- Très grande capacité d'étirement.
- Excellente extensibilité sans déchirure.
- Grande précision de moulage
- Mémoire élastique 100 %.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1000	Chair	450 x 600 x 1,6	Non perforée	5420028728147
1005		450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028728253
1007		450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028728642
1009		450 x 600 x 2	Maxi perforée	5420028728888

TVA: 20 %



ORFIT® SOFT NS*

MOULAGE SUR-MESURE
MATÉRIAU POLYVALENT

INDICATION

Orthèses en post-opératoire ou sur des surfaces à forte pilosité.

LES ATOUTS

- Revêtu d'un film NS* antiadhésif et anti-bactérien (auto-adhésivité possible en chaleur sèche).
- Élasticité, précision et mémoire.
- Caractéristiques identiques à ORFIT® SOFT CLASSIC.

* NS: Non Sticky - Non adhérent

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1070	Chair	450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028728314
1072		450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028728826
1074		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028730423
1090		450 x 600 x 3,2	Maxi perforée	5420028730317

TVA: 20 %



AQUAFIT® NS*

MOULAGE SUR-MESURE • POLYVALENCE grâce à la variété d'épaisseurs et de perforations

INDICATION

Orthèse post-opératoire. Assure une excellente cicatrisation pour le traitement des patients brûlés.

LES ATOUTS

- Revêtu d'un film NS* anti-adhésif et anti-bactérien : permet un moulage direct sur les bandages/doublures en coton dans les conditions post-opératoires.
- Translucide dès l'activation : contrôle visuel sur les repères anatomiques.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1500	Blanc	450 x 600 x 1,6	Non perforée	5420028735176
1501		450 x 600 x 1,6	Micro perforée	5420028735268
1502		450 x 600 x 2,4	Non perforée	5420028735688
1503		450 x 600 x 2,4	Micro Plus	5420028735770
1504		450 x 600 x 3,2	Non perforée	5420028735411
1505		450 x 600 x 3,2	Macroperforée	5420028735572
1506		450 x 600 x 3,2	Maxi perforée	5420028735480

TVA: 20 %

* NS : Non Sticky - Non adhérent



ORFIT® ECO NS*

MOULAGE SUR-MESURE • ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

INDICATION

Orthèses larges et rigides. Excellente rigidité : corssets, hypertonies, spasticités, traumatologie...

LES ATOUTS

- Étirement contrôlable. • Ne prend pas les empreintes de doigts. • Grandes surfaces disponibles. • Revêtu d'un film NS* antiadhésif et anti-bactérien. • Mémoire à 80 % (sauf 2,4 mm blanc).

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1082	Blanc	450 x 600 x 3,2		5420028771310
1084		600 x 900 x 3,2	Non perforée	5420028771365
1084		900 x 1200 x 3,2		5420028771563
1083		450 x 600 x 3,2		5420028771327
1085		600 x 900 x 3,2	Mini perforée	5420028771372
1087		900 x 1200 x 3,2		5420028768419
1095		450 x 600 x 2,4	Non perforée	5420028737392
1096		450 x 600 x 2,4	Mini perforée	5420028737477
1435	Noir	450 x 600 x 2,4	Mini perforée	5420028766255
1437		450 x 600 x 3,2	Mini perforée	5420028766262

TVA: 20 %

* NS : Non Sticky - Non adhérent



ORFIT® COLOR NS*

MOULAGE SUR-MESURE • UN LARGE CHOIX DE COULEUR POUR AMÉLIORER L'OBSERVANCE

INDICATIONS

Orthèses de très petites à très grandes tailles. Idéal pour enfants et sportifs.

LES ATOUTS

- 5 couleurs lumineuses + 3 couleurs métallisées. • Finition surface brillante. • Excellente extensibilité sans déchirure. • Excellente mémoire élastique. • Revêtu d'un film NS* anti-adhésif et anti-bactérien.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	Perforation	EAN
1509	Vert	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725887
1511	Rouge	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028726020
1515	Bleu	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725863
1519	Noir	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028726051
1523	Violet	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028726006
1527	Gris métal	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725931
1531	Bleu métal	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028725900
1551	Or métal	450 x 600 x 2	Micro perforée	5420028750391

TVA: 20 %

* NS : Non Sticky - Non adhérent

ORTHÈSES THERMOFORMÉES

PLAQUES PRÉDÉCOUPÉES

ORTHÈSE STATIQUE MAIN-POIGNET SANS DOIGT, PALMAIRE

PLAQUE macro perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de REPOS

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1163	Chair	6 - 7	5420028733721
1164		8 - 9	5420028733738
1165		10 - 11	5420028733745

TVA: 20 %

ORTHÈSE DORSO-PALMAIRE

PLAQUE non perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de FONCTION ou de REPOS

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1124	Chair	6 - 7	5420028718902
1125		8 - 9	5420028718964
1126		10 - 11	5420028719015

TVA: 20 %

ORTHÈSE STATIQUE POIGNET-POUCE DE POSITIONNEMENT

PLAQUE micro perforée soft classic • Épaisseur 2 mm

Orthèse de FONCTION ou de REPOS

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1106	Chair	6 - 7	5420028720103
1107		8 - 9	5420028720127
1108		10 - 11	5420028720141

TVA: 20 %

ORTHÈSE STATIQUE POIGNET-POUCE D'IMMOBILISATION

PLAQUE micro perforée soft classic • Épaisseur 2 mm

Orthèse de REPOS

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1103	Chair	6 - 7	5420028718728
1104		8 - 9	5420028718742
1105		10 - 11	5420028718766

TVA: 20 %

ATTELLE STATIQUE METACARPO-PHALANGIENNE

PLAQUE mini perforée soft classic • Épaisseur 1,6 mm

Orthèse de REPOS ou de FONCTION

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1109	Chair	6 - 7	5420028718605
1110		8 - 9	5420028718643
1111		10 - 11	5420028718681

TVA: 20 %

ATTELLE STATIQUE MAIN-POIGNET, POUCE, DOIGTS (IPP: Inter Phalangienne Proximale)

PLAQUE mini perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de REPOS

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1118	Chair	6 - 7	5420028719428
1119		8 - 9	5420028719459
1120		10 - 11	5420028719480

TVA: 20 %

ATTELLE STATIQUE MAIN-POIGNET, POUCE, DOIGTS (IPD Inter Phalangienne Distale)

PLAQUE non perforée soft classic • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de REPOS

Réf.	Coloris	Largeur de la main en cm	EAN
1112	Chair	6 - 7	5420028719657
1113		8 - 9	5420028719671
1114		10 - 11	5420028719695

TVA: 20 %

ORTHÈSE DE FONCTION POUR DÉVIATION CUBITALE

PLAQUE non perforée soft NS* • Épaisseur 3,2 mm

Orthèse de FONCTION

Réf.	Coloris	Latéralité	EAN
1121	Chair	Gauche	5420028718810
1122		Droite	5420028718834

TVA: 20 %

* NS : Non Sticky - Non adhérent

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE

ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRAIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

LES BACS CHAUFFANTS ET PETIT MATÉRIEL



ACCESSOIRES

Réf.	Article	Dimensions	EAN
1190	Grand bac	78 x 58 x 17 cm (ext.) / 74 x 54,5 x 9,5 cm (int.)	5420028786635
4043	Petit bac	56 x 35 x 18,5 cm (ext.) / 50 x 29,5 x 10 cm (int.)	5420028710449
1320	Dynamomètre	Mesure la traction des ressorts	3322547068105
4045	Pistolet Air chaud	Réglage variable de la chaleur entre 50°C et 650°C. Dispositif autoportant. Livré avec 3 embouts pour diriger le flux d'air	5420028732670
4046	Ciseaux courbes	Longueur 14cm - acier inoxydable	5420028702567
4047	Ciseaux	Longueur 20 cm	5420028754412
4048	Cisailles	Fort denture avec ressort de rappel pour couper les plaques de 2 mm à 4,2 mm	5420028710845
4049	Marqueur Yellow	Indélébile à l'eau	5420028710210
4050	Marqueur Yellow refill	Recharge x12	5420028715604

MOUSSES LUXOFOAM BLANCHES



REVÊTEMENT & FINITION

CARACTÉRISTIQUE

Mousse adhésive de confort à mémoire de forme.

LES ATOUTS

- Imperméable.
- Antidérapant.

Réf.	Plaque	Dimensions en mm	EAN
1156	Non perforée	Plaque 500 x 1000	5420028711804
1157	Perforée	Plaque 500 x 1000	5420028711903

MOUSSES



REVÊTEMENT & FINITION

CARACTÉRISTIQUE


Mousse adhésive recouverte d'un tissu bouclette, facile à enlever à l'eau tiède.

ATOUT

- Bouclette de confort.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	EAN
1158	Beige (Orfilastic)	Plaque 500 x 1000	5420028711866
1169	Taupe	Plaque 500 x 1000	3322541015150

MOUSSE NÉOPRÈNE



REVÊTEMENT & FINITION

CARACTÉRISTIQUE

Très grande résilience, adhère au crochet auto-agrippant, ce qui la rend amovible.

ATOUT

- 4 mm d'épaisseur.

Réf.	Coloris	Dimensions en mm	EAN
1159	Bleu	Plaque 530 x 650	3322547067894

TISSU & BORDURES AUTOCOLLANTES



TISSU AUTOCOLLANT

- Tissu interlock polyester fin autocollant.
- Élastique dans les 2 sens.

Réf.	Coloris	Style	Dimensions en mm	EAN
1231	Noir	Tissu	Plaque 1500 x 1000	3322541011473

BORDURES DE FINITION AUTOCOLLANTES

- Tissu interlock polyester fin.

LES ATOUTS

- 135 g/m².
- Adhésif transfert acrylique 75 g/m².

Réf.	Coloris	Style	Dimensions	EAN
1230	Noir	Bordure	Nylon Rouleau 15 m x 25 mm non élastique ép. ≤ 1 mm	3322541011466
1235	Noir	Bordure	Feutrine Rouleau 15 m x 25 mm ép. ≤ 1 mm	3322541012524

140

MOUSSE & BANDES AUTO-AGRIPPANTES

CARACTÉRISTIQUE

Mousse polyuréthane (PU) en plaque ou rouleau non adhésif, élastique ou non.

LES ATOUTS

- 2,5 mm d'épaisseur.
- Mousse 27 kg/m³.
- Accroche auto-agrippante 200 g/m².

Réf.	Coloris	Style	Dimensions en mm	EAN
1234	Noir	Mousse	Plaque 1500 x 1000	3322541011503
1232	Noir	Bandes	Rouleau 10 m x 25 élastique	3322541011480
1233	Noir	Bandes	Rouleau 10 m x 50 élastique	3322541011497
1170	Noir	Bandes	Rouleau 15 m x 25 non élastique	3322541015167
1171	Noir	Bandes	Rouleau 15 m x 38 non élastique	3322541015174
1172	Noir	Bandes	Rouleau 15 m x 50 non élastique	3322541015181

BANDES DE FERMETURE AUTO-AGRIPPANTES

LES ATOUTS

- 2,5 mm d'épaisseur.
- Mousse 27 kg/m³.
- Accroche auto-agrippante 200 g/m².



Réf.	Coloris	Adhésif	Élastique	EAN
CROCHET • 25 mm x 25 mètres (sauf * : 2,5 mètres)				
1300 *	Blanc	oui	non	3322547067917
1309	Noir	oui	non	3322547068006
1325	Noir	oui	non	3322544821727
CROCHET • 50 mm x 25 mètres				
1312	Blanc	oui	non	3322547068037
1343	Noir	non	non	3322544392760
DOUBLE FACE • Réf 1185: astrakan / Réf 1186: crochet				
1185	Noir	non	non	5420028772386
1186	Noir	non	non	5420028756591

Réf.	Coloris	Adhésif	Élastique	EAN
ASTRAKAN • 25 mm x 25 mètres (sauf * : 2,5 mètres)				
1301 *	Blanc	non	oui	3322547067924
1305	Noir	non	oui	3322547067962
1303	Noir	non	non	3322547067948
1340	Noir	oui	non	3322544392746
1323	Noir	non	non	3322544821734
ASTRAKAN • 50 mm x 25 mètres				
1304	Blanc	non	non	3322547067955
1306	Noir	non	oui	3322547067979
1324	Noir	non	non	3322544821741

SYSTÈMES DYNAMIQUES

LES ATOUTS

- Ressorts / Système canne à pêche / Élastiques.

Réf.	Article	Définition	EAN
1138	Kit ORFITUBE	10 tubes, 3 élastiques, 1 fil polyester	5420028712306
1139	10 ORFITUBE + 2 fils support		5420028712283
1144	20 embouts ORFITUBE	Diminue le frottement	5420028712405
1187	5 fixations d'ORFITUBE		5420028712092
1140	10 m de fil élastique N° 1	Petits doigts	5420028712313
1141	10 m de fil élastique N° 2	Orthèses moyennes	5420028712337
1142	10 m de fil élastique N° 3	Poignets	5420028712351
1143	100 m de fil Polyester Mono filament	Évite le frottement de l'élastique	5420028712368
1149	10 ressorts d'extension pour poignet	5 kg/cm sous un angle de 90°	5420028718544
1150	10 ressorts d'extension de doigt	200 g/cm en flexion totale de doigts	5420028718520
1151	10 ressorts latéraux d'extension de doigt	Pour CAPENER	5420028718483
1153	15 m de fil de ressort	Pour fabriquer ses ressorts	3322547067856

ALLFIT® PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ EN SERVICE D'ERGOTHÉRAPIE

ADAPTATION POUR AIDES TECHNIQUES



LES ATOUTS

- Activation rapide : 1 minute.
- Favorise la préhension.

Réf.	Coloris	Conditionnement	EAN
1192	Blanc	Boîte de 6 sachets de 500 gr	5420028725771

141

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES


| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

ARBRE DÉCISIONNEL GENOU

– QUELLE SITUATION ? –




– QUEL OBJECTIF ? –



– LA RECOMMANDATION GIBAUD –



– LES INDICATIONS –



*Quadrigib® 3D n'apporte pas de proprioception

INNOTHERA ACADEMY
NOUS CONTACTER

SMARTLEG®
 | Grille de tailles | Collection
 | Transparent | BB
 | Semi-transparent
 | Opaque

Legger®
 | Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
 | Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
 | Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
 | Les plus T-FIBRE

Actys®
 | Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
 | Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
 | CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION
INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO COU • ÉPAULE DOS • ABDOMEN • THORAX MAIN • COUDE ORFIT GENOU	CHEVILLE • PIED GAMME 3D JUNIOR THERMOTHÉRAPIE SUR-MESURE	PODO ARBRE DÉCISIONNEL HALLUX VALGUS CHAUSSURES INTÉRIEURES	CHAUSSURES EXTÉRIEURES POST-OPÉRATOIRE TALONNETTES SUR-MESURE
--	--	---	---

ARBRE DÉCISIONNEL GENOU

– QUELLE SITUATION ? –

CHRONIQUE - PRÉVENTION SECONDAIRE
(RÉCIDIVE)

CHRONIQUE - PRÉVENTION SECONDAIRE
(RÉCIDIVE)

ARTHROSE DU GENOU

ATTEINTES ROTULIENNES

ATTEINTES LIGAMENTAIRES

– QUEL OBJECTIF ? –

STABILISATION (MAINTIEN)

MAINTIEN & PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

COMPRESSION PRO-PROIOCEPTIVE

STABILISATION (MAINTIEN)

SOUTIEN

STABILISATION (MAINTIEN)

COMPRESSION PROIOCEPTIVE

– LA RECOMMANDATION GIBAUD –

– LES INDICATIONS –

<p>Stabilité accrue autour du genou et absorption des chocs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arthrose du genou 	<p>Arthrose fémoro-tibiale</p>	<p>Tendinopathie rotulienne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arthrose fémoro-patellaire • Chondromalacie • Douleur au genou • Sensation / sentiment d'instabilité 	<p>Subluxations ou luxations latérales de la patella</p>	<p>Tendinopathies rotuliennes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instabilités de la rotule 	<p>Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées</p>	<p>Entorse légère</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation / sentiment d'instabilité • Douleur au genou • Chondromalacie 	<p>Foulures et entorses légères</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation d'instabilité • Douleur au genou
---	--------------------------------	---	--	---	---	---	---

144

145

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

<p>ORTHO</p> <ul style="list-style-type: none"> COU • ÉPAULE DOS • ABDOMEN • THORAX MAIN • COUDE ORFIT GENOU 	<p>CHEVILLE • PIED</p> <p>GAMME 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> JUNIOR THERMOTHÉRAPIE SUR-MESURE 	<p>PODO</p> <ul style="list-style-type: none"> ARBRE DÉCISIONNEL HALLUX VALGUS CHAUSSURES INTÉRIEURES 	<p>CHAUSSURES EXTÉRIEURES</p> <ul style="list-style-type: none"> POST-OPÉATOIRE TALONNETTES SUR-MESURE
--	---	---	--

GENOU

GENUGIB® PATELLA | P.150

146



ATTELLE DE GENOU AEREE 0° UNIVERSELLE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :

- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN
6910	Noir	0 JUNIOR	30 (enfant)	3322541070531
		1	40 (ado)	3322541070548
		2	50 (adulte)	3322541070555
		3	60 (adulte fort)	3322541070562
		4	70 (adulte très fort)	3322541070579

TVA : 5,5 % / LPPR : 57,23 €

7144972



LONGUEUR CUISSE / MOLLET
Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.



ATTELLE DE GENOU AEREE 0°/20° STANDARD

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :

- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS


- Sangle de pré-positionnement.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.
- Baleines latérales amovibles 0° ou 20° de flexion.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 20 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN
6911	Noir	0 JUNIOR	30-40	30	3322541070586
		1	45-55	50	3322541070593
		2	55-65	50	3322541070609
		3	45-55	60	3322541070616
		4	55-65	60	3322541070623

TVA : 5,5 % / LPPR : 57,23 €

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".

7144972



LONGUEUR CUISSE MOLLET ET CIRCONFERENCE CUISSE
Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet. Mesurer la circonférence à 20 cm au-dessus de la rotule.

147

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Collection
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE



GENUGIB® POLY-C




IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE

INDICATIONS

Immobilisation post-opératoire/post-lésion au genou et/ou contrôle de l'amplitude de mouvement.

LES ATOUTS

- Pièce silicone d'encastrement TTA (Tubérosité Tibiale Antérieure).
- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude.



FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Haut. 40 cm	Réf. 6504	Coloris Noir	Taille unique	EAN
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				3322544706123 7145026



GENUGIB® POST-OP




IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE

INDICATIONS

Immobilisation post-opératoire/post-lésion au genou et/ou contrôle de l'amplitude de mouvement.

LES ATOUTS

- Pièce silicone d'encastrement TTA (Tubérosité Tibiale Antérieure).
- Montants avec bras de levier important.
- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude.




FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Haut. 50 cm	Réf. 6498	Coloris Noir	Taille unique	EAN
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				3322544706130 7145026



GENUGIB® ROM



STABILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE


INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité autour du genou, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral.

LES ATOUTS

- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude.
- Montants latéraux rigides.
- 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.




FLEXION	0°	45°	60°	75°	90°
EXTENSION	0°	10°	20°	30°	40°

Réf. 6902	Coloris Bleu	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
		1	31 - 34	3322541070401
		2	34 - 37	3322541070418
		3	37 - 40	3322541070425
		4	40 - 43	3322541070432
		5	43 - 46	3322541070449
		6	46 - 50	3322541070456
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				7145026

Cales de réglage de l'amplitude en flexion et extension



GENUGIB® OPEN



STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- Ouverture antérieure totale: facilite la mise en place et le réglage.
- Fenêtre patellaire avec 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Articulations polycentriques engrénées.
- Montants latéraux rigides, amovibles et conformables.
- 4 sangles en appui/contre-appui.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.




CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.

Réf. 6900	Coloris Bleu	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
		1	31 - 34	3322541070289
		2	34 - 37	3322541070296
		3	37 - 40	3322541070302
		4	40 - 43	3322541070319
		5	43 - 46	3322541070326
		6	46 - 50	3322541070333
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				7145026



GENUGIB® STAB



STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- Anneau rotulien avec gouttière en silicone.
- Articulations polycentriques engrénées.
- Montants latéraux rigides, amovibles et conformables.
- 4 sangles en appui/contre-appui.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.

Réf. 6901	Coloris Bleu	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
		1	31 - 34	3322541070340
		2	34 - 37	3322541070357
		3	37 - 40	3322541070364
		4	40 - 43	3322541070371
		5	43 - 46	3322541070388
		6	46 - 50	3322541070395
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				7145026

— NOTES —



SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque

Legger®

- Collection BB

Actys®

- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE
- ORFIT
- GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

- JUNIOR
- THERMOTHÉRAPIE
- SUR-MESURE

PODO

- ARBRE DÉCISIONNEL
- HALLUX VALGUS
- CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- POST-OPÉRAIRE
- TALONNETTES
- SUR-MESURE



GENUGIB® PATELLA



STABILISATION

INDICATIONS


Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un réalignement de la patella et/ou chez les patients pouvant bénéficier d'un soutien latéral supplémentaire de la patella, notamment dans les cas suivants :

- Subluxation ou luxation latérale de la patella.
- Déviation latérale.

LES ATOUTS

- Système antiglisser.
- Coussinet patellaire de soutien pour un réalignement rotulien.
- Articulations amovibles et sangles de serrage pour un soutien sécurisé.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 15 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Circonférence 15 cm en dessous du centre de la rotule (Patella) en cm	EAN
7673	Noir	0D	33 - 39	25 - 30	3322541062932
		1D	39 - 47	30 - 35	3322541062949
		2D	47 - 53	35 - 40	3322541062956
		3D	53 - 60	40 - 46	3322541062963
		4D	60 - 67	46 - 51	3322541062970
		5D	67 - 75	51 - 56	3322541062987
		6D	75 - 81	56 - 61	3322541062994
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €					7145026



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 15 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Circonférence 15 cm en dessous du centre de la rotule (Patella) en cm	EAN
7674	Noir	0G	33 - 39	25 - 30	3322541063007
		1G	39 - 47	30 - 35	3322541063014
		2G	47 - 53	35 - 40	3322541063021
		3G	53 - 60	40 - 46	3322541063038
		4G	60 - 67	46 - 51	3322541063045
		5G	67 - 75	51 - 56	3322541063052
		6G	75 - 81	56 - 61	3322541063069
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €					7145026



GENUGIB® 3D ARTICULÉE



STABILISATION

INDICATIONS


Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- 4 sangles pour 2 configurations de mise en place.
- Anneau ligamentaire.
- Articulations polycentriques engrenées.
- Coutures fines et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou	EAN
6904	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541073136
		2	33 - 38	40 - 50	3322541073143
		3	38 - 43	45 - 55	3322541073150
		4	43 - 48	50 - 60	3322541073167
		5	48 - 53	55 - 65	3322541073174
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €					7145026



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D ROTULIENNE



COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :


- Tendinopathie rotulienne.
- Arthrose fémoro-patellaire.
- Chondromalacie.
- Douleur au genou.
- Sensation/sentiment d'instabilité.

LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Anneau rotulien silicone avec gouttière.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6678B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075079
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075086
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075093
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075109
TVA: 5,5 % / LPPR: 24,46 €					201D02.5 + D04.2 + D04.3 + D04.4



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE



COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.
- Chondromalacie.

LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Baleinage latéral renforcé.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6677B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075024
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075048
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075055
TVA: 5,5 % / LPPR: 24,46 €					201D02.5 + D04.2 + D04.3 + D04.4



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO**
 - | COU • ÉPAULE
 - | DOS • ABDOMEN • THORAX
 - | MAIN • COUDE
 - ORFIT**
 - | GENOU
- CHEVILLE • PIED**
 - GAMME 3D**
 - | JUNIOR
 - | THERMOTHÉRAPIE
 - | SUR-MESURE
- PODO**
 - | ARBRE DÉCISIONNEL
 - | HALLUX VALGUS
 - | CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES**
 - | POST-OPÉATOIRE
 - | TALONNETTES
 - | SUR-MESURE



GENUGIB® 3D



COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :


- Foulure et entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.

LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence de la cuisse 15cm au-dessus du genou en cm	EAN
6676B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966
		2	33 - 38	40 - 50	3322541074973
		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980
		4	43 - 48	50 - 60	3322541074997
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075000
TVA: 5,5 % / LPPR: 19,30 €					201D02.5 + D04.2



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



QUADRIGIB® 3D



COMPRESSION

INDICATIONS

Pour les affections de la cuisse pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Déchirures musculaires en phase aiguë ou lors de la rééducation.
- Claquages.
- Élongations.

LES ATOUTS

- Compression de classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Tricot 3D : Finesse.


Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cuisse 15cm au-dessus du genou en cm	EAN
6681	Bleu	1	43 - 51	3322541041845
		2	51 - 59	3322541041852
		3	59 - 67	3322541041869
TVA: 5,5 % / LPPR: 7,93 €				201D00.3



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® ARTHROSE



STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une stabilité accrue autour du genou et d'une absorption des chocs, ceci pouvant inclure :

- Arthrose du genou.

LES ATOUTS

- Talonnette amortissante en NOENE® : assure l'absorption des chocs.
- Ouverture antérieure totale : facilite la mise en place et l'adaptabilité.
- Montants latéraux rigides.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6903	Bleu	1	31 - 34	3322541070463
		2	34 - 37	3322541070470
		3	37 - 40	3322541070487
		4	40 - 43	3322541070494
		5	43 - 46	3322541070500
		6	46 - 50	3322541070517
TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 €				7145026



GENOUILLEÈRE DV4



MAINTIEN & PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

- Arthrose fémoro-tibiale.


LES ATOUTS

- Tricot en laine.
- 2 armatures souples.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6618	Anthracite	1	33 - 37	3322541023698
		2	38 - 42	3322541023704
		3	43 - 47	3322541023711
		4	48 - 52	3322541023728
		5	52 - 57	3322541023735
6617	Beige	1	33 - 37	3322541023643
		2	38 - 42	3322541023650
		3	43 - 47	3322541023667
		4	48 - 52	3322541023674
		5	52 - 57	3322541023681
TVA: 5,5 % / LPPR: 13,16 €				201D06.4




SOUTIEN ROTULIEN



SOUTIEN

INDICATIONS

- Tendinopathie rotulienne.
- Instabilité de la rotule.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou sous la rotule en cm	EAN
5004	Noir	0 (S)	< 31	3322544855937
		1 (M)	> 31	3322544685039

TVA: 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque

Legger®

- Collection BB

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE

AIDE COMPRESSION

- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

INFOS PRATIQUES

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

GIBAUD

ORTHO

- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE
- ORFIT
- GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

- JUNIOR
- THERMOTHÉRAPIE
- SUR-MESURE

PODO

- ARBRE DÉCISIONNEL
- HALLUX VALGUS
- CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- POST-OPÉRAIRE
- TALONNETTES
- SUR-MESURE



GENOUILLÈRE CHALEUR



PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine Mérinos, notamment dans le cas suivant:

- Arthrose.


LES ATOUTS

- Laine pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
4299	Anthracite	S	31 - 36	3322541067593
		M	36 - 41	3322541067609
		L	41 - 46	3322541067616
		XL	46 - 51	3322541067623

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENOUILLÈRE



PROTÈGE ET RESTAURE LE MOUVEMENT

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

- Foulures et entorses légères.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.

LES ATOUTS

- Ce textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6733	Rouge	1	28 - 33	3322541065452
		2	33 - 38	3322541065469
		3	38 - 43	3322541065476
		4	43 - 48	3322541065483
		5	48 - 53	3322541065490
6726	Bleu	1	28 - 33	3322541065506
		2	33 - 38	3322541065513
		3	38 - 43	3322541065520
		4	43 - 48	3322541065537
		5	48 - 53	3322541065544

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENOUILLÈRE ROTULIENNE



PROTÈGE ET MAINTIEN

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants:

- Tendinopathie rotulienne.
- Arthrose fémoro-patellaire.
- Chondromalacie.
- Douleurs au genou.
- Sensation/sentiment d'instabilité.

LES ATOUTS


- Le textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.
- L'anneau rotulien avec gouttière recentre la rotule et protège le genou.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
6725	Bleu	1	28 - 33	3322541067876
		2	33 - 38	3322541067883
		3	38 - 43	3322541067890
		4	43 - 48	3322541067906
		5	48 - 53	3322541067913

TVA: 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

— NOTES —

154

155

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES


GIBAUD

- ORTHO
- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- ORFIT
- | GENOU

- | CHEVILLE • PIED
- GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

- PODO
- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

- | CHAUSSURES EXTÉRIEURES
- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE



BONNETS COUVRE-MOIGNONS ÉLASTO-COMPRESSIFS FÉMORAUX

ÉLASTO-COMPRESSIFS

INDICATIONS

HORS CLASSE : 10 à 17 hPa (7,5 à 12,8 mmHg)
 Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression du membre inférieur amputé, notamment dans le cas suivant :


- Réduction de l'œdème.

LES ATOUTS

- Fournit une compression.
- Réduit l'œdème.

HAUTEUR (h)
Fémorale en cm

20 25 30 35 40 45



TAILLES selon circonférence en cm (c)

1 2 3 4 5
 45-48 49-52 53-56 57-60 60-63

PRISE DE MESURE

Le respect des mesures du moignon (diamètre et hauteur) est indispensable pour une bonne adaptation.




Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Trévoux.

Réf.	Haut. en cm	Coloris liseré			LPPR
		45-48 cm	49-52 cm	53-56 cm	
		Vert	Rouge	Bleu	
		1	2	3	
9505	20	3322546238837	3322546238844	3322546238868	37,35 €
9506	25	3322546238967	3322546238981	3322546238998	37,35 €
9507	30	3322546239032	3322546239056	3322546239070	41,92 €
9508	35	3322546239155	3322546239162	3322546239179	41,92 €
9509	40	3322546237830	3322546237847	3322546237854	44,21 €
9510	45	3322547052197	3322547052203	3322547052210	44,21 €

TVA : 5,5 %

Réf.	Haut. en cm	Coloris liseré		LPPR
		57-60 cm	60-63 cm	
		Jaune	Gris	
		4	5	
9505	20	3322546238882	3322546238899	37,35 €
9506	25	3322546239001	3322546239025	37,35 €
9507	30	3322546239100	3322546239124	41,92 €
9508	35	3322546237786	3322546237793	41,92 €
9509	40	3322546237878	3322546237922	44,21 €
9510	45	3322547052227	3322547052234	44,21 €

TVA : 5,5 %



BONNETS COUVRE-MOIGNONS ÉLASTO-COMPRESSIFS TIBIAUX

ÉLASTO-COMPRESSIFS

INDICATIONS

HORS CLASSE : 10 à 17 hPa (7,5 à 12,8 mmHg)
 Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression du membre inférieur amputé, notamment dans le cas suivant :


- Réduction de l'œdème.

LES ATOUTS

- Fournit une compression.
- Réduit l'œdème.

HAUTEUR (h)
Tibiale en cm

30 35 40 45



TAILLES selon circonférence en cm (c)

0 1 2 3 4 5
 30-32 33-35 36-38 39-41 42-43 44-45

PRISE DE MESURE

Le respect des mesures du moignon (diamètre et hauteur) est indispensable pour une bonne adaptation.



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Trévoux.

Réf.	Haut. en cm	Coloris liseré				LPPR
		30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	
		Beige	Vert	Rouge	Bleu	
		0	1	2	3	
9501	30	3322546143520	3322546144428	3322546221754	3322546221747	14,48 €
9502	35	3322546238585	3322546238592	3322546238639	3322546238646	14,48 €
9503	40	3322546238684	3322546238691	3322546238707	3322546238738	17,53 €
9504	45	3322546238745	3322546238769	3322546238776	3322546238783	17,53 €

TVA : 5,5 %

Réf.	Haut. en cm	Coloris liseré		LPPR
		42-43 cm	44-45 cm	
		Jaune	Gris	
		4	5	
9501	30	3322546238523	3322546238530	14,48 €
9502	35	3322546238653	3322546238660	14,48 €
9503	40	3322546238721	3322546238714	17,53 €
9504	45	3322546238806	3322546238813	17,53 €

TVA : 5,5 %

— NOTES —

156

157

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Collection
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

ARBRE DÉCISIONNEL CHEVILLE

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

CHRONIQUE - PRÉVENTION

— QUEL OBJECTIF ? —

IMMOBILISATION /
RESTRICTION DE
MOUVEMENT

STABILISATION / RESTRICTION DE MOUVEMENT

RESTRICTION
DES MOUVEMENTS
INVERSION /
ÉVERSION

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE
& RESTRICTION
DES MOUVEMENTS D'INVERSION

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



PAGE 161

**BOTTES DE
MARCHÉ**



PAGE 162

**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE À AIR**



PAGE 162

**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE
À BOUCLES**



PAGE 162

**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE**



PAGE 163

**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE
À LACETS**



PAGE 163

**MALLÉOGIB®
ARTICULÉE**



PAGE 164

**MALLÉOGIB®
3D STRAP**



PAGE 164

**MALLÉOGIB®
3D**



PAGE 165

CHEVILLÈRE

— LES INDICATIONS —

Fractures stables
• Lésions des tissus
mous • Utilisation
post-opératoire,
traumatologique ou en
réadaptation • Entorse de
la cheville de grade 2 et 3

Entorses aiguës de cheville légères à sévères • Sevrage après période
d'immobilisation • Utilisation post-chirurgicale

Entorses moyennes à
graves

Entorses bénignes à
moyennes

Phase de rééducation après un traumatisme
de la cheville • Foulures et entorses légères
• Instabilité fonctionnelle

158

159

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

CHEVILLE

MALLÉOGIB® 3D STRAP | P.164

160

BOTTES DE MARCHÉ

LES ATOUTS COMMUNS

- Capitonnage en mousse épaisse de la semelle intérieure, des malléoles et du talon pour un meilleur confort.
- Semelle amortissante absorbant les chocs pour un impact réduit à l'attaque du pas.
- Semelle incurvée qui permet un déroulé de pas stable et naturel.



WALKER

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Affections du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Entorses de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6753	Noir	1	32 - 36	h 37 cm	4719894924298
		2	36 - 40	h 39 cm	4719894924304
		3	40 - 43	h 41 cm	4719894924311
		4	43 - 46	h 43 cm	4719894924328
		5	46 - 49	h 45 cm	4719894924335

TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 € 7145049



WALKER SHORT

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Affections du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Entorses de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6754	Noir	1	32 - 36	h 22 cm	4719894924243
		2	36 - 40	h 24 cm	4719894924250
		3	40 - 43	h 25 cm	4719894924267
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894924274
		5	46 - 49	h 30 cm	4719894924281

TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 € 7145049



WALKER AIR

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Affections du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Entorses de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6755	Noir	1	32 - 36	h 37 cm	4719894924496
		2	36 - 40	h 40 cm	4719894924502
		3	40 - 43	h 42 cm	4719894924519
		4	43 - 46	h 43 cm	4719894924526
		5	46 - 49	h 45 cm	4719894924533

TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 € 7145049

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE :

- Système pneumatique avec pompe intégrée.



WALKER AIR SHORT

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Affections du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Entorses de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN
6756	Noir	1	32 - 36	h 23 cm	4719894924441
		2	36 - 40	h 24 cm	4719894924458
		3	40 - 43	h 26 cm	4719894924465
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894924472
		5	46 - 49	h 31 cm	4719894924489

TVA : 5,5 % / LPPR : 64,40 € 7145049

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE :

- Système pneumatique avec pompe intégrée.

161

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRAIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

ORTHÈSES



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À AIR

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de la cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville
- Sevrage après plâtre ou bottes d'immobilisation.
- Réadaptation après traumatisme de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUT

- Forme anatomique adaptable, par coussins d'air gonflables.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN
6522	Blanc	1	3322544210507
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".
*Pointure 36 ou 45



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À BOUCLES

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réhabilitation des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Coques rigides.
- Serrage par boucles coulissantes.
- Mousse résiliente.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN
6463	Noir	1	3322544269833
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".
*Pointure 36 ou 45



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réhabilitation des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Mousse résiliente.
- Coques rigides bilatérales.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN
6413	Blanc	1	3322547843023
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".
*Pointure 36 ou 45



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants : • Entorses aiguës de cheville légères à sévères. • Instabilité chronique de la cheville. • Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche. • Réhabilitation des blessures de la cheville et / ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf.	Coloris	Pointure (< 35)	EAN
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À LACETS



STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien supplémentaire à la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Immobilisation des lésions de la cheville (entorses de grade I/II) / réadaptation.
- Instabilité chronique.
- Utilisation prophylactique*.

* Prévention en reprise d'activité.

LES ATOUTS

- Parties rigides morpho-adaptables.
- Serrage à lacet.
- Peut se placer dans une chaussure.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6506	Noir	1	19 - 22	5690977624092
		2	23 - 26	5690977624108
		3	27 - 29	5690977624115
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €				7144943



MALLÉOGIB® ARTICULÉE



RESTRICTION INVERSION / ÉVERSION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants : • Entorses aiguës de cheville légères à sévères. • Instabilité chronique de la cheville. • Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale. • Utilisation prophylactique*. • Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.

* Prévention en reprise d'activité.

LES ATOUTS

- Association d'une cupule talonnière au niveau de l'arrière-pied et deux coques rigides.
- Possibilité de blocage en rectitude de l'articulation en phase aiguë.
- Mousse résiliente.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	EAN
6585	Noir	1	34-37	3322541011176
		2	38-42	3322541011183
		3	43-46	3322541011190
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €				7144943

162

163

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO
 - | COU • ÉPAULE
 - | DOS • ABDOMEN • THORAX
 - | MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - | GENOU
- CHEVILLE • PIED
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO
 - | ARBRE DÉCISIONNEL
 - | HALLUX VALGUS
 - | CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
 - | POST-OPÉATOIRE
 - | TALONNETTES
 - | SUR-MESURE

CHEVILLÈRES



BREVET DÉPOSÉ



MALLÉOGIB® 3D STRAP

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE ET RESTRICTION DES MOUVEMENTS D'INVERSION

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression et limitation du mouvement d'inversion, notamment dans les cas suivants :

- Entorse bénigne à moyenne (non oedémateuse).
- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Instabilité fonctionnelle.

LES ATOUTS

- Sangle brevetée amovible à effet anti-varus.
- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6680	Bleu	1	18 - 20	3322541041791
		2	20,5 - 23	3322541041807
		3	23,5 - 26	3322541041814
		4	26,5 - 29	3322541041821
		5	29,5 - 32	3322541041838
TVA : 5,5 % / LPPR : 18,77 €				201D02.6+201D04.4



CHEVILLÈRE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité fonctionnelle.

LES ATOUTS

- Le textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.
- Doux et respirant, ce textile de soin « seconde peau » protège votre cheville.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville en cm	EAN	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville en cm	EAN
6732	Rouge	1	18 - 20	3322541065407	6724	Bleu	1	18 - 20	3322541067821
		2	20,5 - 23	3322541065414			2	20,5 - 23	3322541067845
		3	23,5 - 26	3322541065421			3	23,5 - 26	3322541067838
		4	26,5 - 29	3322541065438			4	26,5 - 29	3322541067852
		5	29,5 - 32	3322541065445			5	29,5 - 32	3322541067869
TVA : 20 %				TVA : 20 %					

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



MALLÉOGIB® 3D

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité légère.

LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6679	Bleu	1	18 - 20	3322541041746
		2	20,5 - 23	3322541041753
		3	23,5 - 26	3322541041760
		4	26,5 - 29	3322541041777
		5	29,5 - 32	3322541041784
TVA : 5,5 % / LPPR : 16,19 €				201D02.6

— NOTES —

164

165



SMARTLEG®

Grille de tailles | Collection
Transparent | BB
Semi-transparent | Opaque

Legger®

Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
Les plus T-FIBRE

Actys®

Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE
ORFIT
GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

JUNIOR
THERMOTHÉRAPIE
SUR-MESURE

PODO

ARBRE DÉCISIONNEL
HALLUX VALGUS
CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

POST-OPÉRATOIRE
TALONNETTES
SUR-MESURE

POST-OPÉRATOIRE CHUT À DÉCHARGE


CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED COURTE

MODÈLE MIXTE



Réf.	Taille	Pointure	EAN
8269	1	35 - 38	3322541043979
	2	39 - 42	3322541043986
	3	43 - 46	3322541043993
TVA : 5,5 %		LPPR	7145090



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.

LES ATOUTS


- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED LONGUE

MODÈLE MIXTE



Réf.	Taille	Pointure	EAN
8270	1	35 - 36	3322541044006
	2	37 - 38	3322541044013
	3	39 - 40	3322541044020
	4	41 - 42	3322541044037
	5	43 - 44	3322541044044
	6	45 - 46	3322541044051
	7	47 - 48	3322541044068
TVA : 5,5 %		LPPR	7145090



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.
- Syndrome algoneurodystrophique.
- Crise de goutte.

LES ATOUTS


- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par bande auto-agrippante.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

CHUT À DÉCHARGE DU TALON

MODÈLE MIXTE



Réf.	Taille	Pointure	EAN
8271	1	35 - 36 - 37	3322541044075
	2	38 - 39 - 40	3322541044082
	3	41 - 42 - 43	3322541044099
	4	44 - 45 - 46	3322541044105
TVA : 5,5 %		LPPR	7145121



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'arrière-pied, notamment dans les cas suivants :

- Fracture ou fissures du calcanéum.
- Blessures ou ulcères du talon.
- Bursite rétrocalcanéenne.

LES ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

166

HALLUX VALGUS



REDRESSEUR HV



RÉALIGNEMENT DU GROS ORTEIL

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'un réalignement du gros orteil, notamment dans le cas suivant :

- Hallux Valgus réductible.

LES ATOUTS

- Port à même la peau grâce à une matière textile souple et douce.
- Intuitivité et simplicité de la mise en place grâce à une ergonomie adaptée.
- Discretion assurée par la finesse et le coloris nude.
- Confort au porté et adaptabilité avec un coussin de protection de l'hallux et un système de rappel souple et une large amplitude de réglage.

PROTOCOLE DE PORT

Le redresseur HV est à usage nocturne. Il peut également être porté dans la journée pendant les périodes d'inactivité.

Réf.	Coloris	Taille	EAN
6800	Nude	D	3322541065650
		G	3322541065667
TVA : 5,5 %			7110163
LPPR : 12,13 €			

— NOTES —

167

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE



MAIN / COUDE



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



MANUGIB® 3D

RESTRICTION / COMPRESSION

INDICATIONS

Pour les affections du poignet pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Foulures et entorses du poignet.
- Douleurs.
- Autres troubles douloureux chroniques.

LES ATOUTS

- Liseret bleu facilitant la mise en place et l'enfilage
- Restriction du mouvement du poignet en préservant les capacités de préhension.
- Poignet de force amovible et ajustable et éclisse conformable pour maintenir le poignet.
- Tricot 3D : Finesse

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6700	Bleu	1D	14 - 15	3322541049612
		2D	15 - 16	3322541049629
		3D	16 - 17	3322541049636
		4D	17 - 18	3322541049643
		5D	18 - 19	3322541049650
		6D	19 - 20	3322541049667
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6701	Bleu	1G	14 - 15	3322541049674
		2G	15 - 16	3322541049681
		3G	16 - 17	3322541049698
		4G	17 - 18	3322541049704
		5G	18 - 19	3322541049711
		6G	19 - 20	3322541049728
TVA: 5,5 % / LPPR: 56,64 €				7145032

GAMME 3D

GENUGIB® 3D ARTICULÉE | P.170

168

169

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

GENOU



GENUGIB® 3D ARTICULÉE

INDICATIONS
Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- 4 sangles pour 2 configurations de mise en place.
- Anneau ligamentaire.
- Articulations polycentriques engrenées.
- Coutures fines et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

STABILISATION

INDICATIONS
Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.
- Chondromalacie.


LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Baleinage latéral renforcé.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.


* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au dessus du genou	EAN
6904	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541073136
		2	33 - 38	40 - 50	3322541073143
		3	38 - 43	45 - 55	3322541073150
		4	43 - 48	50 - 60	3322541073167
		5	48 - 53	55 - 65	3322541073174

TVA: 5,5 % / LPPR: 102,29 € **7145026**



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE

INDICATIONS
Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.
- Chondromalacie.


LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Baleinage latéral renforcé.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.


* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6677B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075024
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075048
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075055

TVA: 5,5 % / LPPR: 24,46 € **201D02.5 + D04.2 + D04.3 + D04.4**



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D ROTULIENNE

INDICATIONS
Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie rotulienne.
- Arthrose fémoro-patellaire.
- Chondromalacie.
- Douleur au genou.
- Sensation/sentiment d'instabilité.


LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Anneau rotulien silicone avec gouttière.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.


* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6678B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075079
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075086
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075093
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075109

TVA: 5,5 % / LPPR: 24,46 € **201D02.5 + D04.2 + D04.3 + D04.4**



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D

INDICATIONS
Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Foulure et entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.


LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6676B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966
		2	33 - 38	40 - 50	3322541074973
		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980
		4	43 - 48	50 - 60	3322541074997
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075000

TVA: 5,5 % / LPPR: 19,30 € **201D02.5 + D04.2**



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

CUISSE



QUADRIGIB® 3D



FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE



SYSTÈME ANTIGLISSÉ



SANS LATEX

COMPRESSION

INDICATIONS

Pour les affections de la cuisse pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Déchirures musculaires en phase aiguë ou lors de la rééducation.
- Claquages.
- Élongations.

LES ATOUTS

- Compression de classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Tricot 3D : Finesse.



CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE
Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

K

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN
6681	Bleu	1	43 - 51	3322541041845
		2	51 - 59	3322541041852
		3	59 - 67	3322541041869
TVA : 5,5 % / LPPR : 7,93 €				201D00.3

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

CHEVILLÈRES



MALLÉOGIB® 3D STRAP

BREVET DÉPOSÉ



SANGLE BREVETÉE À EFFET ANTI-VARUS



FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE



LE STRAP CONTIENT DU LATEX

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE ET RESTRICTION DES MOUVEMENTS D'INVERSION

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression et limitation du mouvement d'inversion, notamment dans les cas suivants :

- Entorse bénigne à moyenne (non oedémateuse).
- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Instabilité fonctionnelle.

LES ATOUTS

- Sangle brevetée amovible à effet anti-varus.
- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

P

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6680	Bleu	1	18 - 20	3322541041791
		2	20,5 - 23	3322541041807
		3	23,5 - 26	3322541041814
		4	26,5 - 29	3322541041821
		5	29,5 - 32	3322541041838
TVA : 5,5 % / LPPR : 18,77 €				201D02.6+201D04.4



MALLÉOGIB® 3D



RESPIRABILITÉ



FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE



SANS LATEX

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité légère.

LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de classe 3.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN
6679	Bleu	1	18 - 20	3322541041746
		2	20,5 - 23	3322541041753
		3	23,5 - 26	3322541041760
		4	26,5 - 29	3322541041777
		5	29,5 - 32	3322541041784
TVA : 5,5 % / LPPR : 16,19 €				201D02.6



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

P

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

NOTES

172

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

173

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

JUNIOR

COLLIERS CERVICAUX C1 | P.174



€

COLLIERS CERVICAUX C1 SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :


- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.

LES ATOUTS

- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Housse de protection amovible.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	EAN
6 cm	6629	Bleu	0 JUNIOR	28 - 31	3322541024282 7144950
6 cm	6625	Gris	0 JUNIOR	28 - 31	3322541024152 7144950

TVA : 5,5 % / LPPR : 9,25 €
Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".



COLLIER CERVICAL
1 - Mesurer la circonférence à la base du cou
2 - Hauteur fourchette sternale - sous le menton. Regard horizontal.

174

€

GILET DE SÉRIE



IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.

ATOUT

- Tissu léger.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS
Mesurer la circonférence thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077

TVA : 20 % / LPPR : 15,24 €
Ce produit bénéficie des remises commerciales "Immanquables".



BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

LES ATOUTS

- Réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras). Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".



REDRESSE-DOS

SOUTIEN DE LA POSTURE & APAISE LE MAL DE DOS

INDICATIONS

Pour les affections thoraciques pouvant bénéficier d'une correction de la posture, notamment dans les cas suivants :

- Déficience posturale.
- Douleurs dorsales.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à son système par boucle.
- Améliore la posture et le contrôle postural.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras). Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN
6611	Noir	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".



BLOCAGE CLAVICULAIRE

MAINTIEN

INDICATIONS

Pour les affections du thorax pouvant bénéficier d'un maintien des épaules en rétropulsion, notamment dans les cas suivants :

- Fractures et luxations de la clavicule.
- Problèmes de posture.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Maintient la bonne posture.



CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE
Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	EAN
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".

175

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRAIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE



ATTELLE DE GENOU AÉRÉE 0° UNIVERSELLE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :

- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN
6910	Noir	0 JUNIOR	30 (enfant)	3322541070531
TVA : 5,5 % / LPPR : 57,23 €				7144972



1
LONGUEUR CUISSE / MOLLET
Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.



ATTELLE DE GENOU AÉRÉE 0°/20° STANDARD

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :


- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.
- Baleines latérales amovibles 0° ou 20° de flexion.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 20 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN
6911	Noir	0 JUNIOR	30-40	30	3322541070586
TVA : 5,5 % / LPPR : 57,23 €					7144972

Ce produit bénéficie des remises commerciales Immanquables.



1
2
LONGUEUR CUISSE MOLLET ET CIRCONFÉRENCE CUISSE
Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet. Mesurer la circonférence à 20cm au dessus de la rotule.



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réhabilitation des blessures de la cheville et / ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf.	Coloris	Pointure (< 35)	EAN
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716
TVA : 5,5 % / LPPR : 27,44 €			7144943

176



MANUGIB® TRAUMA POIGNET

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Large éclisse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degrés de liberté complet des doigts.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6508	Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747
		0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754
TVA : 5,5 % / LPPR : 41,64 €				7145078



6
CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.



MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Foulures et entorses légères à sévères.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisse palmaire rigide de forme anatomique.
- Éclisse conformable large et capitonnée.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6649	Bleu	0D JUNIOR	10-14	3322541028976
		0G JUNIOR	10-14	3322541028983
TVA : 5,5 % / LPPR : 56,64 €				7145032



6
CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Traumatisme au niveau du poignet / pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisses amovibles conformables.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN
6650	Bleu	0D JUNIOR	10-14	3322541029034
		0G JUNIOR	10-14	3322541029041
TVA : 5,5 % / LPPR : 53,18 €				7145138



6
CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

177



SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque

Legger®

- Collection BB

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE
- ORFIT
- GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

- JUNIOR
- THERMOTHÉRAPIE
- SUR-MESURE

PODO

- ARBRE DÉCISIONNEL
- HALLUX VALGUS
- CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- POST-OPÉRAIRE
- TALONNETTES
- SUR-MESURE

THERMOTHERAPIE

CEINTURE CHALEUR | P.178



ÉPAULIÈRE CHALEUR



PRÉSERVE LA CHALEUR

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :
• Rhumatismes.


LES ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Distance épaule à épaule en cm	EAN
4298	Anthracite	S	35 - 45	3322541067562
		M	45 - 55	3322541067579
		L	55 - 65	3322541067586

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie des remises commerciales "gamme conseil".



DISTANCE ÉPAULE À ÉPAULE
Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENOILLÈRE CHALEUR



PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :
• Arthrose.

LES ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN
4299	Anthracite	S	31 - 36	3322541067593
		M	36 - 41	3322541067609
		L	41 - 46	3322541067616
		XL	46 - 51	3322541067623

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.

Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

NOTES



CEINTURE CHALEUR




PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :
• Douleurs lombaires.

LES ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Douce, respirante et confortable






Parce que la ceinture chaleur Gibaud® enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.

CONSEIL ASSOCIÉ

En complément de ce soin du dos, découvrez la ceinture lombaire Gibaud® pour assurer la bonne posture et soulager la douleur.

PAGE 109

PLUSIEURS COLORIS DISPONIBLES :



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN
25 cm	4296	Gris rouge	S	61 - 75	3322541067487
			M	75 - 90	3322541067494
			L	90 - 105	3322541067500
20 cm	4290	Anthracite	XL	105 - 120	3322541067517
			S	61 - 75	3322541067241
			M	75 - 90	3322541067258
25 cm	4292	Anthracite	L	90 - 105	3322541067265
			XL	105 - 120	3322541067272
			S	61 - 75	3322541067326
30 cm	4297	Anthracite	M	75 - 90	3322541067333
			L	90 - 105	3322541067340
			XL	105 - 120	3322541067357
25 cm	4295	Gris	XL	105 - 120	3322541067395
			S	61 - 75	3322541067449
			M	75 - 90	3322541067456
25 cm	4294	Denim	L	90 - 105	3322541067463
			XL	105 - 120	3322541067470
			S	61 - 75	3322541067401
25 cm	4291	Ecru	M	75 - 90	3322541067296
			L	90 - 105	3322541067302
			XL	105 - 120	3322541067319
25 cm	4293	Ecru	S	61 - 75	3322541067364
			M	75 - 90	3322541067371
			L	90 - 105	3322541067388
25 cm	4295	Gris	XL	105 - 120	3322541067395
			S	61 - 75	3322541067449
			M	75 - 90	3322541067456
25 cm	4294	Denim	L	90 - 105	3322541067463
			XL	105 - 120	3322541067470
			S	61 - 75	3322541067401
25 cm	4291	Ecru	M	75 - 90	3322541067418
			L	90 - 105	3322541067425
			XL	105 - 120	3322541067432

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

TVA : 20 %

Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

178

179

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE


PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

SUR-MESURE




180

GIBAUD

Département sur-mesure
73, rue de la Tour - Bp 78
42002 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1
Tél. 04 77 91 30 39 - Fax 04 77 79 63 66

FICHE DE MESURES



Qté	Adjonction S.S.
	Bretelles (la paire) <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Croisée
	Cousin de compensation
	Cousin post-opératoire 12 cm
	Cousin post-opératoire 13 à 24 cm
	Cousin post-opératoire > 24 cm
	Dispositif pour stomie <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche
	Épaulière
	Jarretelles (la paire)
	Patte hypo + tirant élast. normal
	Patte hypo + tirant élast. grand modèle
	Patte d'entre-jambes (la paire)
	Pelote éventration 12 cm
	Pelote éventration > 12 cm
	Pelote inguinale
	Pelote ombilicale
	Sangle intérieure : fermeture idem ceinture
	Sangle intérieure : autre.....
	Sous-cuisses élastiques avec boutonnage (la paire)
	Sous-cuisses élastiques avec crochet (la paire)
	Sous-cuisses élastiques avec velcro (la paire)
	Sous-cuisses élastiques avec velcro (la paire)
	Tirant hypogastrique réglable
Qté	SUPPLÉMENTS
	Baleinage antérieur horizontal
	Baleinage doublé peluche si Sécu
	Baleinage renforcées patte sans gomme
	Bordure en peluche
	Doubleur devant peau de pêche
	Doubleur dos peau de pêche
	Gousset antéro inférieur
	Gousset antéro supérieur

NUMÉRO CLIENT :		DIABÈTE : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		AUTRE :	
ALLERGIE : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		POUR DEVIS <input type="checkbox"/> POUR ESSAYAGE <input type="checkbox"/>		DATE :	
PATIENT / NOM et ÂGE :		PRESCRIPTEUR :			
GAMME		CLASSIFICATION S.S.		Coloris	
Standard		FINITION		NOIR	
Standard tout élastique		CMA		ECRU	
		CMAL			
		CML			
		CMLR			
		CVA			
		CIVB1			
		CIVB2			
		CIVC1			
		CIVC2			
		EGRU			
FINITION :		<input type="checkbox"/> PAR GIBAUD®		<input type="checkbox"/> PAR NOUS-MÊMES	
FERMETURES		DROITE		POST	
Lacage		GAUCHE		FEMME	
Agrafage				HOMME	
Bouclage ceinturon					
Bouclage à griffes				Échancrage au niveau des cuisses	
Multi Velcro				Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Triple agrafage					
Mono Velcro					
Glissière					
Boutonnage					
OBSERVATIONS :					

181

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

Grille de tailles
Transparent
Semi-transparent
Opaque

Collection
BB

Legger®

Gamme et prise de mesures
Les plus TECH
Les plus COTON
Les plus T-FIBRE

CLASSE 2 / FEMME
CLASSE 2 / HOMME
CLASSE 3 / HOMME

Actys®

Gamme et prise de mesures
Quel produit pour quel stade ?
CLASSE 1

CLASSE 2
CLASSE 3
ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

COU • ÉPAULE
DOS • ABDOMEN • THORAX
MAIN • COUDE
ORFIT
GENOU

CHEVILLE • PIED
GAMME 3D
JUNIOR
THERMOTHÉRAPIE
SUR-MESURE

PODO

ARBRE DÉCISIONNEL
HALLUX VALGUS
CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES
POST-OPÉRAIRE
TALONNETTES
SUR-MESURE

MESURE ADAPTÉE ORTHOPÉDIQUE

- CSL
Ceinture de Soutien Lombaire
- Ceinture de soutien abdominal
- Genouillères Genugib® Open & Stab
- Genouillères Genugib® Standard, Ligamentaire, Rotulienne

Les mesures adaptées se créent à partir d'un article de série et uniquement sur des articles neufs. Elles ne sont ni reprises ni échangées. Les confections spéciales impliquent une adaptation des produits de série. Nous contacter.

Pour toute demande d'information, prenez d'abord contact avec le service **SUR-MESURE** au **04 77 91 30 39** ou par fax : **04 77 79 63 66**

Temps de réalisation 3 jours ouvrés minimum, après acceptation du devis.

Liste susceptible de modification sans avis préalable.

CEINTURES ABDOMINALES & LOMBAIRES SUR-MESURE

LE MAINTIEN MÉDICAL DOUX & SOLIDE



COMMENT COMMANDER VOTRE CEINTURE ?

- 1 Renvoyez le document par courrier, fax ou mail.
- 2 Analyse de la commande par un spécialiste (qui vérifie la faisabilité et vous contacte si besoin de précisions).
- 3 Devis comprenant la gamme, la couleur, les adjonctions, le prix d'achat et le remboursement LPPR.
- 4 Expédition de la ceinture pour essai.
- 5 Retour de la ceinture chez Gibaud pour finition.
- 6 Finition et réexpédition de la ceinture.

SERVICE SUR-MESURE GIBAUD
73, rue de la Tour - B.P. 78
42002 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

Tél: **04 77 91 30 39** - Fax: **04 77 79 63 66**
Mail surmesure@innothera.com

LES SYSTÈMES DE FERMETURES



- Coloris :
- Standard écru
 - Standard noir

182

GIBAUD

FICHE DE PRISES DE MESURES



CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL (CSA)

POUR CONFECTION D'UNE CSA (circonférence de taille >100 cm)

Date: / / Applicateur:

N° Client:

Médecin:


Identifiant patient*:

Sexe: Femme Homme

* 3 premières lettres du nom de famille. 2 premières lettres si nom de famille ne comprend que 3 lettres, première lettre si le nom de famille ne comprend que 2 lettres.

Circonférence taille : cm Circonférence au niveau des hanches : cm

Hauteur de face : cm Hauteur de dos : cm



À photocopier et à retourner par fax au: **04 77 79 63 66**
ou par mail à : surmesure@innothera.com

183

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque
- Collection BB

Legger®

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE
- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO
 - COU • ÉPAULE
 - DOS • ABDOMEN • THORAX
 - MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - GENOU
- CHEVILLE • PIED
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO
 - ARBRE DÉCISIONNEL
 - HALLUX VALGUS
 - CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES
 - POST-OPÉRATOIRE
 - TALONNETTES
 - SUR-MESURE

PIED

184

ACCOMPAGNE LES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE LORS DE LA MARCHÉ

PODO



PAGE 186

ARBRE DECISIONNEL

Les soins podologiques sont un élément clé de la santé. La gamme podologie GIBAUD veille à maintenir le bon fonctionnement du pied et de l'appareil locomoteur et contribue au maintien d'un bon état de santé en limitant sa dégradation prématurée.



PAGE 190

HALLUX VALGUS

GIBAUD propose une gamme de chaussures confortables et adaptées aux différents stades d'évolution de l'Hallux Valgus ; elle allie discrétion et esthétique pour permettre de se chauffer sans altérer la qualité de vie. Un correcteur nocturne souple et discret permet de réaligner le gros orteil en port nocturne.



PAGE 196

CHAUSSURES INTÉRIEURES

Cette gamme offre un volume de chaussage important et une grande facilité de mise en place grâce à une ouverture totale. La semelle intérieure est amovible et permet l'insertion d'une orthèse plantaire sur-mesure. Adaptée aux aînées elle allie confort, facilitée d'enfilage et d'entretien (lavage et séchage à la machine).



PAGE 202

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

Cette gamme à l'esthétique soignée est conçue avec des matières techniques et des cuirs de qualité ; le montage tige / semelle est cousu direct pour conserver une grande souplesse. La semelle de propreté au relief physiologique garantit un confort optimum ; elle est amovible et peut être remplacée par une orthèse sur-mesure.



PAGE 212

CHUT POST-OPERATOIRE

Ces chaussures à usage temporaire permettent de décharger l'avant ou l'arrière-pied en cas de lésions traumatiques, cutanées ou de suite post-opératoire.



PAGE 214

TALONNETTES

Les talonnettes GIBAUD permettent de répondre avec précision aux pathologies du talon et de l'arrière-pied.



PAGE 216

SUR-MESURE

Le département sur-mesure GIBAUD à votre service depuis 25 ans vous accompagne dans la valorisation de votre expertise en réalisant, selon les besoins de votre patientèle, les semelles sur-mesure adaptées à leurs pathologies.

185

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉRATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

ARBRE DÉCISIONNEL **PODOLOGIE**

— QUEL TYPE DE PATHOLOGIE ? —

PIED DÉFORMÉ

HALLUX VALGUS • ORTEILS EN GRIFFE • ORTEILS EN MARTEAU
• HYPERKERATOSES (DURILLONS, CORS, OEIL DE PERDRIX...) • PIED RHUMATOÏDE...

Indications CHUT : Augmentation du volume de l'avant-pied, inflammation ou œdème avec troubles trophiques ou risque de troubles trophiques.

— QUEL BESOIN ? —

CHAUSSURES FERMÉES

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —

HALLUX VALGUS

CHAUSSURES ORTHÈSES

- ÉGINE noir (P192)
- MILO noir (P192)
- ANAFI bleu (P192)
- CAMÉLÉA HV bottine (P194)

LES AÎNÉS

EHPAD OU MAD « MAINTIEN À DOMICILE »

- OLYMPIE marine (P197)
- SANTORIN gris (P198)
- THILIA noir (P198)
- OLIVER noir (P199)

PERSONNE À DÉPLACEMENT LIMITÉ

CHAUSSURES « DOMICILE »

- ALEXANDRIE noir & bordeaux (P200)
- IKARIA marine & bordeaux (P201)
- DELPHES noir (P200)

PERSONNE MOBILE

CHAUSSURES « SORTIE »

- MILO noir (P203)
- CORFOU noir (P203)
- ANAFI bleu (P203)
- ÉGINE noir (P203)
- PISA noir (P204)
- FOGGIA noir (P204)
- OLBIA taupe (P204)
- CERVIA FLEX beige (P207)
- FORLI marron (P207)
- THERA blanc/leopard (P205)
- EVIA noir (P205)
- SERIFOS bleu (P205)

REDRESSEUR HALLUX VALGUS



— QUEL TYPE DE PATHOLOGIE ? —

PIED VOLUMINEUX

COU-DE-PIED FORT • ŒDÈME • POST-OPÉRATOIRE • PANSEMENT...

Indications CHUT : Augmentation du volume de l'avant-pied, inflammation ou œdème avec troubles trophiques ou risque de troubles trophiques.

— QUEL BESOIN ? —

CHAUSSURES OUVERTES ET/OU À OUVERTURE TOTALE

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —

HALLUX VALGUS

CHAUSSURES ORTHÈSES

- TRANI noir (P193)
- SPEZIA rouge (P193)
- PÉTILLA doré (P193)
- CAMÉLÉA HV sandale (P194)
- CAMÉLÉA HV hauteur (P195)
- CAMÉLÉA HV nu-pieds (P195)
- CAMÉLÉA HV (P195)

LES AÎNÉS

EHPAD OU MAD « MAINTIEN À DOMICILE »

- SPARTE noir (P197)
- RHODES gris (P198)
- LEVITHA noir (P198)

PERSONNE À DÉPLACEMENT LIMITÉ

CHAUSSURES « DOMICILE »

- CORINTHE noir (P201)
- ATHÈNES marine & beige (P201)
- KÉA noir & bordeaux (P200)
- TIVOLI (P201)

PERSONNE MOBILE

CHAUSSURES « SORTIE »

- PALERME marron (P207)
- BARI noir (P207)
- PADOU crème & noir (P193)
- BISENTINA beige (P208)
- RIVIERA bronze (P210)
- MATERA noir (P208)
- PÉTILLA doré (P193)
- BIELLA doré (P207)
- SPEZIA rouge (P193)
- TRANI noir (P193)
- TROPEA bleu (P211)

SUR-MESURE ORTHÈSES PLANTAIRES



TALONNETTES



POST-OPÉRATOIRE DÉCHARGE AVANT-PIED



INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque
- Collection BB

Legger

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE
- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- COU • ÉPAULE
- DOS • ABDOMEN • THORAX
- MAIN • COUDE
- ORFIT
- GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D

- JUNIOR
- THERMOTHÉRAPIE
- SUR-MESURE

PODO

- ARBRE DÉCISIONNEL
- HALLUX VALGUS
- CHAUSSURES INTÉRIEURES



CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- POST-OPÉRATOIRE
- TALONNETTES
- SUR-MESURE

AIDE À LA DÉLIVRANCE DES CHUT

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

AIDE À LA PRISE DE MESURE



MODÈLES EN TEXTILE



Largeur 11 modèles correspondants :

Modèle	Coloris	Réf.
SPARTE EHPAD	noir	8212 Femme 8213 Homme
RHODES EHPAD	gris	8300 Femme 8301 Homme
THILIA EHPAD	noir	8302 Femme
OLYMPIE EHPAD	marine marine	8208 Femme 8209 Homme
SANTORIN EHPAD	gris gris	8298 Femme 8299 Homme
CORINTHE	noir noir	8211 Homme 8210 Femme
TIVOLI	noir	8337 Homme (du 40 au 48)
DELPHES	noir noir	8214 Femme 8215 Homme
OLIVER EHPAD	noir noir	8394 Femme 8395 Homme

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	22,8	7,9	24
36	23,3	8,2	24,5
37	23,8	8,4	24,5
38	25,3	8,6	25
39	25,9	8,8	25,5
40	26,5	8,9	26
41	27	9,1	26,5
42	27,4	9,2	27
43	28	9,2	27,5
44	28,6	9,3	28
45	29,3	9,5	28
46	30	9,7	28,5
47	30,7	9,8	29
48	31,3	9,9	29,5



Largeur 11 modèles correspondants :

Modèle	Coloris	Réf.
ALEXANDRIE	bordeaux noir	8204 8206
KÉA	bordeaux noir	8262 8261
IKARIA	marine bordeaux	8263 8264
ATHÈNES	beige marine	8200 8202
LÉVITHA EHPAD	noir	8303

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	22	7,8	24
36	22,7	7,9	24,5
37	23,4	8	24,5
38	24	8,2	25
39	24,7	8,4	25,5
40	25,3	8,5	26
41	26	8,6	26,5
42	26,6	8,7	27

MODÈLES EN CUIR



Largeur 8 modèles correspondants :

Modèle	Coloris	Réf.
BERGAME	noir blanc	8396 8397
PISA	noir	8372
GELA	havane rose	8398 8399
PÉTILLA	doré	8335
BIELLA	doré	8373
MATÉRA	beige	8336
ANAFI	bleu	8272
FOGGIA	noir	8371
TRANI	noir	8356
PADOU	crème noir	8354 8355
ÉGINE	noir	8274
OLBIA	taupe	8374
THERA	blanc léopard noir	8404 8403
EVIA	doré noir	8408 8407
SERIFOS	bleu bordeaux	8409 8410



Largeur 9 modèles correspondants :

Modèle	Coloris	Réf.
BARI	noir	8370
PALERME	marron	8369

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
39	25,5	9,5	24,2
40	26,5	9,5	24,7
41	27	9,6	25,2
42	27,5	10	25,7
43	28,5	10	26,2
44	29	10	26,7
45	29,5	10	27,2
46	30,5	10,5	27,7

Modèle	Coloris	Réf.
BERGAME	noir blanc	8396 8397
PISA	noir	8372
GELA	havane rose	8398 8399
PÉTILLA	doré	8335
BIELLA	doré	8373
MATÉRA	beige	8336
ANAFI	bleu	8272
FOGGIA	noir	8371
TRANI	noir	8356
PADOU	crème noir	8354 8355
ÉGINE	noir	8274
OLBIA	taupe	8374
THERA	blanc léopard noir	8404 8403
EVIA	doré noir	8408 8407
SERIFOS	bleu bordeaux	8409 8410

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	23	8,5	22
36	24	8,5	22,6
37	24,5	8,5	23
38	25	8,5	23,4
39	26	8,5	23,8
40	26,5	9	24,2
41	27	9	24,6
42	28	9	25



Largeur 8/9 modèles correspondants :

Modèle	Coloris	Réf.
MILO	noir noir	8241 Femme 8242 Homme
CORFOU	noir noir	8201 Femme 8203 Homme

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied femme en cm	Circ. avant-pied homme en cm
35	23,5	8	22,4	
36	24,5	8	22,8	
37	24,5	8,5	23,2	
38	25	8,5	23,6	
39	26	8,5	24	24,3
40	26,5	8,5	24,4	24,7
41	27,5	9	24,8	25,2
42	27,5	9	25,2	25,6
43	28	9		26
44	28,5	9		26,5
45	29,5	9,5		27
46	30	9,5		27,4

Convient aux pieds étroits.



Largeur 8 modèle correspondant :

Modèle	Coloris	Réf.
SPEZIA	rouge	8375
MARESCA	terracota bleu océan	8400 8402

Pointure	Longueur semelle en cm	Largeur semelle en cm	Circ. avant-pied en cm
35	23,5	8	22
36	24	8,3	22,5
37	24,5	8,5	23
38	25,5	8,6	23,5
39	26	8,8	24
40	26,5	8,9	24,5
41	27	9	25
42	27,5	9,2	25,5



SMARTLEG

- Grille de tailles
- Transparent
- Semi-transparent
- Opaque
- Collection BB

Legger

- Gamme et prise de mesures
- Les plus TECH
- Les plus COTON
- Les plus T-FIBRE
- CLASSE 2 / FEMME
- CLASSE 2 / HOMME
- CLASSE 3 / HOMME

Actys

- Gamme et prise de mesures
- Quel produit pour quel stade ?
- CLASSE 1
- CLASSE 2
- CLASSE 3
- ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

- ORTHO**
 - COU • ÉPAULE
 - DOS • ABDOMEN • THORAX
 - MAIN • COUDE
 - ORFIT
 - GENOU
- CHEVILLE • PIED**
 - GAMME 3D
 - JUNIOR
 - THERMOTHÉRAPIE
 - SUR-MESURE
- PODO**
 - ARBRE DÉCISIONNEL
 - HALLUX VALGUS
 - CHAUSSURES INTÉRIEURES
- CHAUSSURES EXTÉRIEURES**
 - POST-OPÉATOIRE
 - TALONNETTES
 - SUR-MESURE



HALLUX VALGUS

CAMÉLÉA HV BOTTINE | P.194

L'hallux valgus plus communément appelé « oignon » est une déformation du gros orteil (hallux) vers l'extérieur (valgus).

190

HALLUX VALGUS

DÉFORMATION DU GROS ORTEIL VERS L'EXTÉRIEUR

LA FORMATION DE L'HALLUX VALGUS



38%
DES FEMMES
DE PLUS DE 30 ANS*
EN SOUFFRIRAIENT

La déformation est liée au déplacement de deux os : le premier métatarsien et la première phalange du gros orteil.

- L'os appelé "1^{er} métatarsien" se déplace vers l'intérieur du pied et l'articulation métatarso-phalangienne devient très saillante, formant **une bosse sur le bord interne de l'avant-pied**.
- Le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux (LFH) prend la corde de l'arc et accentue la déformation.
- Cette déviation du gros orteil entraîne donc une déformation de l'avant-pied et, par conséquent, des difficultés de chaussage.

Il existe deux types d'hallux valgus :

- CONGÉNITAL** Il existe plusieurs cas dans une même famille. La déformation apparaît tôt et se fait progressivement.
- VIEILLISSEMENT** Il apparaît plus tard vers la ménopause et peut évoluer rapidement. Il est lié à une distension des tissus.

*Roddy E, Zhang W, Doherty M. Prevalence and associations of hallux valgus in a primary care population. Arthritis Rheum. 2008, 59:857-862.

LES CAUSES ET FACTEURS DE RISQUES



ÂGE ENTRE 40 ET 50 ANS



FEMME DANS 90% DES CAS*



FACTEUR HÉRÉDITAIRE



MORPHOLOGIE DU PIED (HALLOMÉGALIE)



CHAUSSURES TROP ÉTROITES ET/OU À TALONS



ACTIVITÉ SPORTIVE (COURSE, DANSE...)



MÉNOPAUSE



SURPOIDS

Retrouvez notre offre Hallux Valgus ainsi que le redresseur en page 167 du catalogue

*ameli.fr/assure/sante/themes/hallux-valgus/symptomes-causes-evolution

191

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

HALLUX VALGUS CHUT HIVER FERMÉES

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

LES ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large (matière extensible).
- Semelle intérieure amovible.



Les modèles Milo, Anafi, Égine, sont compatibles avec une déformation de type Hallux Valgus.

ÉGINE



MODÈLE EXTENSIBLE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8274	Noir	35	3322541045638
		36	3322541045645
		37	3322541045652
		38	3322541045669
		39	3322541045676
		40	3322541045683
		41	3322541045690
		42	3322541045706

TVA: 5,5 %

7145061

ANAFI



MODÈLE EXTENSIBLE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8272	Bleu	35	3322541045478
		36	3322541045485
		37	3322541045492
		38	3322541045508
		39	3322541045515
		40	3322541045522
		41	3322541045539
		42	3322541045546

TVA: 5,5 %

7145061

MILO



MODÈLE EXTENSIBLE



ATOUT

- Semelle de remplacement à mémoire de forme : référence 8251 (Femme), 8250 (Homme)

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8241	Noir	35	3322541038548
		36	3322541038555
		37	3322541038562
		38	3322541038579
		39	3322541038586
		40	3322541038593
		41	3322541038609
		42	3322541038616

TVA: 5,5 %

7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8242	Noir	39	3322541038623
		40	3322541038630
		41	3322541038647
		42	3322541038654
		43	3322541038661
		44	3322541038678
		45	3322541038685
		46	3322541038692

TVA: 5,5 %

7145061

REDRESSEUR HV



RÉALIGNEMENT DU GROS ORTEIL

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'un réalignement du gros orteil, notamment dans le cas suivant :

- Hallux Valgus réductible.

LES ATOUTS

- Port à même la peau grâce à une matière textile souple et douce.
- Intuitivité et simplicité de la mise en place grâce à une ergonomie adaptée.
- Discrétion assurée par la finesse et le coloris nude.
- Confort au porté et adaptabilité avec un coussin de protection de l'hallux et un système de rappel souple et une large amplitude de réglage.

PROTOCOLE DE PORT

- Le redresseur HV est à usage nocturne. Il peut également être porté dans la journée pendant les périodes d'inactivité.

Réf.	Coloris	Taille	EAN
6800	Nude	D	3322541065650
		G	3322541065667

TVA : 5,5 %
LPPR : 12,13 €

192

HALLUX VALGUS CHUT ÉTÉ OUVERTES

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphoedème.
- Pansements.
- Déformation du pied comme Hallux Valgus*, pied rhumatologique.



* Les modèles Spezia, Pétilla et Trani sont compatibles avec une déformation de type Hallux Valgus.



LES ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large (matière extensible sauf pour le modèle Padou).
- Semelle intérieure amovible.

LES ATOUTS DES SPEZIA / TRANI / PÉTILLA

- Adaptabilité : Ouverture totale.
- Semelle intérieure amovible.
- Confort : Aisance du pied grande largeur.
- Caractéristiques : - Pied talon renforcé.
- Fermeture 2 points : avant et cou-de-pied.

PADOU

OUVERTURE TOTALE CUIR



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8354	Crème	35	3322541065087
		36	3322541065094
		37	3322541065100
		38	3322541065117
		39	3322541065124
		40	3322541065131
		41	3322541065148
		42	3322541065155

TVA: 5,5 %

7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8355	Noir	35	3322541065162
		36	3322541065179
		37	3322541065186
		38	3322541065193
		39	3322541065209
		40	3322541065216
		41	3322541065223
		42	3322541065230

TVA: 5,5 %

7145061

SPEZIA



OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8375	Rouge	35	3322541069795
		36	3322541069801
		37	3322541069818
		38	3322541069825
		39	3322541069832
		40	3322541069849
		41	3322541069856
		42	3322541069863

TVA: 5,5 %

7145061

PÉTILLA



OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8335	Doré	35	3322541060464
		36	3322541060471
		37	3322541060488
		38	3322541060495
		39	3322541060501
		40	3322541060518
		41	3322541060525
		42	3322541060532

TVA: 5,5 %

7145061

TRANI



OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8356	Noir	35	3322541065247
		36	3322541065254
		37	3322541065261
		38	3322541065278
		39	3322541065285
		40	3322541065292
		41	3322541065308
		42	3322541065315

TVA: 5,5 %

7145061

193

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque

Collection

BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRAIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

HALLUX VALGUS CONFORT

CHAUSSURES DE CONFORT



INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans le cas suivant :

- Déformation du pied comme l'Hallux Valgus.

CAMÉLÉA HV BOTTINE

BOTTINE DE CONFORT

LES ATOUTS

- Adaptabilité : zone extensible au niveau de l'hallux valgus pour limiter les pressions et frottements.
- Confort : - fermeture facilitée par glissière.
- tige extérieure en cuir velours épais.
- intérieur : doublure lycra®, élasticité.
- semelle de propreté en microfibre.



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8333	Bleu	35	3322541060303
		36	3322541060310
		37	3322541060327
		38	3322541060334
		39	3322541060341
		40	3322541060358
		41	3322541060365
		42	3322541060372



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8334	Marron	35	3322541060389
		36	3322541060396
		37	3322541060402
		38	3322541060419
		39	3322541060426
		40	3322541060433
		41	3322541060440
		42	3322541060457

CAMÉLÉA HV SANDALE

SANDALE DE CONFORT

LES ATOUTS

- Cuir doublé peau et textile adaptable.
- Adaptabilité : bride réglable.



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8312	Rouge	35	3322541055477
		36	3322541055484
		37	3322541055491
		38	3322541055507
		39	3322541055514
		40	3322541055521
		41	3322541055528
		42	3322541055535



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8313	Bleu	35	3322541055521
		36	3322541055538
		37	3322541055545
		38	3322541055552
		39	3322541055559
		40	3322541055566
		41	3322541055573
		42	3322541055580

CAMÉLÉA HV

SANDALE DE CONFORT

LES ATOUTS

- Bride réglable avec ouverture totale.
- Semelle intérieure souple.
- Cuir doublé peau.
- Matière extensible (avant-pied).



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8290	Noir	35	3322541050120
	Serpent	36	3322541050137
		37	3322541050144
		38	3322541050151
		39	3322541050168
		40	3322541050175
		41	3322541050182
		42	3322541050199

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8291	Bleu	35	3322541050205
	métallique	36	3322541050212
		37	3322541050229
		38	3322541050236
		39	3322541050243
		40	3322541050250
		41	3322541050267
		42	3322541050274

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8289	Taupe	35	3322541050281
	métallique	36	3322541050298
		37	3322541050304
		38	3322541050311
		39	3322541050328
		40	3322541050335
		41	3322541050342
		42	3322541050359

TVA: 20 %

CAMÉLÉA HV HAUTEUR

SANDALE DE CONFORT

LES ATOUTS

- Fermeture par bride auto-agrippante.
- Semelle intérieure souple.
- Cuir doublé peau.
- Hauteur du talon: 4,5 cm.



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8377	Blanc	35	3322541069870
		36	3322541069887
		37	3322541069894
		38	3322541069900
		39	3322541069917
		40	3322541069924
		41	3322541069931
		42	3322541069948



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8378	Noir	35	3322541069955
		36	3322541069962
		37	3322541069979
		38	3322541069986
		39	3322541069993
		40	3322541070000
		41	3322541070007
		42	3322541070014

CAMÉLÉA HV NU-PIEDS

SANDALE DE CONFORT

LES ATOUTS

- Fermeture et réglage par boucle arrière-pied.
- Zone doublée à l'avant-pied pour limiter les pressions et frottements.
- Semelle intérieure souple.



TVA: 20 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8379	Doré	35	3322541070036
		36	3322541070043
		37	3322541070050
		38	3322541070067
		39	3322541070074
		40	3322541070081
		41	3322541070098
		42	3322541070104

NOTES

194

195

INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE


LES ÂNÉS



196

LES ÂNÉS CHUT

Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire



EHPAD

EHPAD: Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants:

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied comme pied rhumatologique.

LES ATOUTS COMMUNS

- Facilement identifiable: étiquette de personnalisation (Nom, N° de chambre), marquage pointure et droite / gauche.
- Semelle intérieure amovible.



SPARTE

MODÈLE MIXTE • OUVERTURE TOTALE

ATOUT

- Avant et arrière-pied réglables par fermetures auto-agrippantes.



ÉTIQUETTE DE PERSONNALISATION



BRODERIE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8212	Noir	36	3322541026217
		37	3322541026224
		38	3322541026231
		39	3322541026248
		40	3322541026255
		41	3322541026262
		42	3322541026279

TVA: 5,5 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8213	Noir	43	3322541026286
		44	3322541026293
		45	3322541026309
		46	3322541026316
		47	3322541026323
		48	3322541026330

TVA: 5,5 %

OLYMPIE

MODÈLE MIXTE • MODÈLE LARGE

ATOUT

- Adaptation au cou-de-pied et avant-pied large par fermeture auto-agrippante.



ÉTIQUETTE DE PERSONNALISATION



BRODERIE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8208	Marine	36	3322541025937
		37	3322541025944
		38	3322541025951
		39	3322541025968
		40	3322541025975
		41	3322541025982
		42	3322541025999

TVA: 5,5 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8209	Marine	43	3322541026002
		44	3322541026019
		45	3322541026026
		46	3322541026033
		47	3322541026040
		48	3322541026057

TVA: 5,5 %

197

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO


- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

LES AÎNÉS CHUT

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire



EHPAD

EHPAD: Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

INDICATIONS COMMUNES

- Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants:
- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
 - Post-opératoire.
 - Lymphœdème.
 - Pansements.
 - Déformation du pied comme pied rhumatologique.

LES ATOUTS COMMUNS

- Broderie Pied-Pointure sur chaque chaussure.
- Avant-pied large et cou-de-pied réglable par fermetures auto-agrippantes.
- Semelle intérieure amovible.



BRODERIE

OLIVER

MODÈLE LARGE TEXTILE MIXTE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN		
8394	Noir	35	3322541071767		
		36	3322541071774		
		37	3322541071781		
		38	3322541071798		
		39	3322541071804		
		40	3322541071811		
		41	3322541071828		
		42	3322541071835		
		TVA: 5,5 %			7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8395	Noir	43	3322541072863
		44	3322541072870
		45	3322541072887
		46	3322541072894
		47	3322541072900
		48	3322541072917
TVA: 5,5 %			7145061

LÉVITHA



OUVERTURE TOTALE

MODÈLE FEMME • OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8303	Noir	35	3322541053022
		36	3322541053039
		37	3322541053046
		38	3322541053053
		39	3322541053060
		40	3322541053077
		41	3322541053084
		42	3322541053091
		TVA: 5,5 %	

THILIA

MODÈLE LARGE TEXTILE FEMME



Réf.	Coloris	Pointure	EAN		
8302	Noir	35	3322541052940		
		36	3322541052957		
		37	3322541052964		
		38	3322541052971		
		39	3322541052988		
		40	3322541052995		
		41	3322541053008		
		42	3322541053015		
		TVA: 5,5 %			7145061

RHODES



OUVERTURE TOTALE

MODÈLE LARGE TEXTILE MIXTE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8300	Gris	35	3322541052780
		36	3322541052797
		37	3322541052803
		38	3322541052810
		39	3322541052827
		40	3322541052834
		41	3322541052841
		42	3322541052858

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8301	Gris	43	3322541053350
		44	3322541053367
		45	3322541053374
		46	3322541053381
		47	3322541053398
		48	3322541053404
TVA: 5,5 %			7145061

SANTORIN

MODÈLE LARGE TEXTILE MIXTE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8298	Gris	35	3322541052544
		36	3322541052551
		37	3322541052568
		38	3322541052575
		39	3322541052582
		40	3322541052599
		41	3322541052605
		42	3322541052612

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8299	Gris	43	3322541053299
		44	3322541053305
		45	3322541053312
		46	3322541053329
		47	3322541053336
		48	3322541053343
TVA: 5,5 %			7145061



198

199

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

CHAUSSURES DOMICILE CHUT TEXTILE


Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

- Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :
- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
 - Post-opératoire.
 - Lymphœdème.
 - Pansements.
 - Déformation du pied comme pied rhumatologique.

LES ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large et cou-de-pied réglable par fermeture auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible.



ALEXANDRIE

MODÈLE LARGE TEXTILE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8206	Noir	35	3322541025845
		36	3322541025852
		37	3322541025869
		38	3322541025876
		39	3322541025883
		40	3322541025890
		41	3322541025906
		42	3322541025913

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8204	Bordeaux	35	3322541025760
		36	3322541025777
		37	3322541025784
		38	3322541025791
		39	3322541025807
		40	3322541025814
		41	3322541025821
		42	3322541025838

TVA: 5,5 %

7145061

DELPHES

MODÈLE LARGE TEXTILE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8214	Noir	36	3322541026354
		37	3322541026361
		38	3322541026378
		39	3322541026385
		40	3322541026392
		41	3322541026408
		42	3322541026415

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8215	Noir	43	3322541026422
		44	3322541026439
		45	3322541026446
		46	3322541026453
		47	3322541026460
		48	3322541026477

TVA: 5,5 %

7145061

KÉA

OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8261	Noir	35	3322541042606
		36	3322541042613
		37	3322541042620
		38	3322541042637
		39	3322541042644
		40	3322541042651
		41	3322541042668
		42	3322541042675

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8262	Bordeaux	35	3322541042682
		36	3322541042699
		37	3322541042705
		38	3322541042712
		39	3322541042729
		40	3322541042736
		41	3322541042743
		42	3322541042750

TVA: 5,5 %

7145061

ATHÈNES

OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8200	Beige	35	3322541025609
		36	3322541025616
		37	3322541025623
		38	3322541025630
		39	3322541025647
		40	3322541025654
		41	3322541025661
		42	3322541025678

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8202	Marine	35	3322541025685
		36	3322541025692
		37	3322541025708
		38	3322541025715
		39	3322541025722
		40	3322541025739
		41	3322541025746
		42	3322541025753

TVA: 5,5 %

7145061

CORINTHE

OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8210	Noir	36	3322541026071
		37	3322541026088
		38	3322541026095
		39	3322541026101
		40	3322541026118
		41	3322541026125
		42	3322541026132

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8211	Noir	43	3322541026149
		44	3322541026156
		45	3322541026163
		46	3322541026170
		47	3322541026187
		48	3322541026194

TVA: 5,5 %

7145061

TIVOLI

OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8337	Bleu	40	3322541060624
		41	3322541060631
		42	3322541060648
		43	3322541060655
		44	3322541060662
		45	3322541060679
		46	3322541060686
		47	3322541060693

TVA: 5,5 %

7145061

IKARIA

MODÈLE LARGE TEXTILE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8263	Marine	35	3322541042767
		36	3322541042774
		37	3322541042781
		38	3322541042798
		39	3322541042804
		40	3322541042811
		41	3322541042828
		42	3322541042835

TVA: 5,5 %

7145061

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8264	Bordeaux	35	3322541042842
		36	3322541042859
		37	3322541042866
		38	3322541042873
		39	3322541042880
		40	3322541042897
		41	3322541042903
		42	3322541042910

TVA: 5,5 %

7145061

200

201

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | | |
|-------------------|------------|
| Grille de tailles | Collection |
| Transparent | BB |
| Semi-transparent | |
| Opaque | |

Legger®

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME |
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME |
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME |
| Les plus T-FIBRE | |

Actys®

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 |
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3 |
| CLASSE 1 | ATH Mixte |

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRAIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

FOGGIA | P.204

202

CHAUSSURES FERMÉES CHUT CUIR

Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

LES ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large (matière extensible sauf pour le modèle Corfou).
- Semelle intérieure amovible.



Les modèles Milo, Anafi, Égine, sont compatibles avec une déformation de type Hallux Valgus.

CORFOU

MODÈLE TOUT CUIR



ATOUT

- Semelle de remplacement à mémoire de forme : référence 8251 (Femme), 8250 (Homme)



TVA: 5,5 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8201	Noir	35	3322541032553
		36	3322541032560
		37	3322541032577
		38	3322541032584
		39	3322541032591
		40	3322541032607
		41	3322541032614
		42	3322541032621
			7145061



TVA: 5,5 %


Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8203	Noir	39	3322541032638
		40	3322541032645
		41	3322541032652
		42	3322541032669
		43	3322541032676
		44	3322541032683
		45	3322541032690
		46	3322541032706
			7145061

MILO

MODÈLE EXTENSIBLE



AVANT-PIED ÉLASTIQUE DÉFORMABLE



ATOUT

- Semelle de remplacement à mémoire de forme : référence 8251 (Femme), 8250 (Homme)



TVA: 5,5 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8241	Noir	35	3322541038548
		36	3322541038555
		37	3322541038562
		38	3322541038579
		39	3322541038586
		40	3322541038593
		41	3322541038609
		42	3322541038616
			7145061



TVA: 5,5 %


Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8242	Noir	39	3322541038623
		40	3322541038630
		41	3322541038647
		42	3322541038654
		43	3322541038661
		44	3322541038678
		45	3322541038685
		46	3322541038692
			7145061

ÉGINE

MODÈLE EXTENSIBLE



AVANT-PIED ÉLASTIQUE DÉFORMABLE



TVA: 5,5 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8274	Noir	35	3322541045638
		36	3322541045645
		37	3322541045652
		38	3322541045669
		39	3322541045676
		40	3322541045683
		41	3322541045690
		42	3322541045706
			7145061

ANAFI

MODÈLE EXTENSIBLE



AVANT-PIED ÉLASTIQUE DÉFORMABLE



TVA: 5,5 %

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8272	Bleu	35	3322541045478
		36	3322541045485
		37	3322541045492
		38	3322541045508
		39	3322541045515
		40	3322541045522
		41	3322541045539
		42	3322541045546
			7145061

203

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

SOIN DU PIED DÉFORMÉ - CHUT CUIR HIVER

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire


INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied, pied rhumatologique.

ATOUT COMMUN

- Adaptabilité : semelle intérieure amovible pour insertion semelle orthopédique.



AVANT-PIED ÉLASTIQUE DÉFORMABLE

SEMELLE ORTHOPÉDIQUE

FOGGIA

CHAUSSURE FERMÉE

LES ATOUTS

- Confort : aisance du pied grande largeur .
- Facilité d'enfilage : fermeture par lacet, grande ouverture.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8371	Noir	35	3322541070111
		36	3322541070128
		37	3322541070135
		38	3322541070142
		39	3322541070159
		40	3322541070166
		41	3322541070173
		42	3322541070180

TVA : 5,5%



PISA



CHAUSSURE FERMÉE

LES ATOUTS

- Soufflet latéral, adaptabilité aux différentes circonférences de cheville.
- Confort : aisance du pied grande largeur, maintien de la cheville.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8372	Noir	35	3322541069559
		36	3322541069566
		37	3322541069573
		38	3322541069580
		39	3322541069597
		40	3322541069603
		41	3322541069610
		42	3322541069627

TVA : 5,5%



OLBIA



CHAUSSURE FERMÉE

LES ATOUTS

- Confort : aisance du pied grande largeur, convient pour les pieds fins.
- Facilité d'enfilage : fermeture par scratch, grande ouverture.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8374	Taupe	35	3322541069719
		36	3322541069726
		37	3322541069733
		38	3322541069740
		39	3322541069757
		40	3322541069764
		41	3322541069771
42	3322541069788		
			7145061

TVA : 5,5%

CHAUSSURES HIVER CHUT CUIR

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

NOUVEAUTÉS AUTOMNE HIVER 2023

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphœdème.
- Pansements.
- Déformation du pied, pied rhumatologique.

LES ATOUTS COMMUNS

- Adaptabilité.
- Semelle intérieure amovible.
- Confort : aisance du pied grande largeur.



COU-DE-PIED & AVANT-PIED LARGES

SEMELLE ORTHOPÉDIQUE

SEMELLE AMOVIBLE

THERA

CHAUSSURE FERMÉE

LES ATOUTS

- Aisance du pied grande largeur.
- Fermeture par zip.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8404	Blanc/léopard	35	3322541075321
		36	3322541075338
		37	3322541075345
		38	3322541075352
		39	3322541075369
		40	3322541075376
		41	3322541075383
		42	3322541075390

TVA : 5,5%

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8403	Noir	35	3322541075246
		36	3322541075253
		37	3322541075260
		38	3322541075277
		39	3322541075284
		40	3322541075291
		41	3322541075307
		42	3322541075314

TVA : 5,5%

EVIA

CHAUSSURE FERMÉE

ATOUT

- Fermeture par scratch.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8408	Doré	35	3322541075482
		36	3322541075499
		37	3322541075505
		38	3322541075512
		39	3322541075529
		40	3322541075536
		41	3322541075543
		42	3322541075550

TVA : 5,5%

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8407	Noir	35	3322541075406
		36	3322541075413
		37	3322541075420
		38	3322541075437
		39	3322541075444
		40	3322541075451
		41	3322541075468
		42	3322541075475

TVA : 5,5%

SERIFOS

CHAUSSURE FERMÉE

ATOUT

- Fermeture par scratch.

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8409	Bleu	35	3322541075567
		36	3322541075574
		37	3322541075581
		38	3322541075598
		39	3322541075604
		40	3322541075611
		41	3322541075628
		42	3322541075635

TVA : 5,5%

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8410	Bordeaux	35	3322541075642
		36	3322541075659
		37	3322541075666
		38	3322541075673
		39	3322541075680
		40	3322541075697
		41	3322541075703
		42	3322541075710

TVA : 5,5%

204

205

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | | |
|-------------------|------------|
| Grille de tailles | Collection |
| Transparent | BB |
| Semi-transparent | |
| Opaque | |

Legger®

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME |
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME |
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME |
| Les plus T-FIBRE | |

Actys®

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 |
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3 |
| CLASSE 1 | ATH Mixte |

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRAIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

CHAUSSURES FERMÉES CONFORT

CHAUSSURES DE CONFORT AUTOMNE-HIVER

TOUT EN SOUPLESSE

Parce que vos pieds ont besoin de douceur et de flexibilité, Gibaud a imaginé des modèles aux matières nobles et souples.

Conçues pour accompagner vos mouvements, nos semelles sont étonnamment légères : oubliez le poids du quotidien, offrez du bien-être à vos pieds.



FORLI

MOCASSIN POUR HOMME



*jusqu'à épuisement du stock

LES ATOUTS

- Confort et souplesse : semelle intérieure à mémoire de forme et semelle externe grande flexibilité.
- Adaptabilité : facile à enfiler au niveau du cou-de-pied (soufflet élastique).

Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8322	Camel	39	3322541056276
		40	3322541056283
		41	3322541056290
		42	3322541056306
		43	3322541056313
		44	3322541056320
		45	3322541056337
		46	3322541056344

TVA : 20 %

CERVIA FLEX

MOCASSIN DE CONFORT FLEXIBLE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8366	Bordeaux	35	3322541066732
		36	3322541066749
		37	3322541066756
		38	3322541066763
		39	3322541066770
		40	3322541066787
		41	3322541066794
		42	3322541066800

LES ATOUTS

- Qualité cuir supérieure.
- Largeur confortable.

TVA : 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8365	Noir	35	3322541066657
		36	3322541066664
		37	3322541066671
		38	3322541066688
		39	3322541066695
		40	3322541066701
		41	3322541066718
		42	3322541066725

TVA : 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8367	Beige	35	3322541066817
		36	3322541066824
		37	3322541066831
		38	3322541066848
		39	3322541066855
		40	3322541066862
		41	3322541066879
		42	3322541066886

TVA : 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8368	Bleu	35	3322541066909
		36	3322541066893
		37	3322541066916
		38	3322541066923
		39	3322541066930
		40	3322541066947
		41	3322541066954
		42	3322541066961

TVA : 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8376	Beige serpent	35	3322541070197
		36	3322541070203
		37	3322541070210
		38	3322541070227
		39	3322541070234
		40	3322541070241
		41	3322541070258
		42	3322541070265

TVA : 20 %

206

CHAUSSURES ÉTÉ CHUT CUIR

Chaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

LES ATOUTS COMMUNS

- Aisance du pied grande largeur.
- Fermeture 3 points : avant-pied, arrière-pied et cou-de-pied.



PALERME

OUVERTURE TOTALE

ATOUT

- Extérieur cuir et intérieur textile.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8369	Marron	39	3322541070753
		40	3322541070760
		41	3322541070777
		42	3322541070784
		43	3322541070791
		44	3322541070807
		45	3322541070814
		46	3322541070821

TVA : 5,5 %



BARI

OUVERTURE TOTALE

LES ATOUTS

- Semelle intérieure amovible pour insertion semelle orthopédique.
- Tout cuir.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8370	Noir	39	3322541070838
		40	3322541070845
		41	3322541070852
		42	3322541070869
		43	3322541070876
		44	3322541070883
		45	3322541070890
		46	3322541070906

TVA : 5,5 %

LES ATOUTS COMMUNS

- Avant-pied large.
- Semelle intérieure amovible.



SPEZIA

OUVERTURE TOTALE

LES ATOUTS

- Slim convient aux pieds étroits.
- Pied talon renforcé.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8375	Rouge	35	3322541069795
		36	3322541069801
		37	3322541069818
		38	3322541069825
		39	3322541069832
		40	3322541069849
		41	3322541069856
		42	3322541069863

TVA : 5,5 %



Le modèle Spezia est compatible avec une déformation de type Hallux Valgus.



BIELLA

SANDALE

ATOUT

- Fermeture 3 points : avant-pied, cou-de-pied et arrière-pied.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8373	Doré	35	3322541069634
		36	3322541069641
		37	3322541069658
		38	3322541069665
		39	3322541069672
		40	3322541069689
		41	3322541069696
		42	3322541069702

TVA : 5,5 %



207

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

CHAUSSURES ÉTÉ CHUT CUIR

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou oedème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphoedème.
- Pansements.
- Déformation du pied comme Hallux Valgus*, pied rhumatologique.



* Les modèles Spezia, Pétilla et Trani sont compatibles avec une déformation de type Hallux Valgus.



ATOUT COMMUN

- Avant-pied large (matière extensible sauf pour modèles Matéra et Padou).

LES ATOUTS DES MATÉRA / PÉTILLA

- Adaptabilité : ouverture totale.
- Semelle intérieure amovible.
- Confort : aisance du pied grande largeur.
- Caractéristiques :
 - pied talon renforcé.
 - fermeture 2 points : avant et cou-de-pied.

TRANI



OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8356	Noir	35	3322541065247
		36	3322541065254
		37	3322541065261
		38	3322541065278
		39	3322541065285
		40	3322541065292
		41	3322541065308
		42	3322541065315

TVA: 5,5 % 7145061

MATÉRA

OUVERTURE TOTALE



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8336	Beige	35	3322541060549
		36	3322541060556
		37	3322541060563
		38	3322541060570
		39	3322541060587
		40	3322541060594
		41	3322541060600
		42	3322541060617

TVA: 5,5 % 7145061

PÉTILLA

OUVERTURE TOTALE




Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8335	Doré	35	3322541060464
		36	3322541060471
		37	3322541060488
		38	3322541060495
		39	3322541060501
		40	3322541060518
		41	3322541060525
		42	3322541060532

TVA: 5,5 % 7145061

BISENTINA

DISPONIBLE EN AVRIL 2024

MODÈLE SANDALE FEMME



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8420	Rouge	35	3322541077547
		36	3322541077554
		37	3322541077561
		38	3322541077578
		39	3322541077585
		40	3322541077592
		41	3322541077608
		42	3322541077615

TVA: 5,5% 7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8421	Beige	35	3322541077622
		36	3322541077639
		37	3322541077646
		38	3322541077653
		39	3322541077660
		40	3322541077677
		41	3322541077684
		42	3322541077691

TVA: 5,5% 7145061

208

CHAUSSURES ÉTÉ CHUT CUIR

CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire


INDICATIONS COMMUNES

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :

- Inflammation ou oedème avec risque de troubles trophiques.
- Post-opératoire.
- Lymphoedème.
- Pansements.
- Déformation du pied, pied rhumatologique.

LES ATOUTS COMMUNS DES BERGAME / GELA / MARESCA

- Adaptabilité : ouverture totale.
- Semelle intérieure amovible.
- Confort : aisance du pied grande largeur.



BERGAME

OUVERTURE TOTALE CUIR



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8396	Noir	35	3322541074386
		36	3322541074393
		37	3322541074409
		38	3322541074416
		39	3322541074423
		40	3322541074430
		41	3322541074447
		42	3322541074454

TVA: 5,5 % 7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8397	Blanc	35	3322541074461
		36	3322541074478
		37	3322541074485
		38	3322541074492
		39	3322541074508
		40	3322541074515
		41	3322541074522
		42	3322541074539

TVA: 5,5 % 7145061

LES ATOUTS

- Avant-pied large.
- Fermeture 2 points : avant-pied et cou-de-pied.

GELA

OUVERTURE TOTALE CUIR

ATOUT

- Fermeture 3 points avant- pied, cou-de-pied et arrière-pied.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8398	Havane	35	3322541074546
		36	3322541074553
		37	3322541074560
		38	3322541074577
		39	3322541074584
		40	3322541074591
		41	3322541074607
		42	3322541074614

TVA: 5,5 % 7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8399	Rose	35	3322541074621
		36	3322541074638
		37	3322541074645
		38	3322541074652
		39	3322541074669
		40	3322541074676
		41	3322541074683
		42	3322541074690

TVA: 5,5 % 7145061

MARESCA

OUVERTURE TOTALE CUIR

ATOUT

- Fermeture 2 points : avant-pied et arrière-pied.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8400	Terra-cota	35	3322541074782
		36	3322541074799
		37	3322541074805
		38	3322541074812
		39	3322541074829
		40	3322541074836
		41	3322541074843
		42	3322541074850

TVA: 5,5 % 7145061



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8402	Bleu océan	35	3322541074867
		36	3322541074874
		37	3322541074881
		38	3322541074888
		39	3322541074895
		40	3322541074902
		41	3322541074909
		42	3322541074916

TVA: 5,5 % 7145061

209

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque

Collection

BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE

CLASSE 2 / FEMME

CLASSE 2 / HOMME

CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRAIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

CHAUSSURES ÉTÉ CONFORT

CHAUSSURES DE CONFORT POUR FEMME

LES ATOUTS COMMUNS

- Adaptabilité : Bride(s) réglable(s).
- Qualité : 100 % cuir.

RIVIERA


DISPONIBLE EN AVRIL 2024



TONG DE CONFORT POUR FEMME

LES ATOUTS

- Qualité cuir.
- Bride(s) réglable(s).
- Semelle confortable souple.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8419	Blanc	35	3322541076809
		36	3322541076816
		37	3322541076823
		38	3322541076830
		39	3322541076847
		40	3322541076854
		41	3322541076861
		42	3322541076878

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8237	Bronze	35	3322541032874
		36	3322541032881
		37	3322541032898
		38	3322541032904
		39	3322541032911
		40	3322541032928
		41	3322541032935
		42	3322541032942

TVA: 20 %




Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8418	Marron	35	3322541076724
		36	3322541076731
		37	3322541076748
		38	3322541076755
		39	3322541076762
		40	3322541076779
		41	3322541076786
		42	3322541076793

TVA: 20 %

SANDALE CONFORT POUR FEMME

LES ATOUTS

- Qualité cuir.
- Bride(s) réglable(s).
- Semelle confortable souple.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8416	Blanc	35	3322541076564
		36	3322541076571
		37	3322541076588
		38	3322541076595
		39	3322541076601
		40	3322541076618
		41	3322541076625
		42	3322541076632

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8417	Bronze	35	3322541076649
		36	3322541076656
		37	3322541076663
		38	3322541076670
		39	3322541076687
		40	3322541076694
		41	3322541076700
		42	3322541076717

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8415	Marron	35	3322541076489
		36	3322541076496
		37	3322541076502
		38	3322541076519
		39	3322541076526
		40	3322541076533
		41	3322541076540
		42	3322541076557

TVA: 20 %



RIVIERA


DISPONIBLE EN AVRIL 2024



SANDALE CONFORT POUR HOMME

LES ATOUTS

- Qualité cuir.
- Bride(s) réglable(s).
- Semelle confortable souple.



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8422	Kaki	39	3322541076885
		40	3322541076892
		41	3322541076908
		42	3322541076915
		43	3322541076922
		44	3322541076939
		45	3322541076946
		46	3322541076953

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8423	Marron	39	3322541076960
		40	3322541076977
		41	3322541076984
		42	3322541076991
		43	3322541077004
		44	3322541077011
		45	3322541077028
		46	3322541077035

TVA: 20 %


TROPÉA

MODÈLE TONG FEMME

LES ATOUTS

- Double réglage (cou-de-pied et entre-doigt de pied).
- Semelle intérieure souple.

Boucle réglable



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8259	Beige	35	3322541042200
		36	3322541042217
		37	3322541042224
		38	3322541042231
		39	3322541042248
		40	3322541042255
		41	3322541042262
		42	3322541042279

TVA: 20 %



Réf.	Coloris	Pointure	EAN
8260	Bleu	35	3322541042286
		36	3322541042293
		37	3322541042309
		38	3322541042316
		39	3322541042323
		40	3322541042330
		41	3322541042347
		42	3322541042354

TVA: 20 %

— NOTES —

210

211

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

Nous proposons des chaussures pour prendre en charge les patients en phase post-opératoire, suite à des traumatismes ou des lésions de l'avant ou de l'arrière-pied, à des atteintes inflammatoires, douloureuses ou œdémateuses, ulcères plantaires...

POST-OPÉRATOIRE



CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED LONGUE | P.213

212

POST-OPÉRATOIRE CHUT À DÉCHARGE


CHaussures thérapeutiques de série à Usage Temporaire

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED COURTE

MODÈLE MIXTE



Réf.	Taille	Pointure	EAN
8269	1	35 - 38	3322541043979
	2	39 - 42	3322541043986
	3	43 - 46	3322541043993
TVA : 5,5 %		LPPR	7145090



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.

LES ATOUTS


- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

CHUT À DÉCHARGE AVANT-PIED LONGUE

MODÈLE MIXTE



Réf.	Taille	Pointure	EAN
8270	1	35 - 36	3322541044006
	2	37 - 38	3322541044013
	3	39 - 40	3322541044020
	4	41 - 42	3322541044037
	5	43 - 44	3322541044044
	6	45 - 46	3322541044051
	7	47 - 48	3322541044068
TVA : 5,5 %		LPPR	7145090



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.
- Syndrome algoneurodystrophique.
- Crise de goutte.

LES ATOUTS


- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par bande auto-agrippante.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

CHUT À DÉCHARGE DU TALON

MODÈLE MIXTE



Réf.	Taille	Pointure	EAN
8271	1	35 - 36 - 37	3322541044075
	2	38 - 39 - 40	3322541044082
	3	41 - 42 - 43	3322541044099
	4	44 - 45 - 46	3322541044105
TVA : 5,5 %		LPPR	7145121



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'arrière-pied, notamment dans les cas suivants :

- Fracture ou fissures du calcanéum.
- Blessures ou ulcères du talon.
- Bursite rétrocalcanéenne.

LES ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

213



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉRATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE


TALONNETTES

214

TALONNETTE ÉVOLUTION



SURÉLÉVATION TALON



Conçu et fabriqué en France

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une surélévation du talon, notamment dans les cas suivants :

- Réadaptation post-chirurgie du tendon d'Achille.
- Réadaptation du tendon d'Achille lors d'un traitement non chirurgical.

LES ATOUTS

- Zone d'appui permettant un meilleur placement du talon.
- Trois couches amovibles de 9 mm de hauteur chacune.
- Facilement utilisable dans une chaussure de ville haute.

Réf.	Coloris	Haut.	Taille	Pointure	EAN
6392	Tricolore	9 x 3 = 27 mm	1	34 - 38	3322544357363
			2	39 - 42	3322544356656
			3	43 - 48	3322544357370

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

TALONNETTES



SURÉLÉVATION TALON



Conçu et fabriqué en France

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une surélévation du talon, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie d'Achille.
- Douleurs au talon.
- Épine calcanéenne.

ATOUT

- Zone d'appui permettant un meilleur placement du talon.

Réf.	Coloris	Haut.	Taille	Pointure	EAN
6369	Bleu	8 mm	1	34 - 38	3322547076087
		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094
		8,5 mm	3	43 - 48	3322547076100

TVA : 20 %
Ce produit bénéficie de la remise commerciale "gamme conseil".

— NOTES —

215

INNOTHERA ACADEMY

NOUS CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles | Collection
| Transparent | BB
| Semi-transparent
| Opaque

Legger®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2 / FEMME
| Les plus TECH | CLASSE 2 / HOMME
| Les plus COTON | CLASSE 3 / HOMME
| Les plus T-FIBRE

Actys®

| Gamme et prise de mesures | CLASSE 2
| Quel produit pour quel stade ? | CLASSE 3
| CLASSE 1 | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

SUR-MESURE



SEMELLES ORTHOPÉDIQUES = ORTHÈSES PLANTAIRES



Équipe Podologie Gibaud

Au service des professionnels de santé depuis plus de 25 ans, l'équipe Podologie Gibaud vous accompagne pour trouver l'orthèse adaptée à chacun de vos patients.

Une orthopédiste-orthésiste et une podo-orthésiste, vous écoutent pour vous conseiller, vous guider dans l'examen podologique et concevoir les solutions orthétiques adaptées.

C'est un dispositif médical « sur-mesure » avec un **objectif thérapeutique** :

Pour les affections pouvant bénéficier de l'utilisation de semelles sur-mesure, notamment dans les cas suivants :

- déséquilibre statique ou dynamique de l'appui du ou des membre(s) inférieur(s) ;
- anomalies morphologiques du pied ;
- appuis douloureux du pied ou des membres inférieurs ;
- troubles trophiques ou vasculo-nerveux du pied.

Les matériaux de recouvrement utilisés sont **anallergiques**

Les cuirs et mousses de recouvrement sont spécifiquement étudiés pour cette application.

Exemples de réalisation :



Vue de dessous

Revêtements

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE

216



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection
- | BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

ORTHÈSES SUR-MESURE

MATÉRIEL



Réf.	Article	Désignation	EAN
9147	Bloc de fiches d'empreintes		3322548891474
9125	Jeu de gabarits	du 21 au 46	3322548891252
9151	Boîte empreinte		3322549151041

TVA : 20 %

ORTHÈSES PLANTAIRES

Réf.	Article	Désignation
SS	Standard, pointures du 20 au 46	Base vachette grainée résistante, renfort postérieur, recouvrement cuir, éléments façonnés et adaptés à la pathologie individuelle.
SI	Imputrescible, pointures du 20 au 46	Base collet naturel imputrescible idéal pour personne à forte sudation, recouvrement cuir.

Nos recouvrements : cuir, synthétiques, évazotes (EVA).

ORTHÈSES PLANTAIRES SEMI-THERMOFORMÉES

UNISEXE - TOUT ÂGE

ACTIVITÉ PHYSIQUE

	Pointures du 36 au 41	Pointures du 32 au 48
Femme		
Homme		

Mousse thermoformée

Les qualités mécaniques d'amortissement et de répartition des pressions sont plus particulièrement indiquées pour l'appareillage dans les chaussures de sport, la gériatrie ou le grand confort.

ORTHÈSES PLANTAIRES AMOVIBLES CHAUSSURES GIBAUD



ORTHÈSES PLANTAIRES



SEMELLE LELIÈVRE



SEMELLE MONOBLOC



SEMELLES THERMOFORMÉES

NOS FABRICATIONS SONT RÉALISÉES DE FAÇON ARTISANALE PAR DES PROFESSIONNELS DE L'ORTHÈSE PLANTAIRE.

Vous pouvez vous faire aider à tout moment de votre démarche d'appareillage en contactant nos professionnels :

- Par téléphone : **04 77 91 30 39** (N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. Vous serez systématiquement rappelé)
- Par mail : **surmesure@innothera.com** ou par fax : **04 77 79 63 66**

GIBAUD, 73 rue de la Tour - B.P.78 - 42002 Saint-Étienne cedex 1

217

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO


- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

1 REMPLIR LA FICHE D'ANALYSE PODOLOGIQUE (disponible sur demande)

- Noter le code client GIBAUD.
 Cette fiche réalise l'examen podologique du patient. Elle précise :
- L'objectif thérapeutique : c'est-à-dire pourquoi le patient a consulté.
 - Le libellé de la prescription médicale.
 - Les antécédents du patient : traumatisme, artérite, diabète, ancienne ulcération...
 - L'éventuelle inégalité des membres inférieurs à corriger, sur prescription.
 - Le poids, l'âge, la pointure et le gabarit (forme GIBAUD) des chaussures qui recevront les orthèses.
 - Les empreintes du patient réalisées sur un podographe.
 - Le plan d'appareillage demandé.



2 ENVOYER LA FICHE D'ANALYSE AU DÉPARTEMENT PODOLOGIE

- Toute commande d'orthèses plantaires doit faire l'objet d'une confirmation par courrier ou par fax : **04 77 79 63 66** ou par mail **surmesure@innothera.com**
- Une assistance technique vous est proposée par téléphone au : **04 77 91 30 39**
- GIBAUD, 73 rue de la Tour - B.P.78 - 42002 Saint-Étienne cedex 1

3 POSSIBILITÉS DE FABRICATION D'ORTHÈSES

A Fabrication d'orthèses fines destinées à être placées dans des chaussures de ville :

Fabrication d'orthèses traditionnelles réalisées sur des bases les plus fines possible, de façon à occuper le moins de place possible dans les chaussures.

B Fabrication d'orthèses adaptées aux chaussures Gibaud

Comment procéder :

- A/ Effectuer et valider le choix du modèle et de la pointure par un essayage.
- B/ Effectuer l'examen podologique complet.
- C/ Joindre à l'examen les informations sur la pointure et le(s) modèle(s) choisi(s).
- D/ Lors de la réception des orthèses : enlever la semelle intérieure du modèle de chaussure choisi. **1**
- E/ Positionner les orthèses plantaires à la place des semelles de série pour procéder à la phase d'essayage. **2**



C Fabrication d'orthèses destinées à être placées dans des chaussures spacieuses : de sport, de travail, de randonnée, etc.

Fabrication d'orthèses réalisées sur des bases en mousses thermoformables dont l'épaisseur crée un coussin plantaire, mais dont l'épaisseur peut poser des problèmes de mise en place dans les chaussures de ville.



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES



GIBAUD
 SERVICE PODOLOGIE

73, rue de la tour - B.P. 78 - 42002 S'Étienne CEDEX 1
 Tél. 04 77 91 30 39 - Fax 04 77 79 63 66

surmesure@innothera.com

N° CLIENT :

TAMPON + COORDONNÉES PHARMACIE

ÂGE	TAILLE	POIDS	POINTURE	GABARIT GIBAUD®		
				ENFANT	HOMME	FEMME

Le gabarit est la forme intérieure de la chaussure à appareiller; s'il a des dimensions particulières vous devez l'expédier par courrier.

MOTIF DE LA CONSULTATION

Douleur :
 Origine :
 Localisation :
 Fréquence :

Déformation :

Antécédents :

Autre :

Diabète : Oui Non
 Problème circulatoire : Oui Non
 Allergie : Oui Non
 Pied artériel : Oui Non
 Ulcères : Oui Non
 Troubles trophiques :
 Autre :

OBSERVATION DE LA MARCHÉ


Activité professionnelle :

Sport(s) pratiqué(s) :


Arthrodèse : Oui Non

Opération pied : Gauche Droit

Opération hanche : Gauche Droit



GAUCHE DROITE



TYPE DE SEMELLE :

- Semi-thermoformé
- Base cuir

RECOUVREMENT :

- Cuir
- EVA
- Synthétique (Skai)

AVERTISSEMENT

L'APPLICATEUR EST SEUL RESPONSABLE DU RESPECT DE L'OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE
 Un ou plusieurs essayages sont nécessaires. L.P.P.R.: Titre II - Chapitre 1 Orthèses

Tous les renseignements suivants sont obligatoire pour une bonne réalisation des orthèses plantaires


DATE / / ANALYSE PODOLOGIQUE DE :

3 PREMIÈRES LETTRES DU NOM	PRESCRIPTEUR
PRÉNOM	LIBELLÉ DE LA PRESCRIPTION

EXAMEN DES CHAUSSURES

Déformations, usures :

Types de chaussures utilisées avec les orthèses :



- Spacieuses
- Ajustées
- Modèle ou référence Gibaud®
- Hallux Valgus
- Mycose
- Corne
- Rougeur
- Verrue
- Transpiration

INÉGALITÉS DES MEMBRES INFÉRIEURS
 Indiquez le côté et la valeur en mm de la correction :

GAUCHE	DROIT

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE

NOUVEAUTÉ

SMARTLEG®



Faites découvrir à vos patientes l'expérience Smartleg® en format mi-bas et bas

le Mi-Bas
SMARTLEG®

le Bas
SMARTLEG®



Semi-Transparent



&



Correspondance Coloris

Noir
Mystérieuse

Gris Foncé
Secrète / Ardoise

Bleu Foncé
Impériale / Saphir

Beige Doré
Lumineuse / Ambré

Beige Rosé
Naturelle / Poudré

PIEDS
OUVERTS
DE SÉRIE

PIEDS
OUVERTS
DE SÉRIE

Transparent



&



Noir
Irrésistible

Beige Doré Clair
Délicate
Nuance N°1

Beige Rosé Clair
Radiieuse Soft
Nuance N°3 Soft

Beige Doré Moyen
Délicate intense
Nuance N°1 Intense

Beige Rosé Moyen
Radiieuse
Nuance N°3

Beige Doré Foncé
Ravissante
Nuance N°2

Beige Rosé Foncé
Rayonnante
Nuance N°4

PIEDS
OUVERTS
DE SÉRIE

PIEDS
OUVERTS
DE SÉRIE

Beige Rosé Très Foncé
Fabuleuse
Nuance N°5

Les produits de la marque Smartleg® sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance/ réaction allergique au produit. Marquage CE. Dispositifs médicaux de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur les étuis spécifiques. Octobre 2023 - WRC2310053. Fabricant : Laboratoires INNOTHERA. LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée RCS de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

MÉMO

- À partir du 2 Janvier 2024, les produits mi-bas et bas Varisma® Douceur et Varisma® Nuances changent d'appellation pour rejoindre la marque SMARTLEG®

- Il n'y a aucune évolution structurelle sur les produits.

- Les noms commerciaux changent, nous avons donc une obligation réglementaire de changer les codes GS1. Ces nouveaux codes GS1 seront disponibles dans le catalogue de références 2024.

- Pour plus de simplicité, l'offre coloris s'aligne sur celle de Smartleg® quel que soit le format.

- Les produits sous l'appellation Varisma® Douceur et Varisma® Nuances seront disponibles à la commande jusqu'à épuisement des stocks. À l'épuisement de stock pour une référence celle-ci sera automatiquement remplacée par le produit sous l'appellation Smartleg® équivalent.

N'hésitez pas à contacter votre délégué commercial ou le centre d'appels pour toutes questions.

Une marque des laboratoires



INNOTHERA
ACADEMY

NOUS
CONTACTER

SMARTLEG®

| Grille de tailles
| Transparent
| Semi-transparent
| Opaque

| Collection
| BB

Legger®

| Gamme et prise de mesures
| Les plus TECH
| Les plus COTON
| Les plus T-FIBRE

| CLASSE 2 / FEMME
| CLASSE 2 / HOMME
| CLASSE 3 / HOMME

Actys®

| Gamme et prise de mesures
| Quel produit pour quel stade ?
| CLASSE 1

| CLASSE 2
| CLASSE 3
| ATH Mixte

AIDE
COMPRESSION

INFOS
PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

| COU • ÉPAULE
| DOS • ABDOMEN • THORAX
| MAIN • COUDE
| ORFIT
| GENOU

CHEVILLE • PIED

| GAMME 3D
| JUNIOR
| THERMOTHÉRAPIE
| SUR-MESURE

PODO

| ARBRE DÉCISIONNEL
| HALLUX VALGUS
| CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

| POST-OPÉATOIRE
| TALONNETTES
| SUR-MESURE

Legger®

CHIC HOMME

casual HOMME

casual FEMME

SPORTSWEAR HOMME

LIGNE TECH
FIBRE TECHNIQUE



LIGNE COTON
FIBRE COTON



LIGNE T-FIBRE
FIBRE TENCEL



Legger® est un produit de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqué dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le **marquage CE**. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étui. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2023 - WRC2306030 - Fabricant : Laboratoires Innothéra. LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.



SMARTLEG®

- | Grille de tailles
- | Transparent
- | Semi-transparent
- | Opaque
- | Collection BB

Legger®

- | Gamme et prise de mesures
- | Les plus TECH
- | Les plus COTON
- | Les plus T-FIBRE
- | CLASSE 2 / FEMME
- | CLASSE 2 / HOMME
- | CLASSE 3 / HOMME

Actys®

- | Gamme et prise de mesures
- | Quel produit pour quel stade ?
- | CLASSE 1
- | CLASSE 2
- | CLASSE 3
- | ATH Mixte

AIDE COMPRESSION

INFOS PRATIQUES

GIBAUD

ORTHO

- | COU • ÉPAULE
- | DOS • ABDOMEN • THORAX
- | MAIN • COUDE
- | ORFIT
- | GENOU

CHEVILLE • PIED

- | GAMME 3D
- | JUNIOR
- | THERMOTHÉRAPIE
- | SUR-MESURE

PODO

- | ARBRE DÉCISIONNEL
- | HALLUX VALGUS
- | CHAUSSURES INTÉRIEURES

CHAUSSURES EXTÉRIEURES

- | POST-OPÉATOIRE
- | TALONNETTES
- | SUR-MESURE