



*Veinax*

CATALOGUE  
**COMPRESSION**  
VEINEUSE

Une gamme d'**AIRCAST**<sup>®</sup>





Votre N° client : \_\_\_\_\_

Contact : \_\_\_\_\_

Tél. : | | | | | | | | | |



## SERVICE CLIENTS

- Notre service clients est à votre disposition :
  - › Du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00 sans interruption.
  - › Le vendredi de 08h30 à 17h00 sans interruption.



## COMMENT PASSER VOS COMMANDES ?

- Par téléphone : 05 59 52 86 90.
- Par télécopie : 05 59 52 86 91.
- Par E-mail : [sce.cial@djoglobal.com](mailto:sce.cial@djoglobal.com)
- Par Pharma ML : contacter notre Service Clients pour plus de renseignements.
- Service Drom-Com : 05 40 39 60 67.



## PROCÉDURES DE COMMANDE

- Numéro de compte : merci de vous munir de votre code client à chaque commande.
- Produits : veuillez nous indiquer le code article ou le code ACL/GTIN ainsi que la quantité du produit souhaité.



## EXPÉDITIONS & LIVRAISONS

	COMMANDE STANDARDS (TÉLÉPHONE - FAX - MAIL)	COMMANDE PHARMA ML
Délai d'expédition	Expédition le jour-même si commande avant 14h <b>13h le vendredi</b>	Expédition le jour-même si commande avant 13h <b>12h le vendredi</b>
Délai de livraison	24h	24h
Minimum de commande	10 € <sup>HT</sup>	10 € <sup>HT</sup>
<b>Livraison le samedi matin</b>	Gratuite sur demande*	Non applicable

\* À préciser lors de la commande, sous réserve que la commune soit livrable.



## GARANTIE

- Nos produits sont dotés en général d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat (date de la facture faisant foi), contre tous défauts de matériaux et de fabrication. La durée de garantie dépend du produit.
- Veuillez contacter le Service Réclamations pour de plus amples renseignements.



## RETOURS ET ÉCHANGES

- Vous souhaitez effectuer un retour ou l'échange d'un produit, contacter notre Service Réclamations pour obtenir un bon de retour.
- Le produit retourné doit être neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine.

**Sans respect de ces 2 conditions, aucun avoir ne pourra être effectué.**



## FORMATIONS

- Pour une formation produits, veuillez contacter votre Délégué Commercial.
- Accédez à nos vidéos de mise en place produits.



## FACTURES


- Faites un geste pour la planète, optez pour la dématérialisation de vos factures. Vous pouvez accéder à l'ensemble de vos factures dématérialisées, en allant sur notre site [djoglobal.fr](http://djoglobal.fr) : « Vos factures ».



Retrouvez-nous en ligne

WEB | BLOG | DJO SELECT | CEFARTENS | YOUTUBE | LINKEDIN

# PRISES DE MESURES BAS MÉDICAUX DE COMPRESSION VEINEUSE



## PRISES DE MESURES GAMME FEMME



Taille	A	B-	B	B+	C-	C	C+	F
	Cheville	Mollet-	Mollet	Mollet+	Cuisse -	Cuisse	Cuisse +	Hanche
0	16-18	-	26-29	-	-	42-52	-	-
1	18-20	26-30	29-32	31-36	38-44	45-56	54-60	105-135
2	20-23	29-33	32-36	35-40	42-48	48-59	60-66	115-145
3	23-26	32-37	36-40	39-44	46-52	51-62	66-72	125-155
4	26-29	36-41	40-44	43-48	50-56	54-65	72-78	135-165
5	29-33	40-45	43-48	47-52	-	62-74	-	145-175

**D** Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

**E** Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72

**B- B+** Uniquement pour Mi-Bas Microtrans Classe 2

**C- C+** Uniquement pour Bas Microtrans Classe 2

**F** Uniquement pour Collant de Maternité Microtrans Classe 2



## PRISES DE MESURES BAS ATE ANTI-THROMBOSE



Taille	A	B	C
	Cheville	Mollet	Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

**E** Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



## PRISES DE MESURES CHAUSSETTES / BAS GAMME HOMME




Taille	A	B	C
	Cheville	Mollet	Cuisse
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

**D** Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

**E** Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72

## GUIDE PRISES DE MESURES

(EN CM)



# SOMMAIRE

## TABLEAU DE PRISES DE MESURES 2

### LA COMPRESSION VEINEUSE 4

Le saviez-vous ?	4
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé	4
La classification de la CEAP	5
La gamme Veinax	6
Comment enfiler des bas ?	6
Récapitulatif Coloris gamme Veinax	7

### INDICATIONS GAMME VEINAX 9

## CLASSE 2 10

### LES MI-BAS - Classe 2 11

Microtrans	11
Microtrans Pied ouvert	11
Transparent	12
Transparent Pied ouvert	12
Fantaisie	13
Coton Femme	13
Coton Homme	13

### LES BAS - Classe 2 14

Microtrans	14
Microtrans Pied ouvert	15
Transparent	16
Transparent Pied ouvert	16
Fantaisie	16
Coton Homme	17
ATE Anti-trombose	17

### LES COLLANTS - Classe 2 18

Microtrans	18
Microtrans Maternité	18
Transparent	19
Fantaisie	19

## CLASSE 3 20

### LES MI-BAS / LES BAS / LES COLLANTS - Classe 3 21

### Accessoires 22

Enfile Bas	23
------------	----

### Outils Marketing 24



Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I sauf si mentionné dans le catalogue selon la directive européenne 93/42/CEE.  
Lire attentivement la notice avant utilisation. Disponible chez les orthopédistes, les répartiteurs pharmaceutiques et les pharmacies spécialisées.

## LA COMPRESSION VEINEUSE

L'insuffisance veineuse est une pathologie fréquente qui n'a pas pour seule conséquence des désagréments esthétiques ou de confort, elle témoigne également d'une mauvaise circulation dans les jambes qui se traduit par une stase veineuse qu'un praticien doit diagnostiquer et traiter le plus tôt possible.

DJO France propose en compression médicale sa gamme étendue de solutions visant à améliorer la santé vasculaire des utilisateurs en suivant les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé.

La gamme Veinax, c'est la bonne pression au bon endroit.

### LE SAVIEZ-VOUS ?

- Tous les professionnels de santé peuvent prescrire et renouveler de la compression veineuse : médecin généraliste, médecin du sport, chirurgien orthopédiste, phlébologue, angiologue, obstétricien, gynécologue, cardiologue, masseur kinésithérapeute et sages-femmes. Les infirmières ne sont autorisées aujourd'hui qu'à faire des renouvellements d'ordonnance.
- Si votre prise de mesure vient se situer entre deux tailles, DJO France préconise la taille supérieure.
- Il existe un consensus entre les professionnels de santé pour admettre que la compression médicale est le traitement de base de toute IVC (Insuffisance Veineuse Chronique).
- Il suffit de nettoyer la bande autofixante de votre BMC (bas) avec de l'eau savonneuse pour lui redonner toute son adhérence.
- Certains de nos produits peuvent être proposés en pied ouvert.
- Il n'y a pas de différence d'efficacité démontrée entre les différents types de bas (mi-bas, bas, collant et collant de maternité), la pression étant faite au niveau de la cheville et de façon résiduelle au mollet. Le choix se portera en général sur le type de bas le mieux accepté par le patient.
- Port recommandé durant toute la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois en cas de césarienne).

Chez DJO France, il existe plusieurs gammes pour accompagner le patient :

- Gamme de compression veineuse classique - Veinax
- Gamme ATE - Veinax
- Gamme ATE Hospitalière - VenaPure™

### LES RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Les recommandations de la HAS sont principalement de 4 ordres :

- Les pressions doivent être exprimées en mmHg et pas seulement en classe.
- Une stratification des indications cliniques (stades de la CEAP) en fonction des classes de pression.
- Une pression résiduelle minimale au mollet :
  - Pour les bas de 10 à 20 mmHg (classes 1 et 2), d'au moins de 75% de sa valeur à la cheville.
  - Pour les bas de 20 à 36 mmHg (classe 3) et > 36 mmHg (classe 4), de 50 à 80%.
- La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient

<b>CEAP</b>	<b>PRESSIION DE LA CHEVILLE</b>
C0S C1S	-
C2	15-20 mmHg (classe 2) ou 20-36 mmHg (classe 3)
C3	20-36 mmHg (classe 3)
C4	20-36 mmHg (classe 3)
C5	20-36 mmHg (classe 3) ou > 36 mmHg (classe 4)
C6	> 36 mmHg (classe 4)

\*Source : HAS - Evaluation des dispositifs de compression médicale à usage individuel  
Utilisation en pathologies vasculaires (septembre 2010)



# LA CLASSIFICATION DE LA CEAP\*

Cette classification a été adoptée dans le monde entier pour décrire simplement les différentes formes de la maladie veineuse.

Elle recouvre :

- Toutes les **anomalies cliniques** (ce que l'on voit).
- Toutes les **anomalies symptomatiques** (les plaintes du patient) de la maladie veineuse chronique du membre inférieur.



**C0s** Pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse.



**C1s** Varicosités (ou télangiectasies) ou veines réticulaires (diamètre < 3 mm).



**C2** Veines variqueuses ou varices (diamètre > 3 mm).



**C3** Œdème veineux.



**C4a** Pigmentation (ou dermite ocre) et/ou eczéma veineux (ou dermite de stase).



**C4b** Hypodermite ou lipodermatosclérose (inflammation du tissu sous cutané), plaques d'atrophie blanche.



**C5** Ulcère veineux cicatrisé.



**C6** Ulcère veineux non cicatrisé.

\*CEAP : Classification clinique étiologique anatomique, physiopathologique des maladies veineuse chronique

## UNE SITUATION PARTICULIÈRE : LA CLASSE 3

### LE RÔLE DE LA CLASSE 3 EST SOULIGNÉ PAR LA HAS.

Il existe une peur de la Classe 3 :

- Peur de ne pas pouvoir l'enfiler.
- Peur qu'elle soit inconfortable.
- Peur qu'elle ne soit pas portée.

Il en résulte donc une substitution vers la classe 2.

- Or, la Classe 2 est réservée aux formes débutantes, symptomatiques de la maladie.
- La **Classe 3** a une place essentielle dans le traitement de la maladie veineuse organique (HAS).

# LA GAMME VEINAX : C'EST LA BONNE PRESSION AU BON ENDROIT À LA CHEVILLE ET AU MOLLET

Basée sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la gamme Veinax a été développée pour mieux répondre à chaque stade de la maladie veineuse chronique.

## ➤ Veinax Classe 2 Microtrans, Transparent, Fantaisie et Coton

Pour soulager et prévenir

- Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante, varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).

## ➤ Veinax Classe 3 Microtrans

Pour traiter les formes évoluées

- Troubles trophiques.
- Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.

A noter : un niveau de compression mesuré peut varier selon les fabrications et la morphologie de l'individu.

## UNE FINITION AVEC UNE QUALITÉ PREMIUM

Des produits de qualité pour renforcer l'efficacité.



COUTURE PLATE  
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD



BANDE  
AUTOFIXANTE  
MOTIF BRODÉ  
SAUF COLORIS BEIGE ÉCLAT  
ET GAMME COTON

Dotée d'une certification à échelle nationale.

- Respect des pressions annoncées
- Régularité de la dégréssivité



## UNE FORMATION DÉDIÉE VEINAX

Votre délégué(e) est à votre disposition pour former votre équipe sur l'ensemble de nos produits et leur spécificité.

RETROUVEZ LE DÉLÉGUÉ(E)  
DE VOTRE SECTEUR EN  
FRANCE ET DROM-COM




## COMMENT ENFILER DES BAS ?

A L'AIDE D'UN  
ENFILE BAS



MANUELLEMENT



- 1 Introduire la main dans le bas.
- 2 Retourner le bas sur l'envers jusqu'au talon tout en maintenant la main dans ce dernier.
- 3 Introduire le pied et le faire glisser avec précaution jusqu'à la pointe du bas.  
Placer correctement le talon pour éviter tout pli.
- 4 Dérouler avec précaution le bas sur la jambe et l'ajuster de manière uniforme.
- 5 Masser le produit pour répartir correctement la matière.

Lors de l'enfilage des bas, il faut faire attention de ne pas accrocher le produit avec vos ongles ou bague. Il faut éviter de tirer sur la partie de l'anti-glisse par risque de détérioration.

A chaque patient sa PRISE DE MESURES !

Il est important de reprendre les mesures du patient à chaque nouvelle délivrance, en position debout sans chaussures et de préférence le matin.



VIDÉO COMMENT  
METTRE EN PLACE  
UN BAS AUTOFIXANT  
VEINAX



# RÉCAPITULATIF COLORIS GAMME VEINAX

## Classe 2

Microtrans



- Mi-Bas
- Bas Autofixant
- Collant



BEIGE



BEIGE DES ÎLES  
(Sauf collants)



MOKA



GRIS FUMÉ



BLEU MARINE



NOIR



- Collant de Maternité



BEIGE ÉCLAT



NOIR



- Mi-Bas **Pied ouvert**
- Bas Autofixant **Pied ouvert**



BEIGE



BEIGE DES ÎLES

Transparent



- Mi-Bas
- Bas Autofixant
- Collant



NUAGE



BEIGE ÉCLAT



BEIGE DISCRET



BEIGE



GRIS FUMÉ



NOIR



- Mi-Bas **Pied ouvert**
- Bas Autofixant **Pied ouvert**



BEIGE ÉCLAT



BEIGE DISCRET



BEIGE

Fantaisie



- Mi-Bas
- Bas Autofixant
- Collant



NOIR PETITS LOSANGES



NOIR GRANDS LOSANGES

Coton



- Mi-Bas (Femme)



DUNE



GRIS FUMÉ



NOIR



- Chaussettes (Homme)



SABLE



MARRON



BLEU MARINE



GRIS



NOIR



- Bas Autofixant (Homme)



NOIR

ATE



- Bas Anti-Thrombose



BLANC

## Classe 3

Microtrans



- Mi-Bas
- Bas Autofixant
- Collant



BEIGE



NOIR

*Veinax*  
COMPRESSION VEINEUSE



# Classe 2

15-20 mmHg / 20-27 Hpa

**MI-BAS**



**BAS**



**COLLANT & MATERNITÉ**



*Microtrans*

*Transparent*

*Fantaisie*

*Coton*

*ATE*  
*Anti-Thrombose*

Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)



Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante



Varices de petit calibre



Prévention de la thrombose veineuse profonde



# Classe 3

20-36 mmHg / 27-48 Hpa

**MI-BAS**

**BAS**

**COLLANT**



*Microtrans*

Troubles trophiques



Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde





# Classe 2

*Microtrans  
Transparent  
Fantaisie  
Coton Homme et Femme  
ATE*

- Textile doux et résistant
- Coutures extra plates
- Intérieur doux pour peaux sensibles
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies
- Semelle renforcée
- Tricotage circulaire
- Bande autofixante avec couture bord à bord
- Renfort au talon
- Facilité d'enfilage
- Lavage facile
- Sans latex



**LARGE BORD**



**BANDE  
AUTOFIXANTE  
MOTIF BRODÉ**









**COUTURE PLATE  
SEMELLE RENFORCÉE**





## MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2

TAILLE								
		BEIGE	BEIGE DES ÎLES	MOKA	GRIS FUMÉ	BLEU MARINE	NOIR	
0	STANDARD	NORMAL	3401597365010	-	-	-	3401063751033	
		LONG	3401551003217	-	-	-	3401063750661	
	MOLLET -	NORMAL	0190446357018	-	-	-	0190446357117	
		LONG	0190446357063	-	-	-	0190446357179	
1	STANDARD	NORMAL	3401021293247	3401054355769	3401021294138	3401563022800	3401060040956	3401021295029
		LONG	3401021293308	3401054356421	3401021294367	3401563022398	3401060040864	3401021295197
	MOLLET +	NORMAL	0190446357223	-	-	-	-	0190446360179
		LONG	0190446360124	-	-	-	-	0190446360223
	MOLLET -	NORMAL	0190446357025	-	-	-	-	0190446357124
		LONG	0190446357070	-	-	-	-	0190446357186
2	STANDARD	NORMAL	3401021293476	3401054356070	3401021294428	3401563022978	3401060040987	3401021295258
		LONG	3401021293537	3401054356599	3401021294596	3401563022459	3401060040871	3401021295319
	MOLLET +	NORMAL	0190446360087	-	-	-	-	0190446360186
		LONG	0190446360131	-	-	-	-	0190446360230
	MOLLET -	NORMAL	0190446357032	-	-	-	-	0190446357131
		LONG	0190446357087	-	-	-	-	0190446357193
3	STANDARD	NORMAL	3401021293766	3401054356131	3401021294657	3401563023050	3401060041007	3401021295487
		LONG	3401021293827	3401054356650	3401021294718	3401563022688	3401060040901	3401021295548
	MOLLET +	NORMAL	0190446360094	-	-	-	-	0190446360193
		LONG	0190446360148	-	-	-	-	0190446360247
	MOLLET -	NORMAL	0190446357049	-	-	-	-	0190446357148
		LONG	0190446357094	-	-	-	-	0190446357209
4	STANDARD	NORMAL	3401021293995	3401054356360	3401021294886	3401563023111	3401060041021	3401021295609
		LONG	3401021294077	3401054356711	3401021294947	3401563022749	3401060040918	3401021295777
	MOLLET +	NORMAL	0190446360100	-	-	-	-	0190446360209
		LONG	0190446360155	-	-	-	-	0190446360254
	MOLLET -	NORMAL	0190446357056	-	-	-	-	0190446357155
		LONG	0190446357100	-	-	-	-	0190446357216
5	STANDARD	NORMAL	3401597366888	-	-	-	-	3401063751323
		LONG	3401548808023	-	-	-	-	3401063750951
	MOLLET +	NORMAL	0190446360117	-	-	-	-	0190446360216
		LONG	0190446360162	-	-	-	-	0190446360261

## MI-BAS PIED OUVERT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2







TAILLE			
		BEIGE	BEIGE DES ÎLES
1	NORMAL	3401528512742	3401054356889
	LONG	3401528513633	3401054357251
2	NORMAL	3401528512803	3401054356940
	LONG	3401528513114	3401054357541
3	NORMAL	3401528512971	3401054357022
	LONG	3401528513862	3401054357770
4	NORMAL	3401528513053	3401054357190
	LONG	3401528513923	3401054358203

# Transparent

## MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2






TAILLE		 NUAGE	 BEIGE ÉCLAT	 BEIGE DISCRET	 BEIGE	 GRIS FUMÉ	 NOIR
0	NORMAL	-	0190446291763	-	3401063757127	-	3401563682677
	LONG	-	0190446291657	-	3401063756816	-	3401563681908
1	NORMAL	3401021308248	0190446291770	3401563793601	3401021307418	3401041378719	3401021309139
	LONG	3401021308309	0190446291701	3401563793199	3401021307586	3401041379198	3401021309368
2	NORMAL	3401021308477	0190446291787	3401563793830	3401021307647	3401041378887	3401021309429
	LONG	3401021308538	0190446291725	3401563793250	3401021307708	3401041379259	3401021309597
3	NORMAL	3401021308767	0190446291794	3401563794080	3401021307876	3401041378948	3401021309658
	LONG	3401021308828	0190446291732	3401563793311	3401021307937	3401041379310	3401021309719
4	NORMAL	3401021308996	0190446291800	3401563794370	3401021308019	3401041379020	3401021309887
	LONG	3401021309078	0190446291749	3401563793489	3401021308187	3401041379488	3401021309948
5	NORMAL	-	0190446291817	-	3401063757295	-	3401563682967
	LONG	-	0190446291756	-	3401063757066	-	3401563682448

## MI-BAS PIED OUVERT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2



TAILLE		 BEIGE ÉCLAT	 BEIGE DISCRET	 BEIGE
1	NORMAL	0190446292210	0190446292258	3401528514005
	LONG	0190446292173	0190446292296	3401528514524
2	NORMAL	0190446292227	0190446292265	3401528514173
	LONG	0190446292180	0190446292302	3401528514692
3	NORMAL	0190446292234	0190446292272	3401528514234
	LONG	0190446292197	0190446292319	3401528514753
4	NORMAL	0190446292241	0190446292289	3401528514463
	LONG	0190446292203	0190446292326	3401528514814



# Fantaisie

Les Mi-Bas



## MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2

TAILLE			
		NOIR - PETITS LOSANGES	NOIR - GRANDS LOSANGES
1	NORMAL	3401021280810	3401021279920
	LONG	3401021280988	3401021280001
2	NORMAL	3401021281060	3401021280179
	LONG	3401021281121	3401021280230
3	NORMAL	3401021281299	3401021280469
	LONG	3401021281350	3401021280520
4	NORMAL	3401021281411	3401021280698
	LONG	3401021281589	3401021280759



Classe 2

# Coton Femme



## MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2

TAILLE				
		DUNE - TORSADÉ	GRIS FUMÉ - TORSADÉ	NOIR - TORSADÉ
1	NORMAL	3401081524886	3401081518625	3401081519516
	LONG	3401081524428	3401081518106	3401081519165
2	NORMAL	3401081524947	3401081518793	3401081524077
	LONG	3401081524596	3401081518274	3401081519226
3	NORMAL	3401081525029	3401081518854	3401081524138
	LONG	3401081524657	3401081518335	3401081519394
4	NORMAL	3401081525197	3401081518915	3401081524367
	LONG	3401081524718	3401081518564	3401081519455



# Coton Homme



## CHAUSSETTES CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2







TAILLE						
		SABLE	MARRON	BLEU MARINE	GRIS	NOIR
1	NORMAL	3401081474358	3401021276387	3401021277278	3401021275557	3401021278220
	LONG	3401081526200	3401021276448	3401021277339	3401021275618	3401021278398
2	NORMAL	3401081525609	3401021276509	3401021277568	3401021275786	3401021278459
	LONG	3401081526439	3401021276677	3401021277629	3401021275847	3401021278510
3	NORMAL	3401081525777	3401021276738	3401021277797	3401021275908	3401021278688
	LONG	3401081526729	3401021276967	3401021277858	3401021276097	3401021278749
4	NORMAL	3401081525838	3401021277049	3401021277919	3401021276158	3401021278800
	LONG	3401081526958	3401021277100	3401021278169	3401021276219	3401021278978
5	NORMAL	3401081526088	3401597363757	3401063747760	3401597368141	3401063747470
	LONG	3401081527030	3401597360565	3401063747302	3401597364709	3401063747241



Véinax


**BAS AUTOFIXANT CLASSE 2**

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8

TAILLE								
			BEIGE	BEIGE DES ÎLES	MOKA	GRIS FUMÉ	BLEU MARINE	NOIR
<b>0</b>	STANDARD	NORMAL	3401597135699	-	-	-	-	3401063756236
		LONG	3401597134920	-	-	-	-	3401063756007
	CUISSÉ -	NORMAL	3401562374535	-	-	-	-	3401562266793
		LONG	3401562342657	-	-	-	-	3401562287446
<b>1</b>	STANDARD	NORMAL	3401021295838	3401054359491	3401021296897	3401563021100	3401060041038	3401021297788
		LONG	3401021296088	3401054360381	3401021296958	3401563021797	3401060041083	3401021297849
	CUISSÉ +	NORMAL	3401551081857	-	-	-	-	3401551049451
		LONG	3401551081918	-	-	-	-	3401551049512
	CUISSÉ -	NORMAL	3401162381162	-	-	-	-	3401562295311
		LONG	3401562342718	-	-	-	-	3401562313213
<b>2</b>	STANDARD	NORMAL	3401021296149	3401054359781	3401021297030	3401563021278	3401060041045	3401021297900
		LONG	3401021296200	3401054360442	3401021297269	3401563021858	3401060041090	3401021298099
	CUISSÉ +	NORMAL	3401551082229	-	-	-	-	3401551080737
		LONG	3401551082397	-	-	-	-	3401551081277
	CUISSÉ -	NORMAL	3401162430051	-	-	-	-	3401562312322
		LONG	3401562345498	-	-	-	-	3401562334782
<b>3</b>	STANDARD	NORMAL	3401021296378	3401054359903	3401021297320	3401563021339	3401060041069	3401021298150
		LONG	3401021296439	3401054360671	3401021297498	3401563022169	3401060041106	3401021298211
	CUISSÉ +	NORMAL	3401551082458	-	-	-	-	3401551081338
		LONG	3401551082519	-	-	-	-	3401551081567
	CUISSÉ -	NORMAL	3401162430112	-	-	-	-	3401562313152
		LONG	3401562373125	-	-	-	-	3401562335673
<b>4</b>	STANDARD	NORMAL	3401021296668	3401054360152	3401021297559	3401563021629	3401060041076	3401021298389
		LONG	3401021296729	3401054360961	3401021297610	3401563022220	3401060041120	3401021298440
	CUISSÉ +	NORMAL	3401551085350	-	-	-	-	3401551081628
		LONG	3401551089082	-	-	-	-	3401551081796
<b>5</b>	STANDARD	NORMAL	3401597135750	-	-	-	-	3401063756465
		LONG	3401597135170	-	-	-	-	3401063756175







## BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8

Classe 2

TAILLE		● BEIGE	● BEIGE DES ÎLES	
1	CUISSSE -	NORMAL	3401162435834	-
		LONG	3401162436725	-
	STANDARD	NORMAL	3401021298501	3401054361043
		LONG	3401021298679	3401054362163
	CUISSSE +	NORMAL	3401562095287	-
		LONG	3401562100523	-
2	CUISSSE -	NORMAL	3401162436084	-
		LONG	3401162436954	-
	STANDARD	NORMAL	3401021298730	3401054361272
		LONG	3401021298969	3401054362392
	CUISSSE +	NORMAL	3401562126837	-
		LONG	3401162178410	-
3	CUISSSE -	NORMAL	3401162436206	-
		LONG	3401162437265	-
	STANDARD	NORMAL	3401021299041	3401054361562
		LONG	3401021299102	3401054362514
	CUISSSE +	NORMAL	3401562186510	-
		LONG	3401562194904	-
4	CUISSSE -	NORMAL	3401162436374	-
		LONG	3401162437845	-
	STANDARD	NORMAL	3401021299270	3401054361791
		LONG	3401021299331	3401054362682
	CUISSSE +	NORMAL	3401562198056	-
		LONG	3401562204061	-











# Transparent

## BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8

TAILLE		 NUAGE	 BEIGE ÉCLAT	 BEIGE DISCRET	 BEIGE	 GRIS FUMÉ	 NOIR
0	NORMAL	-	0190446291893	-	3401563791188	-	3401563688303
	LONG	-	0190446291824	-	3401563790877	-	3401563683278
1	NORMAL	3401021316403	0190446291909	3401564255689	3401021310029	3401041379549	3401021317462
	LONG	3401021316571	0190446291831	3401563794660	3401021310197	3401041380088	3401021317523
2	NORMAL	3401021316632	0190446291916	3401564326341	3401021310258	3401041379600	3401021317691
	LONG	3401021316861	0190446291848	3401563794721	3401021310319	3401041380149	3401021317752
3	NORMAL	3401021316922	0190446291923	3401564326631	3401021310487	3401041379778	3401021317813
	LONG	3401021317004	0190446291862	3401563795322	3401021316113	3401041380200	3401021317981
4	NORMAL	3401021317172	0190446291930	3401564327003	3401021316281	3401041379839	3401021318063
	LONG	3401021317233	0190446291879	3401563795780	3401021316342	3401041380378	3401021318124
5	NORMAL	-	0190446291947	-	3401563791249	-	3401563688471
	LONG	-	0190446291886	-	3401563791010	-	3401563682738



## BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8



TAILLE		 BEIGE ÉCLAT	 BEIGE DISCRET	 BEIGE
1	NORMAL	0190446292135	0190446292333	3401528515354
	LONG	0190446292098	0190446292371	3401528514982
2	NORMAL	0190446292142	0190446292340	3401528515415
	LONG	0190446292104	0190446292388	3401528515064
3	NORMAL	0190446292159	0190446292357	3401528515583
	LONG	0190446292111	0190446292395	3401528515125
4	NORMAL	0190446292166	0190446292364	3401528515644
	LONG	0190446292128	0190446292401	3401528515293



# Fantaisie

## BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8

TAILLE		 NOIR - PETITS LOSANGES	 NOIR - GRANDS LOSANGES
1	NORMAL	3401021282470	3401021281640
	LONG	3401021282531	3401021281701
2	NORMAL	3401021282760	3401021281879
	LONG	3401021282821	3401021281930
3	NORMAL	3401021282999	3401021282012
	LONG	3401021288625	3401021282180
4	NORMAL	3401021288793	3401021282241
	LONG	3401021288854	3401021282302



## BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8

TAILLE		● NOIR
1	NORMAL	3401021279050
	LONG	3401021279111
2	NORMAL	3401021279289
	LONG	3401021279340
3	NORMAL	3401021279401
	LONG	3401021279579
4	NORMAL	3401021279630
	LONG	3401021279869
5	NORMAL	3401597370151
	LONG	3401597370731



Classe 2

## ATE Anti-Thrombose

### INDICATIONS :

- Prévention des TVP (Thromboses Veineuses Profondes) chez les sujets alités.
- **Risques élevés** : Chirurgie de la hanche et du genou, poly-traumatismes, chirurgie néoplasique, chirurgie pelvienne majeure étendue.
- **Risques modérés** : Chirurgie viscérale inflammatoire, chirurgie abdominale ou pleuvienne non néoplasique.

## BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8

TAILLE		○ BLANC
1	NORMAL	3401162483101
	LONG	3401162484221
2	NORMAL	3401162483279
	LONG	3401162484399
3	NORMAL	3401162483620
	LONG	3401162484740
4	NORMAL	3401162484160
	LONG	3401162484801



BANDE AUTOFIXANTE  
à PICOTS EN SILICONE



OUVERTURE SUR LE  
DESSUS DU PIED






Veinax

# Microtrans



## COLLANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

TAILLE		 <b>BEIGE</b>	 <b>MOKA</b>	 <b>GRIS FUMÉ</b>	 <b>BLEU MARINE</b>	 <b>NOIR</b>
<b>0</b>	NORMAL	3401521372176	-	-	-	3401063756694
	LONG	3401596940102	-	-	-	3401063751262
<b>1</b>	NORMAL	3401021299560	3401021300372	3401563023289	3401060041175	3401021301324
	LONG	3401021299621	3401021300433	3401563037019	3401060041137	3401021301492
<b>2</b>	NORMAL	3401021299799	3401021300662	3401563023340	3401060041182	3401021301553
	LONG	3401021299850	3401021300723	3401563057468	3401060041144	3401021301614
<b>3</b>	NORMAL	3401021299911	3401021300891	3401563023401	3401060041199	3401021301782
	LONG	3401021300082	3401021300952	3401563060659	3401060041151	3401021301843
<b>4</b>	NORMAL	3401021300143	3401021301034	3401563028253	3401060041212	3401021301904
	LONG	3401021300204	3401021301263	3401563062899	3401060041168	3401021302093
<b>5</b>	NORMAL	3401521372237	-	-	-	3401063756755
	LONG	3401574238092	-	-	-	3401063756526

## COLLANT DE MATERNITÉ CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

TAILLE		 <b>BEIGE ÉCLAT</b>	 <b>NOIR</b>
<b>1</b>	NORMAL	0190446320357	0190446320463
	LONG	0190446320302	0190446320401
<b>2</b>	NORMAL	0190446320364	0190446320470
	LONG	0190446320319	0190446320425
<b>3</b>	NORMAL	0190446320371	0190446320487
	LONG	0190446320326	0190446320432
<b>4</b>	NORMAL	0190446320388	0190446320494
	LONG	0190446320333	0190446320449
<b>5</b>	NORMAL	0190446320395	0190446320500
	LONG	0190446320340	0190446320456




# Transparent

Les Collants

## COLLANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

TAILLE							
	NUAGE	BEIGE ÉCLAT	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUMÉ	NOIR	
0	NORMAL	-	0190446292012	-	3401563792949	-	3401563689713
	LONG	-	0190446291954	-	3401563791478	-	3401563688013
1	NORMAL	3401021319015	0190446292029	3401564328352	3401021318292	3401041380439	3401021319992
	LONG	3401021319183	0190446291961	3401564327690	3401021318353	3401041380958	3401021320073
2	NORMAL	3401021319244	0190446292036	3401564328413	3401021318414	3401041380668	3401021320134
	LONG	3401021319305	0190446291978	3401564327812	3401021318582	3401041381030	3401021320363
3	NORMAL	3401021319473	0190446292043	3401564328581	3401021318643	3401041380729	3401021320424
	LONG	3401021319534	0190446291985	3401564328062	3401021318704	3401041381269	3401021320592
4	NORMAL	3401021319763	0190446292050	3401564328642	3401021318872	3401041380897	3401021320653
	LONG	3401021319824	0190446291992	3401564328291	3401021318933	3401041381320	3401021320714
5	NORMAL	-	0190446292074	-	3401563793021	-	3401563706144
	LONG	-	0190446292005	-	3401563792710	-	3401563689652




Classe 2

# Fantaisie

## COLLANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

TAILLE			
	NOIR - PETITS LOSANGES	NOIR - GRANDS LOSANGES	
1	NORMAL	3401021289806	3401021288915
	LONG	3401021289974	3401021289165
2	NORMAL	3401021290055	3401021289226
	LONG	3401021290116	3401021289394
3	NORMAL	3401021290284	3401021289455
	LONG	3401021290345	3401021289516
4	NORMAL	3401021290406	3401021289684
	LONG	3401021290574	3401021289745



Véinax

# Classe 3

## Microtrans

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



BANDE  
AUTOFIXANTE  
MOTIF BRODÉ



COUTURE PLATE  
SEMELLE RENFORCÉE





LARGE BORD

# Microtrans



## MI-BAS CLASSE 3



L.P.P.R. : 22V1x2 201D01.2

TAILLE		 BEIGE	 NOIR
1	NORMAL	3401021302154	3401021303045
	LONG	3401021302215	3401021303106
2	NORMAL	3401021302383	3401021303274
	LONG	3401021302444	3401021303335
3	NORMAL	3401021302505	3401021303564
	LONG	3401021302673	3401021303625
4	NORMAL	3401021302734	3401021303793
	LONG	3401021302963	3401021303854



## BAS AUTOFIXANT CLASSE 3

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8



TAILLE		 BEIGE	 NOIR
1	NORMAL	3401021303915	3401021304806
	LONG	3401021304165	3401021304974
2	NORMAL	3401021304226	3401021305056
	LONG	3401021304394	3401021305117
3	NORMAL	3401021304455	3401021305285
	LONG	3401021304516	3401021305346
4	NORMAL	3401021304684	3401021305407
	LONG	3401021304745	3401021305575



Classe 3

## COLLANT CLASSE 3

L.P.P.R. : 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

TAILLE		 BEIGE	 NOIR
1	NORMAL	3401021305636	3401021306695
	LONG	3401021305865	3401021306756
2	NORMAL	3401021305926	3401021306817
	LONG	3401021306008	3401021306985
3	NORMAL	3401021306176	3401021307067
	LONG	3401021306237	3401021307128
4	NORMAL	3401021306466	3401021307296
	LONG	3401021306527	3401021307357



# *Accessoires Veinax*





# Enfile-Bas


- Léger et souple.
- Peu encombrant.
- Poignées à angle.
- Facilite la mise en place des bas de contention.


<b>ENFILE-BAS</b>	
	<b>GRIS FONCÉ</b>
	3401079772701



# Enfile-Bas Métal

- Léger et résistant.
- Peu encombrant.
- Matière acier.
- Facilite la mise en place des bas de contention.

<b>ENFILE-BAS MÉTAL</b>	
	<b>MÉTAL</b>
	3401040385251



Découvrez la vidéo  
de mise en place de  
l'enfile-bas Veinax

selon stocks disponibles.



**TOTEM**  
MKGBS187



**NUANCIER**  
MKGB130



**VITROPHANIE**  
MKGBS168



**JAMBE DE DEMONSTRATION**  
LIV134



**PLV TRIANGLES**  
(KIT DE 4)  
MKGBS195

**Veinax**  
Compression Veineuse

# PRISES DE MESURES

## BAS MÉDICAUX DE COMPRESSION VEINEUSE



### PRISES DE MESURES MI-BAS / BAS / COLLANT GAMME FEMME

Taille	A	B	B+	C	C-	C	C+	E
	Cheville	Mollet-	Mollet+	Mollet	Cuisse -	Cuisse	Cuisse +	Hanche
0	16-18	-	-	26-29	-	42-52	-	-
1	18-20	26-30	31-36	29-32	38-44	45-56	54-60	105-135
2	20-23	29-33	35-40	32-36	42-48	48-59	60-66	115-145
3	23-26	32-37	39-44	36-40	46-52	51-62	66-72	125-155
4	26-29	36-41	43-48	40-44	50-56	54-65	72-78	135-165
5	29-33	40-45	47-52	43-48	-	62-74	-	145-175

**D** Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40  
**E** Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72

**B+** Uniquement pour Mi-Bas Microtrans Classe 2  
**C+** Uniquement pour Bas Microtrans Classe 2  
**F** Uniquement pour Collant de Maternité Microtrans Classe 2



### PRISES DE MESURES CHAUSSETTES / BAS GAMME HOMME

Taille	A	B	C
	Cheville	Mollet	Cuisse
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

**D** Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40  
**E** Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72




### PRISES DE MESURES BAS ATE ANTI-THROMBOSE

Taille	A	B	C
	Cheville	Mollet	Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

**E** Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



### GUIDE PRISE DE MESURE (EN CM)



**Veinax**  
Une gamme d'ALICAST



DJO France S.A.S | Centre Européen de Fret | 13 rue de Beibar | 64990 Mouquerre  
[www.DJGlobal.fr](http://www.DJGlobal.fr) | [www.DJselect.fr](http://www.DJselect.fr)

# Veinax

Une gamme d'**AIRCAST**



Retrouvez-nous en ligne

**WEB | BLOG | DJO SELECT | CEFARTENS | YOUTUBE | LINKEDIN**

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France

